

# 05 Flexible und halb-flexible Zangen

## *Flexible and semi-rigid forceps*

**EB**  
ENDOSCOPY  
**EWALD BACHER**



**Griff und Aufsatz separat lieferbar**

### Standard

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.

≤ ø 1,4mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-002

≥ ø 1,6mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-001

*Flexible grinded spiral (whole length).*

≤ ø 1,4mm standard handle order-no. 200-00-002

≥ ø 1,6mm standard handle order-no. 200-00-001

### Auf Wunsch

U = nur Aufsatz flexibel ( z.Bsp. U200-23-040 )

UR = nur Aufsatz halb-flexibel ( z.Bsp. UR200-23-040 )

URS = nur Aufsatz halb-flexibel und spülbar ( z.Bsp. URS200-23-040 )

Weiteres auf Seite 49

### On desire

U = only insert flexible ( e.g. U200-23-040 )

UR = only insert semi-rigid ( e.g. UR200-23-040 )

URS = only insert semi-rigid and flushable ( e.g. URS200-23-040 )

More Information on Page 49

Alle Instrumente autoklavierbar. *All instruments autoclavable.*

*Andere Längen möglich. Other length possible.*

Technische Änderungen vorbehalten.

*Technical alterations are possible.*

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

*All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.*



**NEW !**


**NEW !**



# 05 Flexible und halb-flexible Zangen

## Flexible and semi-rigid forceps

Ovaler Löffel, scharf  
Oval Cup, sharp



**NEW!**

		Bestell-Nr.   Order-No.					
Charrière	Ø mm	Länge cm	flexibel	halb-flexibel	mit Schließfeder flexibel	mit Schließfeder halb-flexibel	mit Spülansatz halb-flexibel
French	Ø mm	Length cm	flexible	semi-rigid	with closing spring flexible	with closing spring semi-rigid	with flushing port semi-rigid
	0,8	55	200-08-055	R200-08-055	200-08-055	R200-08-055	
3	1,0	40	200-10-040	R200-10-040	200-10-040	R200-10-040	RS200-10-040
3	1,0	60	200-10-060	R200-10-060	200-10-060	R200-10-060	RS200-10-060
	1,2	40	200-12-040	R200-12-040	200-12-040	R200-12-040	RS200-12-040
	1,2	60	200-12-060	R200-12-060	200-12-060	R200-12-060	RS200-12-060
	1,4	40	200-14-040	R200-14-040	200-14-040	R200-14-040	RS200-14-040
	1,4	60	200-14-060	R200-14-060	200-14-060	R200-14-060	RS200-14-060
5	1,6	40	200-16-040	R200-16-040	F200-16-040	FR200-16-040	RS200-16-040
5	1,6	60	200-16-060	R200-16-060	F200-16-060	FR200-16-060	RS200-16-060
	2,1	40	200-21-040	R200-21-040	F200-21-040	FR200-21-040	RS200-21-040
	2,1	60	200-21-060	R200-21-060	F200-21-060	FR200-21-060	RS200-21-060
7	2,3	40	200-23-040	R200-23-040	F200-23-040	FR200-23-040	RS200-23-040
7	2,3	60	200-23-060	R200-23-060	F200-23-060	FR200-23-060	RS200-23-060
9	3,0	40	200-30-040	R200-30-040	F200-30-040	FR200-30-040	RS200-30-040
9	3,0	60	200-30-060	R200-30-060	F200-30-060	FR200-30-060	RS200-30-060

**Griff und Aufsatz separat lieferbar**  
**Standard**

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.  
≤ Ø 1,4mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-002  
≥ Ø 1,6mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-001  
Flexible grinded spiral (whole length).

≤ Ø 1,4mm standard handle order-no. 200-00-002  
≥ Ø 1,6mm standard handle order-no. 200-00-001

**Auf Wunsch**

U = nur Aufsatz flexibel ( z.Bsp. U200-23-040 )

UR= nur Aufsatz halb-flexibel (z.Bsp. UR200-23-040 )

URS = nur Aufsatz halb-flexibel und spülbar ( z.Bsp. URS200-23-040 )

*On desire*

U = only insert flexible ( z.Bsp. U200-23-040 )

UR= only insert semi-rigid ( e.g. UR200-23-040 )

URS = only insert semi-rigid and flushable ( e.g. URS200-23-040 )

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.

Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.


All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.



# 05 Flexible und halb-flexible Zangen

## Flexible and semi-rigid forceps

Schere, einfachbeweglich  
Scissors, single action



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.   Order-No.				
			flexibel	halb-flexibel	mit Schließfeder flexibel	mit Schließfeder halb-flexibel	mit Spülansatz halb-flexibel
French	Ø mm	Length cm	flexible	semi-rigid	with closing spring flexible	with closing spring semi-rigid	with flushing port semi-rigid
3	1,0	40	201-10-040	R201-10-040	201-10-040	R201-10-040	RS201-10-040
3	1,0	60	201-10-060	R201-10-060	201-10-060	R201-10-060	RS201-10-060
	1,3	40	201-13-040	R201-13-040	201-13-040	R201-13-040	RS201-13-040
	1,3	60	201-13-060	R201-13-060	201-13-060	R201-13-060	RS201-13-060
5	1,6	40	201-16-040	2R01-16-040	F201-16-040	FR201-16-040	RS201-16-040
5	1,6	60	201-16-060	2R01-16-060	F201-16-060	FR201-16-060	RS201-16-060
	2,1	40	201-21-040	R201-21-040	F201-21-040	FR201-21-040	RS201-21-040
	2,1	60	201-21-060	R201-21-060	F201-21-060	FR201-21-060	RS201-21-060
7	2,3	40	201-23-040	R201-23-040	F201-23-040	FR201-23-040	RS201-23-040
7	2,3	60	201-23-060	R201-23-060	F201-23-060	FR201-23-060	RS201-23-060
9	3,0	40	201-30-040	R201-30-040	F201-30-040	FR201-30-040	RS201-30-040
9	3,0	60	201-30-060	R201-30-060	F201-30-060	FR201-30-060	RS201-30-060

**Griff und Aufsatz separat lieferbar**  
**Standard**

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.  
≤ Ø 1,4mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-002  
≥ Ø 1,6mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-001

Flexible grinded spiral (whole length).  
≤ Ø 1,4mm standard handle order-no. 200-00-002  
≥ Ø 1,6mm standard handle order-no. 200-00-001

**Auf Wunsch**

U = nur Aufsatz flexibel ( z.Bsp. U200-23-040 )  
UR= nur Aufsatz halb-flexibel (z.Bsp. UR200-23-040 )  
URS = nur Aufsatz halb-flexibel und spülbar ( z.Bsp. URS200-23-040 )

*On desire*

U = only insert flexible ( z.Bsp. U200-23-040 )  
UR= only insert semi-rigid ( e.g. UR200-23-040 )  
URS = only insert semi-rigid and flushable ( e.g. URS200-23-040 )

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.  
Technical alterations are possible.


Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.



# 05 Flexible und halb-flexible Zangen


## Flexible and semi-rigid forceps

**Hakenschere, einfachbeweglich**  
*Hook Scissors, single action*



		Bestell-Nr.   Order-No.					
Charrière	Ø mm	L ä n g e cm	flexibel	halb-flexibel	mit Schließfeder flexibel	mit Schließfeder halb-flexibel	mit Spülansatz halb-flexibel
French	Ø mm	Length cm	flexible	semi-rigid	with closing spring flexible	with closing spring semi-rigid	with flushing port semi-rigid
7	2,3	40	202-23-040	R202-23-040	F202-23-040	FR202-23-040	RS202-23-040
7	2,3	60	202-23-060	R202-23-060	F202-23-060	FR202-23-060	RS202-23-060
9	3,0	40	202-30-040	R202-30-040	F202-30-040	FR202-30-040	RS202-30-040
9	3,0	60	202-30-060	R202-30-060	F202-30-060	FR202-30-060	RS202-30-060

**Ovaler Löffel, gezahnt**  
*Oval Cup, serrated*



		Bestell-Nr.   Order-No.					
Charrière	Ø mm	Länge cm	flexibel	halb-flexibel	mit Schließfeder flexibel	mit Schließfeder halb-flexibel	mit Spülansatz halb-flexibel
French	Ø mm	Length cm	flexible	semi-rigid	with closing spring flexible	with closing spring semi-rigid	with flushing port semi-rigid
5	1,6	40	203-16-040	R203-16-040	F203-16-040	FR203-16-040	RS203-16-040
5	1,6	60	203-16-060	R203-16-060	F203-16-060	FR203-16-060	RS203-16-060
	2,1	40	203-21-040	R203-21-040	F203-21-040	FR203-21-040	RS203-21-040
	2,1	60	203-21-060	R203-21-060	F203-21-060	FR203-21-060	RS203-21-060
7	2,3	40	203-23-040	R203-23-040	F203-23-040	FR203-23-040	RS203-23-040
7	2,3	60	203-23-060	R203-23-060	F203-23-060	FR203-23-060	RS203-23-060
9	3,0	40	203-30-040	R203-30-040	F203-30-040	FR203-30-040	RS203-30-040
9	3,0	60	203-30-060	R203-30-060	F203-30-060	FR203-30-060	RS203-30-060

**Griff und Aufsatz separat lieferbar**  
**Standard**

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.  
 ≤ Ø 1,4mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-002  
 ≥ Ø 1,6mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-001

*Flexible grinded spiral (whole length).*  
 ≤ Ø 1,4mm standard handle order-no. 200-00-002  
 ≥ Ø 1,6mm standard handle order-no. 200-00-001

**Auf Wunsch**

U = nur Aufsatz flexibel ( z.Bsp. U200-23-040 )  
 UR= nur Aufsatz halb-flexibel (z.Bsp. UR200-23-040 )  
 URS = nur Aufsatz halb-flexibel und spülbar ( z.Bsp. URS200-23-040 )

*On desire*

U = only insert flexible ( z.Bsp. U200-23-040 )  
 UR= only insert semi-rigid ( e.g. UR200-23-040 )  
 URS = only insert semi-rigid and flushable ( e.g. URS200-23-040 )

Alle Instrumente autoklavierbar. *All instruments autoclavable.*

*Andere Längen möglich. Other length possible.*

Technische Änderungen vorbehalten.

*Technical alterations are possible.*

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

*All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.*




# 05 Flexible und halb-flexible Zangen

## Flexible and semi-rigid forceps

### Alligator - Zange

Alligator - Forceps




**NEW !**

			Bestell-Nr.   Order-No.				
Charrière	Ø mm	Länge cm	flexibel	halb-flexibel	mit Schließfeder flexibel	mit Schließfeder halb-flexibel	mit Spülansatz halb-flexibel
French	Ø mm	Length cm	flexible	semi-rigid	with closing spring flexible	with closing spring semi-rigid	with flushing port semi-rigid
	0,8	40	204-08-040	R204-08-040	204-08-040	R204-08-040	
3	1,0	40	204-10-040	R204-10-040	204-10-040	R204-10-040	RS204-10-040
3	1,0	60	204-10-060	R204-10-060	204-10-060	R204-10-060	RS204-10-060
	1,2	40	204-12-040	R204-12-040	204-12-040	R204-12-040	RS204-12-040
	1,2	60	204-12-060	R204-12-060	204-12-060	R204-12-060	RS204-12-060
	1,4	40	204-14-040	R204-14-040	204-14-040	R204-14-040	RS204-14-040
	1,4	60	204-14-060	R204-14-060	204-14-060	R204-14-060	RS204-14-060
5	1,6	40	204-16-040	R204-16-040	F204-16-040	FR204-16-040	RS204-16-040
5	1,6	60	204-16-060	R204-16-060	F204-16-060	FR204-16-060	RS204-16-060
	2,1	40	204-21-040	R204-21-040	F204-21-040	FR204-21-040	RS204-21-040
	2,1	60	204-21-060	R204-21-060	F204-21-060	FR204-21-060	RS204-21-060
7	2,3	40	204-23-040	R204-23-040	F204-23-040	FR204-23-040	RS204-23-040
7	2,3	60	204-23-060	R204-23-060	F204-23-060	FR204-23-060	RS204-23-060
9	3,0	40	204-30-040	R204-30-040	F204-30-040	FR204-30-040	RS204-30-040
9	3,0	60	204-30-060	R204-30-060	F204-30-060	FR204-30-060	RS204-30-060

### Schere, doppelbeweglich

Scissors, double action



**NEW !**

			Bestell-Nr.   Order-No.				
Charrière	Ø mm	Länge cm	flexibel	halb-flexibel	mit Schließfeder flexibel	mit Schließfeder halb-flexibel	mit Spülansatz halb-flexibel
French	Ø mm	Length cm	flexible	semi-rigid	with closing spring flexible	with closing spring semi-rigid	with flushing port semi-rigid
7	2,3	40	205-23-040	R205-23-040	F205-23-040	FR205-23-040	RS205-23-040
7	2,3	60	205-23-060	R205-23-060	F205-23-060	FR205-23-060	RS205-23-060

#### Griff und Aufsatz separat lieferbar

Standard

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.  
 ≤ Ø 1,4mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-002  
 ≥ Ø 1,6mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-001  
 Flexible grinded spiral (whole length).

≤ Ø 1,4mm standard handle order-no. 200-00-002  
 ≥ Ø 1,6mm standard handle order-no. 200-00-001

#### Auf Wunsch

U = nur Aufsatz flexibel ( z.Bsp. U200-23-040 )  
 UR= nur Aufsatz halb-flexibel (z.Bsp. UR200-23-040 )  
 URS = nur Aufsatz halb-flexibel und spülbar ( z.Bsp. URS200-23-040 )

#### On desire

U = only insert flexible ( z.Bsp. U200-23-040 )  
 UR= only insert semi-rigid ( e.g. UR200-23-040 )  
 URS = only insert semi-rigid and flushable ( e.g. URS200-23-040 )

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.

Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.



All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.



# 05

## Flexible und halb-flexible Zangen Flexible and semi-rigid forceps

**Ovaler Löffel, gezahnt**  
Oval Cup, serrated



**NEW !**

Charrière		Ø mm	Länge cm	flexibel	halb-flexibel	Bestell-Nr.   Order-No.		
French	Ø mm	Length cm	flexible	semi-rigid	mit Schließfeder flexibel	mit Schließfeder halb-flexibel	mit Spülansatz halb-flexibel	
					with closing spring flexible	with closing spring semi-rigid	with flushing port semi-rigid	
3	1,0	40	207-10-040	R207-10-040	207-10-040	R207-10-040	RS207-10-040	
3	1,0	60	207-10-060	R207-10-060	207-10-060	R207-10-060	RS207-10-060	
5	1,6	40	207-16-040	R207-16-040	F207-16-040	FR207-16-040	RS207-16-040	
5	1,6	60	207-16-060	R207-16-060	F207-16-060	FR207-16-060	RS207-16-060	
7	2,3	40	207-23-040	R207-23-040	F207-23-040	FR207-23-040	RS207-23-040	
7	2,3	60	207-23-060	R207-23-060	F207-23-060	FR207-23-060	RS207-23-060	

**Fremdkörper - Zange, Zähne ineinander, Schneiden scharf**  
Grasping Forceps, teeth interlock, sharp cutting edge



**NEW !**

Charrière		Ø mm	Länge cm	flexibel	halb-flexibel	Bestell-Nr.   Order-No.		
French	Ø mm	Length cm	flexible	semi-rigid	mit Schließfeder flexibel	mit Schließfeder halb-flexibel	mit Spülansatz halb-flexibel	
					with closing spring flexible	with closing spring semi-rigid	with flushing port semi-rigid	
	1,2	40	228-12-040	R228-12-040	228-12-040	R228-12-040	RS228-12-040	
	1,2	60	228-12-060	R228-12-060	228-12-060	R228-12-060	RS228-12-060	
	1,4	40	228-14-040	R228-14-040	228-14-040	R228-14-040	RS228-14-040	
	1,4	60	228-14-060	R228-14-060	228-14-060	R228-14-060	RS228-14-060	
5	1,6	40	228-16-040	R228-16-040	F228-16-040	FR228-16-040	RS228-16-040	
5	1,6	60	228-16-060	R228-16-060	F228-16-060	FR228-16-060	RS228-16-060	

**Griff und Aufsatz separat lieferbar**

**Standard**

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.

≤ Ø 1,4mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-002

≥ Ø 1,6mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-001

Flexible grinded spiral (whole length).

≤ Ø 1,4mm standard handle order-no. 200-00-002

≥ Ø 1,6mm standard handle order-no. 200-00-001

**Auf Wunsch**

U = nur Aufsatz flexibel ( z.Bsp. U200-23-040 )

UR = nur Aufsatz halb-flexibel (z.Bsp. UR200-23-040 )

URS = nur Aufsatz halb-flexibel und spülbar ( z.Bsp. URS200-23-040 )

*On desire*

U = only insert flexible ( z.Bsp. U200-23-040 )

UR = only insert semi-rigid ( e.g. UR200-23-040 )

URS = only insert semi-rigid and flushable ( e.g. URS200-23-040 )

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.

Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.




# 05 Flexible und halb-flexible Zangen

## Flexible and semi-rigid forceps

### Fasszange, für Steinstraße

Grasping Forceps, for stone street




**NEW !**

Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.   Order-No.				
			flexibel	halb-flexibel	mit Schließfeder flexibel	mit Schließfeder halb-flexibel	mit Spülansatz halb-flexibel
French	Ø mm	Length cm	flexible	semi-rigid	with closing spring flexible	with closing spring semi-rigid	with flushing port semi-rigid
	1,2	40	208-12-040	R208-12-040	208-12-040	R208-12-040	RS208-12-040
	1,2	60	208-12-060	R208-12-060	208-12-060	R208-12-060	RS208-12-060
5	1,6	40	208-16-040	R208-16-040	F208-16-040	FR208-16-040	RS208-16-040
5	1,6	60	208-16-060	R208-16-060	F208-16-060	FR208-16-060	RS208-16-060

### Fasszange, Löffel gezahnt

Grasping Forceps, cup, serrated



**NEW !**

Zähnezahl / number of teeth

Ø 1,2 = 13 Zähne | teeth

Ø 1,6 = 6 Zähne | teeth

Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.   Order-No.				
			flexibel	halb-flexibel	mit Schließfeder flexibel	mit Schließfeder halb-flexibel	mit Spülansatz halb-flexibel
French	Ø mm	Length cm	flexible	semi-rigid	with closing spring flexible	with closing spring semi-rigid	with flushing port semi-rigid
	1,2	40	213-12-040	R213-12-040	213-12-040	R213-12-040	RS213-12-040
	1,2	60	213-12-060	R213-12-060	213-12-060	R213-12-060	RS213-12-060
5	1,6	40	213-16-040	R213-16-040	F213-16-040	FR213-16-040	RS213-16-040
5	1,6	60	213-16-060	R213-16-060	F213-16-060	FR213-16-060	RS213-16-060

#### Griff und Aufsatz separat lieferbar

##### Standard

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.

≤ Ø 1,4mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-002

≥ Ø 1,6mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-001

Flexible grinded spiral (whole length).

≤ Ø 1,4mm standard handle order-no. 200-00-002

≥ Ø 1,6mm standard handle order-no. 200-00-001

##### Auf Wunsch

U = nur Aufsatz flexibel ( z.Bsp. U200-23-040 )

UR= nur Aufsatz halb-flexibel (z.Bsp. UR200-23-040 )

URS = nur Aufsatz halb-flexibel und spülbar ( z.Bsp. URS200-23-040 )

#### On desire

U = only insert flexible ( z.Bsp. U200-23-040 )

UR= only insert semi-rigid ( e.g. UR200-23-040 )

URS = only insert semi-rigid and flushable ( e.g. URS200-23-040 )

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.

Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.




# 05 Flexible und halb-flexible Zangen

## Flexible and semi-rigid forceps

### DJ - Zange

DJ - Forceps





**NEW !**

Charrière		Länge cm	Bestell-Nr.   Order-No.				
Ø mm	flexibel		halb-flexibel	mit Schließfeder flexibel	mit Schließfeder halb-flexibel	mit Spülansatz halb-flexibel	
French	Ø mm	Length cm	flexible	semi-rigid	with closing spring flexible	with closing spring semi-rigid	with flushing port semi-rigid
5	1,6	40	214-16-040	R214-16-040	F214-16-040	FR214-16-040	RS214-16-040
5	1,6	60	214-16-060	R214-16-060	F214-16-060	FR214-16-060	RS214-16-060
	2,1	40	214-21-040	R214-21-040	F214-21-040	FR214-21-040	RS214-21-040
	2,1	60	214-21-060	R214-21-060	F214-21-060	FR214-21-060	RS214-21-060
7	2,3	40	214-23-040	R214-23-040	F214-23-040	FR214-23-040	RS214-23-040
7	2,3	60	214-23-060	R214-23-060	F214-23-060	FR214-23-060	RS214-23-060
9	3,0	40	214-30-040	R214-30-040	F214-30-040	FR214-30-040	RS214-30-040
9	3,0	60	214-30-060	R214-30-060	F214-30-060	FR214-30-060	RS214-30-060

### Fremdkörper - Zange, Zähne ineinander

Grasping Forceps, teeth interlock



**NEW !**

Charrière		Länge cm	Bestell-Nr.   Order-No.				
Ø mm	flexibel		halb-flexibel	mit Schließfeder flexibel	mit Schließfeder halb-flexibel	mit Spülansatz halb-flexibel	
French	Ø mm	Length cm	flexible	semi-rigid	with closing spring flexible	with closing spring semi-rigid	with flushing port semi-rigid
	1,2	40	220-12-040	R220-12-040	220-12-040	R220-12-040	RS220-12-040
	1,2	60	220-12-060	R220-12-060	220-12-060	R220-12-060	RS220-12-060
7	2,3	40	220-23-040	R220-23-040	F220-23-040	FR220-23-040	RS220-23-040
7	2,3	60	220-23-060	R220-23-060	F220-23-060	FR220-23-060	RS220-23-060

#### Griff und Aufsatz separat lieferbar

##### Standard

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.

≤ Ø 1,4mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-002

≥ Ø 1,6mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-001

Flexible grinded spiral (whole length).

≤ Ø 1,4mm standard handle order-no. 200-00-002

≥ Ø 1,6mm standard handle order-no. 200-00-001

##### Auf Wunsch

U = nur Aufsatz flexibel ( z.Bsp. U200-23-040 )

UR= nur Aufsatz halb-flexibel (z.Bsp. UR200-23-040 )

URS = nur Aufsatz halb-flexibel und spülbar ( z.Bsp. URS200-23-040 )

#### On desire

U = only insert flexible ( z.Bsp. U200-23-040 )

UR= only insert semi-rigid ( e.g. UR200-23-040 )

URS = only insert semi-rigid and flushable ( e.g. URS200-23-040 )

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.

Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.






# 05 Flexible und halb-flexible Zangen

## Flexible and semi-rigid forceps


**Fremdkörper - Zange, Steine und Fragmente**  
*Grasping Forceps, stone fragments*



**NEW !**

Charrière	Ø mm	Länge cm	flexibel	halb-flexibel	Bestell-Nr.   Order-No.		
					mit Schließfeder flexibel	mit Schließfeder halb-flexibel	mit Spülansatz halb-flexibel
French	Ø mm	Length cm	flexible	semi-rigid	with closing spring flexible	with closing spring semi-rigid	with flushing port semi-rigid
	1,2	40	225-12-040	R225-12-040	225-12-040	R225-12-040	RS225-12-040
	1,2	60	225-12-060	R225-12-060	225-12-060	R225-12-060	RS225-12-060
5	1,6	40	225-16-040	R225-16-040	F225-16-040	FR225-16-040	RS225-16-040
5	1,6	60	225-16-060	R225-16-060	F225-16-060	FR225-16-060	RS225-16-060
7	2,3	40	225-23-040	R225-23-040	F225-23-040	FR225-23-040	RS225-23-040
7	2,3	60	225-23-060	R225-23-060	F225-23-060	FR225-23-060	RS225-23-060

**Fasszange, Löffel, Zähne ineinander**  
*Grasping Forceps, cup, teeth interlock*



**NEW !**

Charrière	Ø mm	Länge cm	flexibel	halb-flexibel	Bestell-Nr.   Order-No.		
					mit Schließfeder flexibel	mit Schließfeder halb-flexibel	mit Spülansatz halb-flexibel
French	Ø mm	Length cm	flexible	semi-rigid	with closing spring flexible	with closing spring semi-rigid	with flushing port semi-rigid
5	1,6	40	229-16-040	R229-16-040	F229-16-040	FR229-16-040	RS229-16-040
5	1,6	60	229-16-060	R229-16-060	F229-16-060	FR229-16-060	RS229-16-060
	2,1	40	229-21-040	R229-21-040	F229-21-040	FR229-21-040	RS229-21-040
	2,1	60	229-21-060	R229-21-060	F229-21-060	FR229-21-060	RS229-21-060

**Griff und Aufsatz separat lieferbar**  
**Standard**

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.  
 ≤ Ø 1,4mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-002  
 ≥ Ø 1,6mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-001

Flexible grinded spiral (whole length).  
 ≤ Ø 1,4mm standard handle order-no. 200-00-002  
 ≥ Ø 1,6mm standard handle order-no. 200-00-001

**Auf Wunsch**

U = nur Aufsatz flexibel ( z.Bsp. U200-23-040 )  
 UR= nur Aufsatz halb-flexibel (z.Bsp. UR200-23-040 )  
 URS = nur Aufsatz halb-flexibel und spülbar ( z.Bsp. URS200-23-040 )

*On desire*

U = only insert flexible ( z.Bsp. U200-23-040 )  
 UR= only insert semi-rigid ( e.g. UR200-23-040 )  
 URS = only insert semi-rigid and flushable ( e.g. URS200-23-040 )

Alle Instrumente autoklavierbar. *All instruments autoclavable.*

Andere Längen möglich. *Other length possible.*

Technische Änderungen vorbehalten.

*Technical alterations are possible.*

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

*All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.*



# 05 Flexible und halb-flexible Zangen

## Flexible and semi-rigid forceps



**NEW !**


### Fasszange Rattenzahn, 2:1 Zähne

Grasping Forceps Rat Tooth, 2:1 teeth

Charrière		Länge cm	flexibel	halb-flexibel	Bestell-Nr.   Order-No.		
French	Ø mm				mit Schließfeder flexibel	mit Schließfeder halb-flexibel	mit Spülansatz halb-flexibel
French	Ø mm	Length cm	flexible	semi-rigid	with closing spring flexible	with closing spring semi-rigid	with flushing port semi-rigid
3	1,0	40	226-10-040	R226-10-040	226-10-040	R226-10-040	RS226-10-040
3	1,0	60	226-10-060	R226-10-060	226-10-060	R226-10-060	RS226-10-060
	1,2	40	226-12-040	R226-12-040	226-12-040	R226-12-040	RS226-12-040
	1,2	60	226-12-060	R226-12-060	226-12-060	R226-12-060	RS226-12-060
	1,4	40	226-14-040	R226-14-040	226-14-040	R226-14-040	RS226-14-040
	1,4	60	226-14-060	R226-14-060	226-14-060	R226-14-060	RS226-14-060
5	1,6	40	226-16-040	R226-16-040	F226-16-040	FR226-16-040	RS226-16-040
5	1,6	60	226-16-060	R226-16-060	F226-16-060	FR226-16-060	RS226-16-060
	1,8	40	226-18-040	R226-18-040	F226-18-040	FR226-18-040	RS226-18-040
	1,8	60	226-18-060	R226-18-060	F226-18-060	FR226-18-060	RS226-18-060

### Ureter - Schlitz -Schere, auch oben schneidend

Uretero - Slitting Scissor, retrograde cutting



**NEW !**

Charrière		Länge cm	flexibel	halb-flexibel	Bestell-Nr.   Order-No.		
French	Ø mm				mit Schließfeder flexibel	mit Schließfeder halb-flexibel	mit Spülansatz halb-flexibel
French	Ø mm	Length cm	flexible	semi-rigid	with closing spring flexible	with closing spring semi-rigid	with flushing port semi-rigid
	1,2	40	-	R262-12-040	-	R262-12-040	RS262-12-040
	1,2	60	-	R262-12-060	-	R262-12-060	RS262-12-060
	1,6	40	-	R262-16-040	-	FR262-16-040	RS262-16-040
	1,6	60	-	R262-16-060	-	FR262-16-060	RS262-16-060

#### Griff und Aufsatz separat lieferbar

##### Standard

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.

≤ Ø 1,4mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-002

≥ Ø 1,6mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-001

Flexible grinded spiral (whole length).

≤ Ø 1,4mm standard handle order-no. 200-00-002

≥ Ø 1,6mm standard handle order-no. 200-00-001

##### Auf Wunsch

U = nur Aufsatz flexibel ( z.Bsp. U200-23-040 )

UR= nur Aufsatz halb-flexibel (z.Bsp. UR200-23-040 )

URS = nur Aufsatz halb-flexibel und spülbar ( z.Bsp. URS200-23-040 )

#### On desire

U = only insert flexible ( z.Bsp. U200-23-040 )

UR= only insert semi-rigid ( e.g. UR200-23-040 )

URS = only insert semi-rigid and flushable ( e.g. URS200-23-040 )

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.

Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.


All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.



# 05 Flexible und halb-flexible Zangen


## Flexible and semi-rigid forceps

**Dreiarms - Greifer** - nur komplett mit Griff  
**3 - Prongs Retriever** - only complete with handle



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
3	1,0	40	209-10-040
3	1,0	60	209-10-060
5	1,6	40	209-16-040
5	1,6	60	209-16-060
7	2,3	40	209-23-040
7	2,3	60	209-23-060

**Körbchen, monofil** - nur komplett mit Griff  
**Basket, monofil** - only complete with handle



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
3	1,0	40	210-10-040
3	1,0	60	210-10-060
5	1,6	40	210-16-040
5	1,6	60	210-16-060
7	2,3	40	210-23-040
7	2,3	60	210-23-060

**Griff und Aufsatz separat lieferbar**  
**Standard**

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.  
 ≤ Ø 1,4mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-002  
 ≥ Ø 1,6mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-001  
 Flexible grinded spiral (whole length).  
 ≤ Ø 1,4mm standard handle order-no. 200-00-002  
 ≥ Ø 1,6mm standard handle order-no. 200-00-001

**Auf Wunsch**

U = nur Aufsatz flexibel ( z.Bsp. U200-23-040 )  
 UR= nur Aufsatz halb-flexibel (z.Bsp. UR200-23-040 )

*On desire*

U = only insert flexible ( z.Bsp. U200-23-040 )  
 UR= only insert semi-rigid ( z.Bsp. UR200-23-040 )

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.

Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.

