

07 Nephroskopie-Zangen *Nephroscopy Forceps*



ø 1,8 mit Spühlansatz geeignet für Schaftdurchmesser ab 6 Charrière
ø 1,8 with flushing port usable for shaft diameter from 6 French on
ø 3,0 mit Spühlansatz geeignet für Schaftdurchmesser ab 10 Charrière
ø 3,0 with flushing port usable for shaft diameter from 10 French on

Standard

Nutzlänge 40cm oder 50cm, starr mit Spühlansatz
auf Rückseite des Griffes zum Reinigen der Instrumente.
Handgriff Art.Nr. 200-00-001; Greifer mit fest verschweißtem Federgriff.
*Working length 40cm or 50cm, rigid with irrigation adapter
on the backside of the handle for cleaning of the instruments.
Handle order-no. 200-00-001; Retriever with firmly welded spring grip.*

Auf Wunsch

UR= nur Aufsatz starr (z.Bsp. UR200-23-040)

On desire

UR= only insert rigid (e.g. UR200-23-040)

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.
Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.



07 Nephroskopie-Zangen Nephroscopy Forceps

FK-Zange, Löffel gezahnt - mit Spühlansatz

Grasping Forceps, cup, serrated - with flushing port

| Charrière | Ø mm | Länge cm | Bestell-Nr. |
|-----------|------|-----------|-------------|
| French | Ø mm | Length cm | Order No |
| | 1,8 | 40 | R260-18-040 |
| | 1,8 | 50 | R260-18-050 |
| 9 | 3,0 | 40 | R260-30-040 |


Alligator-Zange - mit Spühlansatz

Alligator Forceps - with flushing port


| Charrière | Ø mm | Länge cm | Bestell-Nr. |
|-----------|------|-----------|-------------|
| French | Ø mm | Length cm | Order No |
| | 1,8 | 40 | R263-18-040 |
| | 1,8 | 50 | R263-18-050 |
| 9 | 3,0 | 40 | R263-30-040 |




260-18




260-30



263-18



263-30



Ø 1,8 mit Spühlansatz geeignet für Schaftdurchmesser ab 6 Charrière
Ø 1,8 with flushing port usable for shaft diameter from 6 French on

Ø 3,0 mit Spühlansatz geeignet für Schaftdurchmesser ab 10 Charrière
Ø 3,0 with flushing port usable for shaft diameter from 10 French on

Standard

Nutzlänge 40cm oder 50cm, starr mit Spühlansatz
auf Rückseite des Griffes zum Reinigen der Instrumente.
Handgriff Art.Nr. 200-00-001; Greifer mit fest verschweißtem Federgriff.
Working length 40cm or 50cm, rigid with irrigation adapter
on the backside of the handle for cleaning of the instruments.
Handle order-no. 200-00-001; Retriever with firmly welded spring grip.

Auf Wunsch

UR= nur Aufsatz starr (z.Bsp. UR200-23-040)

On desire

UR= only insert rigid (e.g. UR200-23-040)

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.
Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.

All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.



07 Nephroskopie-Zangen

Nephroscopy Forceps

PE-Zange, Löffel scharf, einfachbeweglich - mit Spühlansatz

PE-Forceps, cup, sharp, single action - with flushing port

| Charrière | Ø mm | Länge cm | Bestell-Nr. |
|-----------|------|-----------|-------------|
| French | Ø mm | Length cm | Order No |
| | 1,8 | 40 | R264-18-040 |
| | 1,8 | 50 | R264-18-050 |
| 9 | 3,0 | 40 | R264-30-040 |

Schere, spitz - spitz - mit Spühlansatz

Scissorss, pointed tips - with flushing port

| Charrière | Ø mm | Länge cm | Bestell-Nr. |
|-----------|------|-----------|-------------|
| French | Ø mm | Length cm | Order No |
| | 1,8 | 40 | R266-18-040 |
| | 1,8 | 50 | R266-18-050 |
| 9 | 3,0 | 40 | R266-30-040 |

3-armiger Greifer, mit verschweißtem Federgriff

3-Prongs Retriever, with firmly welded spring grip

| Charrière | Ø mm | Länge cm | Bestell-Nr. |
|-----------|------|-----------|-------------|
| French | Ø mm | Length cm | Order No |
| | 1,8 | 40 | R265-18-040 |
| | 1,8 | 50 | R265-18-050 |
| 9 | 3,0 | 40 | R265-30-040 |

Sondergriff fest, nicht demontierbar

Special handle fixed, not removable

Ø 1,8 mit Spühlansatz geeignet für Schaftdurchmesser ab 6 Charrière
 Ø 1,8 with flushing port usable for shaft diameter from 6 French on

Ø 3,0 mit Spühlansatz geeignet für Schaftdurchmesser ab 10 Charrière
 Ø 3,0 with flushing port usable for shaft diameter from 10 French on

Standard

Nutzlänge 40cm oder 50cm, starr mit Spühlansatz auf Rückseite des Griffes zum Reinigen der Instrumente.
 Handgriff Art.Nr. 200-00-001; Greifer mit fest verschweißtem Federgriff.
 Working length 40cm or 50cm, rigid with irrigation adapter on the backside of the handle for cleaning of the instruments.
 Handle order-no. 200-00-001; Retriever with firmly welded spring grip.

Auf Wunsch

UR= nur Aufsatz starr (z.Bsp. UR200-23-040)

On desire

UR= only insert rigid (e.g. UR200-23-040)

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.
 Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.

All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.

