

Optische Urethrotomie mit Optik 0° | Optical urethrotomy with telescope 0°

Arbeitselement passiv
Working element passive



24-1118-00



Urethrotom-Schaft mit 1 Instrumentenkanal 5 Ch/Fr, 2 starren Hähnen und 1 Obturator
Urethrotome sheath with 1 instrument channel 5 Ch/Fr, 2 fixed stopcocks and 1 obturator
Vaina para uretrótomo con 1 canal para instrumentos 5 Ch/Fr, 2 llaves fijas y 1 obturador
Gaine urétrotome avec 1 entrée pour instruments Ch/Fr, 5, 2 robinets fixes et 1 obturateur
Camicia per uretrotomo con 1 canale operativo per strumenti a 5 Ch/Fr, 2 rubinetti fissi e 1 mandrino d'otturazione

Ch/Fr
21

24-1328-00



Obturator für Urethrotom-Schaft
Obturator for urethrotome sheath
Obturador para vaina de uretrótomo
Mandrín pour gaine urétrotome
Mandrino d'otturazione da utilizzare con camicia per uretrotomo

Ch/Fr
21

24-1329-00

Optische Urethrotomie | Optical urethrotomy

Obturatoren Obturator



Sichtobturator für Urethrotom-Schaft
 Visual obturator for urethrotome sheath
 Obturador visual para vaina de uretrótopo
 Mandrin visuel pour gaine uréthrotome
 Mandrino di visualizzazione da utilizzare con camicia per uretrotomo

Ch/Fr
 21

24-2244-00



Obturator mit 1 Instrumentenkanal, Durchlass 5 Ch/Fr, für Urethrotom-Schaft
 Obturator with 1 instrument channel, passage 5 Ch/Fr, for urethrotome sheath
 Obturador con 1 canal para instrumentos 5 Ch/Fr, para vaina de uretrótopo
 Mandrin avec 1 entrée pour instruments Ch/Fr, pour gaine uréthrotome
 Mandrino d'otturazione con 1 canale operativo per strumenti a 5 Ch/Fr, da utilizzare con camicia per uretrotomo

Ch/Fr
 21

24-2245-00

Urethrotom-Optikbrücke mit 1 Instrumenten-Kanal 5 Ch/Fr Urethrotom telescope bridge with 1 instrument channel 5 Ch/Fr



24-1332-00

Optische Urethrotomie | Optical urethrotomy

OTIS Urethrotom OTIS Urethrotome

24-1337-00








bestehend aus: 1 Dilatationsgerät 2 Messer 1 Ansatz, konisch 1 Ansatz, flach 1 Kugelansatz 1 Holzetui	consisting of: 1 Dilation unit 2 Knives 1 Conical tip 1 Flat tip 1 Ball tip 1 Wooden case	compuesto de: 1 Instrumento de dilatación 2 Cuchillos 1 Punta cónica 1 Punta llana 1 Punta de bola 1 Estuche de madera	dispositif de : 1 Dispositif de dilateur 2 Couteaux 1 Embout cônica 1 Embout plat 1 Embout sphérique 1 Coffret en bois	composto da: 1 dilatatore 2 bisturi 1 testa conica 1 testa piatta 1 testa a sfera 1 cassetta in legno	Ersatzmesser 24-1338-00
---	---	--	--	---	----------------------------



Zusatzschaft zur Dauerspülung, aufschiebbar auf Urethrotom-Schaft Additional sheath for continous irrigation, deferrable on urethrotome sheath Vaina aditiva para irrigación continua, para vaina de uretrotomo Chemise additionnelle à flux continu, remetable sur la gaine uréthrotome Camicia supplementare a slitta per irrigazione continua da utilizzare con camicia per uretrotomo	24-1331-00
---	------------



Zusatzschaft, seitlich offen, zum Einführen eines Ballonkatheters Additional sheath, laterally open, to insert a ballon catheter Vaina aditiva, apertura lateral, para introducir catéteres de balón Chemise additionnelle latéralement ouverte pour introduction des cathéters à ballon Camicia supplementare aperta lateralmente per l'inserimento del catetere a palloncino	24-1330-00
--	------------

Urethrotom-Strikturmesser für Arbeitselement Urethrotom knife for working element			
	<p>Strikturmesser hakenförmig, für Arbeitselement Cold knife hook-shaped, for working element Cuchillo para uretrótomo ganchudo, para elemento de trabajo Couteau urétrotome en forme de crochet, pour élément de travail Bisturi ad uncino per uretrotomo, per strumento operativo</p>		24-1358-00
	<p>Strikturmesser halbrund, für Arbeitselement Cold knives half round, for working element Cuchillo para uretrótomo semicircular, para elemento de trabajo Couteau urétrotome demi-sphérique, pour élément de travail Bisturi per uretrotomo semisferico, per strumento operativo</p>		24-1335-00
	<p>Strikturmesser ringförmig, für Arbeitselement Cold knives ring shaped, for working element Cuchillo para uretrótomo anular, para elemento de trabajo Couteau urétrotome en forme d'anneau, pour élément de travail Bisturi ad anello per uretrotomo, per strumento operativo</p>		24-1336-00
	<p>Strikturmesser gerade, Wellenschliff, für Arbeitselement Cold knife straight, wave cut, for working element Cuchillo con filo ondulado para uretrótomo, recto, para elemento de trabajo Couteau urétrotome, avec lame dentelée, droit, pour élément de travail Bisturi per uretrotomo con affilatura ondulata, retto, per strumento operativo</p>	Ch/Fr 21	24-1334-00
	<p>Strikturmesser gerade, für Arbeitselement Cold knife straight, for working element Cuchillo para uretrótomo recto, para elemento de trabajo Couteau urétrotome droit, pour élément de travail Bisturi per uretrotomo retto, per strumento operativo</p>	Ch/Fr 21	24-1333-00