

06.1 Hysteroskopie-Zangen | *Hysteroscopy Forceps* nicht spülbar | *without flushing port*



Standard

Nutzlänge 34 und 41cm, halb-flexibel, andere Längen auf Anfrage.

Handgriff Art.Nr. 200-00-001

Working lenght 34 and 41cm, semi-rigid, other length on request.

Handle order-no. 200-00-001

Auf Wunsch

UR= nur Aufsatz starr (z.Bsp. UR252-23-041)

On desire

UR= only essay rigid (e.g. UR252-23-041)

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.

All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.




06.1 Hysteroskopie-Zangen | *Hysteroscopy Forceps* nicht spülbar | *without flushing port*

FK-Zange, Löffel gezahnt

Grasping Forceps, cup, serrated

Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
5	1,6	34	R250-16-034
5	1,6	41	R250-16-041



PE-Zange, Löffel scharf

PE-Forceps, cup, sharp

Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
5	1,6	34	R251-16-034
5	1,6	41	R251-16-041
7	2,3	34	R251-23-034
7	2,3	41	R251-23-041



Schere, spitz - spitz

Scissorss, pointed tips

Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
5	1,6	34	R252-16-034
5	1,6	41	R252-16-041
7	2,3	34	R252-23-034
7	2,3	41	R252-23-041



Standard

Nutzlänge 34 und 41cm, halb-flexibel, andere Längen auf Anfrage.

Handgriff Art.Nr. 200-00-001

Working lenght 34 and 41cm, semi-rigid, other length on request.

Handle order-no. 200-00-001

Auf Wunsch

UR= nur Aufsatz starr (z.Bsp. UR252-23-041)

On desire

UR= only essay rigid (e.g. UR252-23-041)

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.

All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

*All images are copyright and are property of
Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.*



06.1 Hysteroskopie-Zangen | *Hysteroscopy Forceps* nicht spülbar | *without flushing port*

Schere, stumpf - stumpf

Scissorss, blunt tips



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
5	1,6	34	R253-16-034
5	1,6	41	R253-16-041
7	2,3	34	R253-23-034
7	2,3	41	R253-23-041

Stanze

Cutting Biopsy Punch



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
5	1,6	34	R254-16-034
5	1,6	41	R254-16-041

Standard

Nutzlänge 34 und 41cm, halb-flexibel, andere Längen auf Anfrage.

Handgriff Art.Nr. 200-00-001

Working lenght 34 and 41cm, semi-rigid, other length on request.

Handle order-no. 200-00-001

Auf Wunsch

UR= nur Aufsatz starr (z.Bsp. UR252-23-041)

On desire

UR= only essay rigid (e.g. UR252-23-041)

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.

All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.


*All images are copyright and are property of
Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.*



06.1 Hysteroskopie-Zangen | *Hysteroscopy Forceps* nicht spülbar | *without flushing port*

Alligator-Zange


Alligator Forceps



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
5	1,6	34	R255-16-034
5	1,6	41	R255-16-041
7	2,3	34	R255-23-034
7	2,3	41	R255-23-041

FK-Zange

Grasping Forceps, cup, serrated



Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
5	1,6	34	R256-16-034
5	1,6	41	R256-16-041
7	2,3	34	R256-23-034
7	2,3	41	R256-23-041

Standard

Nutzlänge 34 und 41cm, halb-flexibel, andere Längen auf Anfrage.

Handgriff Art.Nr. 200-00-001

Working length 34 and 41cm, semi-rigid, other length on request.

Handle order-no. 200-00-001

Auf Wunsch

UR= nur Aufsatz starr (z.Bsp. UR252-23-041)

On desire

UR= only essay rigid (e.g. UR252-23-041)

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.

All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

*All images are copyright and are property of
Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.*



06.2 Hysteroskopie-Zangen | *Hysteroscopy Forceps* spülbar und modular | *with flushing port and modular*

EB
 ENDOSCOPY
EWALD BACHER

NEW !



Standard

Nutzlänge 34 und 41 cm, halb-flexibel, andere Längen auf Anfrage.
 Handgriff Art.Nr. 200-00-009
Working lenght 34 and 41 cm, semi-rigid, other length on request.
Handle order-no. 200-00-009

Auf Wunsch

URS= nur Aufsatz starr und spülbar (z.Bsp. URS252-23-041)

On desire

URS= only essay rigid and flushable (e.g. URS252-23-041)

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.
Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.



06.2 Hysteroskopie-Zangen | *Hysteroscopy Forceps* spülbar und modular | *with flushing port and modular*


Spülbares und modulares Zangensystem *flushable and modular forceps system*

- bestmögliche Innenreinigung der Zange
optimum interior clean of the forcep
- Einfache und sichere Handhabung
easy and save handling
- Modular-austauschbarer Zangenaufsatz
modular-replaceable insert



Montage und Demontage des Griffs *Assembly and disassembly of the handle*

1. Schraube zum demontieren lösen (nach links drehen).
Loosen the screw to remove (turn to the left).



2. Zangenaufsatz nach oben herausnehmen.
Essay can be easily removed upwards.



3. Nach dem axialen Durchspülen ist eine einfache erneute Montage durch Einlegen des Zangenaufsatzes und Festziehen der Überwurfmutter möglich.
After the axial flushing process the essay of the forceps can be easily fixed on the handle by tighten to cap nut.

06.2 Hysteroskopie-Zangen | *Hysteroscopy Forceps* spülbar und modular | *with flushing port and modular*

FK-Zange, Löffel gezahnt - spülbar und modular

Grasping Forceps, cup, serrated - touchable and modular

Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
5	1,6	34	RS250-16-034
5	1,6	41	RS250-16-041

PE-Zange, Löffel scharf - spülbar und modular


PE-Forceps, cup, sharp - touchable and modular

Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
5	1,6	34	RS251-16-034
5	1,6	41	RS251-16-041
7	2,3	34	RS251-23-034
7	2,3	41	RS251-23-041

Schere, spitz - spitz - spülbar und modular

Scissors, pointed tips - touchable and modular

Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
5	1,6	34	RS252-16-034
5	1,6	41	RS252-16-041
7	2,3	34	RS252-23-034
7	2,3	41	RS252-23-041



Standard

Nutzlänge 34 und 41cm, halb-flexibel, andere Längen auf Anfrage.
Handgriff Art.Nr. 200-00-009
Working length 34 and 41cm, semi-rigid, other length on request.
Handle order-no. 200-00-009

Auf Wunsch

URS= nur Aufsatz starr und spülbar (z.Bsp. URS252-23-041)
On desire
URS= only essay rigid and flushable (e.g. URS252-23-041)

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.
Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All images are copyright and are property of
Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.



06.2 Hysteroskopie-Zangen | *Hysteroscopy Forceps* spülbar und modular | *with flushing port and modular*

Schere, stumpf - stumpf - spülbar und modular

Scissors, blunt tips - touchable and modular

Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
5	1,6	34	RS253-16-034
5	1,6	41	RS253-16-041
7	2,3	34	RS253-23-034
7	2,3	41	RS253-23-041



Stanze - spülbar und modular

Cutting Biopsy Punch - touchable and modular

Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
5	1,6	34	RS254-16-034
5	1,6	41	RS254-16-041



Standard

Nutzlänge 34 und 41cm, halb-flexibel, andere Längen auf Anfrage.
Handgriff Art.Nr. 200-00-009
Working length 34 and 41cm, semi-rigid, other length on request.
Handle order-no. 200-00-009

Auf Wunsch

URS= nur Aufsatz starr und spülbar (z.Bsp. URS252-23-041)
On desire
URS= only essay rigid and flushable (e.g. URS252-23-041)

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.
Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All images are copyright and are property of
Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.




06.2 Hysteroskopie-Zangen| *Hysteroscopy Forceps* spülbar und modular| *with flushing port and modular*

Alligator-Zange - spülbar und modular

Alligator Forceps - touchable and modular


Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
5	1,6	34	RS255-16-034
5	1,6	41	RS255-16-041
7	2,3	34	RS255-23-034
7	2,3	41	RS255-23-041



FK-Zange - spülbar und modular

Grasping Forceps, cup, serrated - touchable and modular

Charrière	Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
French	Ø mm	Length cm	Order No
5	1,6	34	RS256-16-034
5	1,6	41	RS256-16-041
7	2,3	34	RS256-23-034
7	2,3	41	RS256-23-041



Standard

Nutzlänge 34 und 41cm, halb-flexibel, andere Längen auf Anfrage.
Handgriff Art.Nr. 200-00-009
Working lenght 34 and 41cm, semi-rigid, other length on request.
Handle order-no. 200-00-009

Auf Wunsch

URS= nur Aufsatz starr und spülbar (z.Bsp. URS252-23-041)
On desire
URS= only essay rigid and flushable (e.g. URS252-23-041)

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.
Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All images are copyright and are property of
Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.

