

08 Reinigungsbürsten | *Cleaning Brushes*

EB
ENDOSCOPY
EWALD BACHER



Alle Bürsten sind autoklavierbar. All brushes autoclavable.
Andere Längen und Durchmesser möglich. Other length and diameter possible.

Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.

08 Reinigungsbürsten | *Cleaning Brushes*

Reinigungsbürste, einseitig *Cleaning Brush, single end*



Abmaße Besatz mm Dimension bristle mm	Spirale Ø mm Spiral Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No
3	1,6	120	500-30-120
3	1,6	160	500-30-160
3	1,6	180	500-30-180
3	1,6	230	500-30-230
4	1,9	180	510-40-180
4	1,9	230	510-40-230
5	1,9	180	520-50-180
5	1,9	230	520-50-230
6	1,9	180	530-60-180
6	1,9	230	530-60-230

Reinigungsbürste, doppelseitig *Cleaning Brush, double end*



Abmaße Besatz mm Dimension bristle mm	Spirale Ø mm Spiral Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No
3	1,6	120	550-30-120
3	1,6	160	550-30-160
3	1,6	180	550-30-180
3	1,6	230	550-30-230
4	1,9	180	560-40-180
4	1,9	230	560-40-230
5	1,9	180	570-50-180
5	1,9	230	570-50-230
6	1,9	180	580-60-180
6	1,9	230	580-60-230

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.

All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.

08 Reinigungsbürsten | *Cleaning Brushes*

Ventilreinigungsbürste

Valve Cleaning Brush



Abmaße Besatz mm	Spirale Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Dimension bristle mm	Spiral Ø mm	Length cm	Order No

1	1,6	40	590-10-040
---	-----	----	------------

Ventilreinigungsbürste

Valve Cleaning Brush



Abmaße Besatz	Spirale Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Dimension bristle	Spiral Ø mm	Length cm	Order No

1,2	1,6	45	590-12-045
-----	-----	----	------------

Ventilreinigungsbürste

Valve Cleaning Brush



Abmaße Besatz	Spirale Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Dimension bristle	Spiral Ø mm	Length cm	Order No

1,6	1,6	20	590-16-020
-----	-----	----	------------

Alle Instrumente autoklavierbar. All instruments autoclavable.

Andere Längen möglich. Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.

All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

All images are copyright and are property of Ewald Bacher Medizintechnik GmbH.