


Nadelhalter
Needle Holder



Needle Holder



Nadelhalter Needle Holder

①

Metallgriff mit Feder und Spülanschluss, nicht drehbar
Metal handle with spring and cleaning port, not rotatable

②

Axialgriff mit Sperre und Spülanschluss, nicht drehbar
Axial handle with ratchet and cleaning port, not rotatable



①

Metallgriff mit Feder und Spülanschluss, nicht drehbar
Metal handle with spring and cleaning port, not rotatable



②

Axialgriff mit Sperre und Spülanschluss, nicht drehbar
Axial handle with ratchet and cleaning port, not rotatable



Hartmetall, 3.0 mm
Tungsten carbide, 3.0 mm

Arbeitslänge
Working length

220 mm	21.240.22 *
330 mm	21.240.33
450 mm	21.240.45



Gerieftes Maul, 3.0 mm
Serrated jaw, 3.0 mm

Arbeitslänge
Working length

220 mm	21.242.22 *
330 mm	21.242.33
450 mm	21.242.45



Hartmetall, 5.0 mm
Tungsten carbide, 5.0 mm

Arbeitslänge
Working length

220 mm	21.250.22 *
330 mm	21.250.33
450 mm	21.250.45

Hartmetall, 5.0 mm
Tungsten carbide, 5.0 mm

Arbeitslänge
Working length

220 mm	25.250.22 *
330 mm	25.250.33
450 mm	25.250.45



Gerieftes Maul, 5.0 mm
Serrated jaw, 5.0 mm

Arbeitslänge
Working length

220 mm	21.252.22 *
330 mm	21.252.33
450 mm	21.252.45

Gerieftes Maul, 5.0 mm
Serrated jaw, 5.0 mm

Arbeitslänge
Working length

220 mm	25.252.22 *
330 mm	25.252.33
450 mm	25.252.45

* auf Anfrage / on request



Nadelhalter Needle Holder

①



Metallgriff mit Feder und Spülanschluss, nicht drehbar
Metal handle with spring and cleaning port, not rotatable

②



Axialgriff mit Sperre und Spülanschluss, nicht drehbar
Axial handle with ratchet and cleaning port, not rotatable



Phoenico, 5.0 mm
Phoenico, 5.0 mm
Arbeitslänge
Working length

220 mm	21.260.22 *
330 mm	21.260.33
450 mm	21.260.45

Phoenico, 5.0 mm
Phoenico, 5.0 mm
Arbeitslänge
Working length

220 mm	25.260.22 *
330 mm	25.260.33
450 mm	25.260.45



Psittacus, 5.0 mm
Psittacus, 5.0 mm
Arbeitslänge
Working length

220 mm	21.262.22 *
330 mm	21.262.33
450 mm	21.262.45

Psittacus, 5.0 mm
Psittacus, 5.0 mm
Arbeitslänge
Working length

220 mm	25.262.22 *
330 mm	25.262.33
450 mm	25.262.45



Hartmetall, links gebogen, 5.0 mm
Tungsten carbide, curved left, 5.0 mm
Arbeitslänge
Working length

220 mm	21.264.22 *
330 mm	21.264.33
450 mm	21.264.45

Hartmetall, links gebogen, 5.0 mm
Tungsten carbide, curved left, 5.0 mm
Arbeitslänge
Working length

220 mm	25.264.22 *
330 mm	25.264.33
450 mm	25.264.45



Hartmetall, rechts gebogen, 5.0 mm
Tungsten carbide, curved right, 5.0 mm
Arbeitslänge
Working length

220 mm	21.266.22 *
330 mm	21.266.33
450 mm	21.266.45

Hartmetall, rechts gebogen, 5.0 mm
Tungsten carbide, curved right, 5.0 mm
Arbeitslänge
Working length

220 mm	25.266.22 *
330 mm	25.266.33
450 mm	25.266.45



MIC 'self-adjust' Nadelhalter mit diamant beschichtetem Maulteil, 5 mm
MIC 'self-adjust' needleholder, diamond coated jaw, 5 mm
Arbeitslänge
Working length

330 mm	25.268.33
--------	-----------

* auf Anfrage / on request