



TELKAR
ENVIRONMENTAL HEALTH

TELKAR



TRAYMED®



SERTİFİKALARIMIZ

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015
ISO 13485

OHSAS 180001:2007
ADR UN 3291

TS EN ISO 23907-1





Günay KARAKUŞ
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman



Faruk AYDIN
Pazarlama Satış Direktörü
Marketing Sales Director



Figen SEVİLMEZ
Proje Satış & Dış Tic. Yöneticisi
Project Sales
& Foreign Trade Manager



Metin ALTAY
Üretim Planlama Müdürü
Production Planning Manager

HAKKIMIZDA...

Firmamız, 1998 yılında Sağlık ve Çevre Koruma alanlarında faaliyet göstermek üzere, Limited Şirket olarak kurulmuş, 2016 senesinde Anonim Şirket'e dönüşerek sektörde faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Sağlık sektörün de kullanılan kesici ve delici atık kutuları, kan-idrar - gaita taşıma setleri, tehlikeli atık taşıma kapları, tıbbi atık torba çeşitleri, atık ayırma setleri, non-woven hastane tekstili, medikal sarf malzemelerin üretimi yapmaktadır. Sağlık kuruluşları ve kurumsal tüketicilerden gelen talepleri değerlendirerek kullanım amacına en uygun olan ürünleri tasarlayıp, üretimini gerçekleştirmektedir.

Pazarlama, satış ve sevkiyat departmanlarımız Türkiye'nin dört bir yanına ve ihracata, kesintisiz ve zamanın da hizmet götürmektedir.

Hedefimiz, iç pazarda ki hizmet ağıımızı genişletmek, dış pazarda ki payımızı arttırmak ve yaptığımız AR-GE çalışmaları doğrultusunda, ürün çeşitliliğini çoğaltmaktır.

Şirketimiz; vizyonumuz gereği, TSE EN 23907, ISO 9001 kalite yönetim ve ISO 14001 Çevre yönetim, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemleri, ISO 13485 sertifikaları ile kalitesini belgeleyerek çağın gereklerini yerine getirmektedir.

Firmamız, 2018 yılında alınmış 3 yıllık yatırım teşvik belgesine sahiptir. Bünyesindeki mühendis kadrosu ile, özellikle atıkların kaynağında ayrılması, ambalajlanması ve transferleri konusunda (entegre atık yönetimi malzemeleri) AR-GE çalışmaları yapmakta, yeniliklerin, ilklerin ve amaca uygun ürünlerin tasarımlarını, her zaman öncü olmayı hedefleyerek gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmektedir.

"BAŞARI KÖKLÜ ÇÖZÜMLER ÜRETMEKTİR" sloganıyla çıktığımız yolda, her geçen gün kendini yenileyerek, doğruluğundan şaşmadan, yeni başarılarla imza atarak, sağlam adımlarla, yoluna devam etmektedir.

ABOUT US...

Our company was established as a Limited Liability Company in 1998 to operate in the fields of Health and Environmental Protection and continues its activities in the sector by becoming a Joint Stock Company in 2016.

It produces cutting and piercing Waste Boxes, blood-urine - gaita transport sets, hazardous waste handling containers, types of medical waste bags, waste separation sets, non-woven hospital textiles and medical consumables used in the health sector. By evaluating the demands from health organizations and corporate consumers, it designs and manufactures the products that are most suitable for its intended use.

Our marketing, sales and shipping departments provide uninterrupted and timely service to all parts of Turkey and to exports.

Our goal is to expand our service network in the domestic market, increase our share in the foreign market and increase product diversity in line with our R&D activities.

According to our vision, our company fulfills the requirements of the age by certifying its quality with TSE EN 23907, ISO 9001 Quality Management and ISO 14001 Environmental Management, TS ISO 45001 Occupational Health and safety management systems, ISO 13485 certificates.

Our company has a 3-year investment incentive certificate received in 2018. On-site engineering staff, especially separation of waste at source, packaging, and transfer: (materials integrated waste management) R&D work in doing the suitable products for the purpose of innovation policy designs, conducts carried out by always targeting to be the Pioneer.

Success is to produce deep-rooted solutions " slogan on the road, every day by renewing itself, true, signing new successes, solid steps, continues on the path.

YENİ NESİL
MODÜLER PEDALLI ATIK AYIRMA SETLERİ
NEW GENERATION
MODULAR PEDAL SEPARATION WASTE SETS

Dayanıklı
Pedal Tasarımı
Durable pedal design

1

Uzun Süreli
Kullanım
Long term use

2

Sağlam Gövde
Yapısı
Solid body structure

3



- Atık ayırma kovalarımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu renklerde, Sıfır Atık projesine uygun olarak üretilmektedir.
- Our waste separation buckets are produced in colors determined by the Ministry of Environment and Urban Planning in accordance with the zero waste project.

60 Lt 40 Lt 30 Lt

seçenekleri ile... with options...



ATIK AYIRMADA
İNOVATİF ÇÖZÜMLER

INNOVATIVE
SOLUTIONS
IN WASTE
SEPARATION



- Frenli tekerlekleri sayesinde istenildiğinde sabitlenebilme ve kolaylıkla mobil hale getirilebilme özelliğine sahiptir.
- Thanks to its brake wheels, it can be fixed and made mobile at any time.
- Ürün, pedallı kova taşıma aparatı üzerindeki tasarım sayesinde yan yana ve sırt sırta monte edilebilmektedir.
- The product can be mounted side by side and back to back thanks to the desing on the pedal bin transport apparatus.


"Düşündüğünüz, inandığınız ve güvenle beklediğiniz her şey mutlaka gerçekleşir."

"You think, believe and trust everything you expect will come true."

Jack E. Addington

TELKAR
ÇEVRE SAĞLIK

MODÜLER PEDALLI ATIK AYIRMA SETİ
Modular Pedal Waste Separation Set



DÜŞÜNÜYORUZ
TASARLIYORUZ
ÜRETİYORUZ



**YENİ NESİL
MODÜLER PEDALLI ATIK AYIRMA SETLERİ**
NEW GENERATION
MODULAR PEDAL WASTE SEPARATION SETS



YANYANA MONTAJ
Side by Side Assembly



SIRT SIRT MONTAJ
Back to Back Assembly



PEDALLI SET ALTAN GÖRÜNÜŞ
Pedal Set Bottom View



TEK APARATTA FARKLI BOYLAR
Different Sizes in One Apparatus



- TEKERLEKLI VE TEKERLEKSIZ
- ÜRÜN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ, RENK KODLARINA GÖRE ÜRETİLMİŞTİR
- TAŞIMA APARATI, AYARLANABİLİR ÜÇ KADEMELİ YÜKSEKLİK APARATI SAYESİNDE 30/40/60 LT LİK FARKLI YÜKSEKLİKTEKİ KOVALARA ADAPTE EDİLEBİLMEKTEDİR



"PEDALLI KOVALARIN
YENİLİKÇİ TASARIMI,
KALİTE İLE BULUŞTU"...

YENİ NESİL MODÜLER PEDALLI ATIK AYIRMA SETLERİ SIFIR ATIK GRUBU

- SMAAS YOĞUN KULLANIMLI **ENDÜSTRİYEL ALANLAR** İÇİN TASARLANMIŞTIR.
- EV VE OFİS KULLANIMLARINA DA UYGUNDUR.
- KIRILMALARA KARŞI, GÜÇLÜ VE DAYANIKLI PEDAL TASARLANMIŞTIR.
- ÜRÜN DEMONTE OLUP MONTAJI KOLAYLIKLA YAPILABİLMEKTEDİR.
- YANYANA VE SIRTISIRTA MONTE EDİLEBİLDİĞİNDEN, ALANLARDA GURUP OLARAK KULLANILABİLMEKTEDİR.



"THE MOST INNOVATIVE DESIGN
OF PEDAL BINS MET QUALITY"

ZERO WASTE GROUP NEW GENERATION MODULAR PEDAL WASTE SEPARATION SETS

- SMAAS IS DESIGNED FOR INTENSIVE USE IN INDUSTRIAL AREAS
- SUITABLE FOR HOME AND OFFICE USES.
- STRONG AND DURABLE PEDAL AGAINST BREAKAGE.
- THE PRODUCT IS DISASSEMBLED AND CAN BE ASSEMBLED EASILY
- AS IT CAN BE ASSAMBLD SIDE BY SIDE AND BACK TO BACK, IT CAN BE USED AS A GROUP IN AREAS.

- WHEELED AND NON-WHEELED
- THE PRODUCT IS PRODUCED ACCORDING TO THE ZERO WASTE REGULATION, COLOR CODES OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND URBANISM.
- THE TRANSPORT APPARATUS CAN BE ADAPTED TO BINS OF DIFFERENT HEIGHTS OF 30/40/60 LT THANKS TO THE ADJUSTABLE THREE-LEVEL HEIGHT APPARATUS.





SFRP-001 30 Lt.
SFRP-021 60 Lt.
SFRP-011 40 Lt.

MODÜLER PEDALLI ATIK KOVASI SETİ - KAĞIT ATIK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 4 ana parçadan oluşmaktadır.
Pedal, Alt aparat (Tekerlekli / Tekerleksiz), Kova ve Kapak.
Endüstriyel alanlarda kullanılmak üzere, mobil ve modüler özellikte tasarlanmıştır.

APARAT KOLİ ÖLÇÜSÜ: 630 x 820 x 590 mm

APARAT KOLİ İÇİ MİKTARI: 4 Adet Alt aparat, 4 Adet Pedal, 4 Adet Kapak, 4 Adet Pedal Demiri

KOVA KOLİ ÖLÇÜSÜ: 30 Lt - 390 x 390 x 830 mm / 12 Adet
40 Lt - 390 x 390 x 870 mm / 8 Adet
60 Lt - 390 x 390 x 1030 mm / 6 Adet

MODULAR PEDAL WASTE BIN SET - PAPER WASTE

PRODUCT FEATURES: It consists of 4 main parts.
Pedal, lowerapparatus (with / without wheel), bin and lid. It is designed with mobile and modular features for use in industrial areas.

APPARATUS PACKAGE SIZE: 630 x 820 x 590 mm

AMOUNT OF APPARATUS BOX: 4 Pcs of Lower Apparatus, 4 Pcs Pedals, 4 Pcs Cover, 4 Pcs Metal Apparatus for Lid Lifting

BIN PACKING SIZE: 30 Lt - 390 x 390 x 830 mm / 12 Pcs
40 Lt - 390 x 390 x 870 mm / 8 Pcs
60 Lt - 390 x 390 x 1030 mm / 6 Pcs

**YENİ NESİL
MODÜLER PEDALLI ATIK AYIRMA SETLERİ
SIFIR ATIK GRUBU**



SFRP-002 30 Lt.
SFRP-022 60 Lt.
SFRP-012 40 Lt.

MODÜLER PEDALLI ATIK KOVASI SETİ - CAM ATIK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 4 ana parçadan oluşmaktadır.
Pedal, Alt aparat (Tekerlekli / Tekerleksiz), Kova ve Kapak.
Endüstriyel alanlarda kullanılmak üzere, mobil ve modüler özellikte tasarlanmıştır.

APARAT KOLİ ÖLÇÜSÜ: 630 x 820 x 590 mm

APARAT KOLİ İÇİ MİKTARI: 4 Adet Alt aparat, 4 Adet Pedal, 4 Adet Kapak, 4 Adet Pedal Demiri

KOVA KOLİ ÖLÇÜSÜ: 30 Lt - 390 x 390 x 830 mm / 12 Adet
40 Lt - 390 x 390 x 870 mm / 8 Adet
60 Lt - 390 x 390 x 1030 mm / 6 Adet

MODULAR PEDAL WASTE BIN SET - GLASS WASTE

PRODUCT FEATURES: It consists of 4 main parts.
Pedal, lowerapparatus (with / without wheel), bin and lid. It is designed with mobile and modular features for use in industrial areas.

APPARATUS PACKAGE SIZE: 630 x 820 x 590 mm

AMOUNT OF APPARATUS BOX: 4 Pcs of Lower Apparatus, 4 Pcs Pedals, 4 Pcs Cover, 4 Pcs Metal Apparatus for Lid Lifting

BIN PACKING SIZE: 30 Lt - 390 x 390 x 830 mm / 12 Pcs
40 Lt - 390 x 390 x 870 mm / 8 Pcs
60 Lt - 390 x 390 x 1030 mm / 6 Pcs

**NEW GENERATION
MODULAR PEDAL WASTE SEPARATION SETS
ZERO WASTE GROUP**



SFRP-007 30 Lt.
SFRP-027 60 Lt.
SFRP-017 40 Lt.

MODÜLER PEDALLI ATIK KOVASI SETİ - PLASTİK-METAL ATIK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 4 ana parçadan oluşmaktadır.
Pedal, Alt aparat (Tekerlekli / Tekerleksiz), Kova ve Kapak.
Endüstriyel alanlarda kullanılmak üzere, mobil ve modüler özellikte tasarlanmıştır.

APARAT KOLİ ÖLÇÜSÜ: 630 x 820 x 590 mm

APARAT KOLİ İÇİ MİKTARI: 4 Adet Alt aparat, 4 Adet Pedal, 4 Adet Kapak, 4 Adet Pedal Demiri

KOVA KOLİ ÖLÇÜSÜ: 30 Lt - 390 x 390 x 830 mm / 12 Adet
40 Lt - 390 x 390 x 870 mm / 8 Adet
60 Lt - 390 x 390 x 1030 mm / 6 Adet

MODULAR PEDAL WASTE BIN SET - PLASTIC-METAL WASTE

PRODUCT FEATURES: It consists of 4 main parts.
Pedal, lowerapparatus (with / without wheel), bin and lid. It is designed with mobile and modular features for use in industrial areas.

APPARATUS PACKAGE SIZE: 630 x 820 x 590 mm

AMOUNT OF APPARATUS BOX: 4 Pcs of Lower Apparatus, 4 Pcs Pedals, 4 Pcs Cover, 4 Pcs Metal Apparatus for Lid Lifting

BIN PACKING SIZE: 30 Lt - 390 x 390 x 830 mm / 12 Pcs
40 Lt - 390 x 390 x 870 mm / 8 Pcs
60 Lt - 390 x 390 x 1030 mm / 6 Pcs



SFRP-035 30 Lt.
SFRP-037 60 Lt.
SFRP-036 40 Lt.

MODÜLER PEDALLI ATIK KOVASI SETİ - METAL-PLASTİK ATIK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 4 ana parçadan oluşmaktadır.
Pedal, Alt aparat (Tekerlekli / Tekerleksiz), Kova ve Kapak.
Endüstriyel alanlarda kullanılmak üzere, mobil ve modüler özellikte tasarlanmıştır.

APARAT KOLİ ÖLÇÜSÜ: 630 x 820 x 590 mm

APARAT KOLİ İÇİ MİKTARI: 4 Adet Alt aparat, 4 Adet Pedal, 4 Adet Kapak, 4 Adet Pedal Demiri

KOVA KOLİ ÖLÇÜSÜ: 30 Lt - 390 x 390 x 830 mm / 12 Adet
40 Lt - 390 x 390 x 870 mm / 8 Adet
60 Lt - 390 x 390 x 1030 mm / 6 Adet

MODULAR PEDAL WASTE BIN SET - METAL-PLASTIC WASTE

PRODUCT FEATURES: It consists of 4 main parts.
Pedal, lowerapparatus (with / without wheel), bin and lid. It is designed with mobile and modular features for use in industrial areas.

APPARATUS PACKAGE SIZE: 630 x 820 x 590 mm

AMOUNT OF APPARATUS BOX: 4 Pcs of Lower Apparatus, 4 Pcs Pedals, 4 Pcs Cover, 4 Pcs Metal Apparatus for Lid Lifting

BIN PACKING SIZE: 30 Lt - 390 x 390 x 830 mm / 12 Pcs
40 Lt - 390 x 390 x 870 mm / 8 Pcs
60 Lt - 390 x 390 x 1030 mm / 6 Pcs

YENİ NESİL MODÜLER PEDALLI ATIK AYIRMA SETLERİ SIFIR ATIK GRUBU



SFRP-004 30 Lt.
SFRP-024 60 Lt.
SFRP-014 40 Lt.

MODÜLER PEDALLI ATIK KOVASI SETİ - GERİ DÖNÜŞMEYEN EVSEL ATIK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 4 ana parçadan oluşmaktadır.
Pedal, Alt aparat (Tekerlekli / Tekerleksiz), Kova ve Kapak.
Endüstriyel alanlarda kullanılmak üzere, mobil ve modüler özellikte tasarlanmıştır.

APARAT KOLİ ÖLÇÜSÜ: 630 x 820 x 590 mm
APARAT KOLİ İÇİ MİKTARI: 4 Adet Alt aparat, 4 Adet Pedal, 4 Adet Kapak, 4 Adet Pedal Demiri
KOVA KOLİ ÖLÇÜSÜ: 30 Lt- 390 x 390 x 830 mm / 12 Adet
40 Lt- 390 x 390 x 870 mm / 8 Adet
60 Lt- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Adet

MODULAR PEDAL WASTE BIN SET - NON RECYCABLE DOMESTIC WASTE

PRODUCT FEATURES: It consists of 4 main parts.
Pedal, lowerapparatus (with / without wheels), bin and lid. It is designed with mobile and modular features for use in industrial areas.

APPARATUS PACKAGE SIZE: 630 x 820 x 590 mm
AMOUNT OF APPARATUS BOX: 4 Pcs of Lower Apparatus, 4 Pcs Pedals, 4 Pcs Cover, 4 Pcs Metal Apparatus for Lid Lifting
BIN PACKING SIZE: 30 Lt- 390 x 390 x 830 mm / 12 Pcs
40 Lt- 390 x 390 x 870 mm / 8 Pcs
60 Lt- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Pcs



SFRP-008 30 Lt.
SFRP-028 60 Lt.
SFRP-018 40 Lt.

MODÜLER PEDALLI ATIK KOVASI SETİ - ORGANİK ATIK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 4 ana parçadan oluşmaktadır.
Pedal, Alt aparat (Tekerlekli / Tekerleksiz), Kova ve Kapak.
Endüstriyel alanlarda kullanılmak üzere, mobil ve modüler özellikte tasarlanmıştır.

APARAT KOLİ ÖLÇÜSÜ: 630 x 820 x 590 mm
APARAT KOLİ İÇİ MİKTARI: 4 Adet Alt aparat, 4 Adet Pedal, 4 Adet Kapak, 4 Adet Pedal Demiri
KOVA KOLİ ÖLÇÜSÜ: 30 Lt- 390 x 390 x 830 mm / 12 Adet
40 Lt- 390 x 390 x 870 mm / 8 Adet
60 Lt- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Adet

MODULAR PEDAL WASTE BIN SET - ORGANIC WASTE

PRODUCT FEATURES: It consists of 4 main parts.
Pedal, lowerapparatus (with / without wheel), bin and lid. It is designed with mobile and modular features for use in industrial areas.

APPARATUS PACKAGE SIZE: 630 x 820 x 590 mm
AMOUNT OF APPARATUS BOX: 4 Pcs of Lower Apparatus, 4 Pcs Pedals, 4 Pcs Cover, 4 Pcs Metal Apparatus for Lid Lifting
BIN PACKING SIZE: 30 Lt- 390 x 390 x 830 mm / 12 Pcs
40 Lt- 390 x 390 x 870 mm / 8 Pcs
60 Lt- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Pcs

NEW GENERATION MODULAR PEDAL WASTE SEPARATION SETS ZERO WASTE GROUP



SFRP-010 30 Lt.
SFRP-030 60 Lt.
SFRP-020 40 Lt.

MODÜLER PEDALLI ATIK KOVASI SETİ - EKMEK ARTIKLARI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 4 ana parçadan oluşmaktadır.
Pedal, Alt aparat (Tekerlekli / Tekerleksiz), Kova ve Kapak.
Endüstriyel alanlarda kullanılmak üzere, mobil ve modüler özellikte tasarlanmıştır.

APARAT KOLİ ÖLÇÜSÜ: 630 x 820 x 590 mm
APARAT KOLİ İÇİ MİKTARI: 4 Adet Alt aparat, 4 Adet Pedal, 4 Adet Kapak, 4 Adet Pedal Demiri
KOVA KOLİ ÖLÇÜSÜ: 30 Lt- 390 x 390 x 830 mm / 12 Adet
40 Lt- 390 x 390 x 870 mm / 8 Adet
60 Lt- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Adet

MODULAR PEDAL WASTE BIN SET - BREAD WASTE

PRODUCT FEATURES: It consists of 4 main parts.
Pedal, lowerapparatus (with / without wheel), bin and lid. It is designed with mobile and modular features for use in industrial areas.

APPARATUS PACKAGE SIZE: 630 x 820 x 590 mm
AMOUNT OF APPARATUS BOX: 4 Pcs of Lower Apparatus, 4 Pcs Pedals, 4 Pcs Cover, 4 Pcs Metal Apparatus for Lid Lifting
BIN PACKING SIZE: 30 Lt- 390 x 390 x 830 mm / 12 Pcs
40 Lt- 390 x 390 x 870 mm / 8 Pcs
60 Lt- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Pcs



SFRP-009 30 Lt.
SFRP-029 60 Lt.
SFRP-019 40 Lt.

MODÜLER PEDALLI ATIK KOVASI SETİ - YEMEK ARTIKLARI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 4 ana parçadan oluşmaktadır.
Pedal, Alt aparat (Tekerlekli / Tekerleksiz), Kova ve Kapak.
Endüstriyel alanlarda kullanılmak üzere, mobil ve modüler özellikte tasarlanmıştır.

APARAT KOLİ ÖLÇÜSÜ: 630 x 820 x 590 mm
APARAT KOLİ İÇİ MİKTARI: 4 Adet Alt aparat, 4 Adet Pedal, 4 Adet Kapak, 4 Adet Pedal Demiri
KOVA KOLİ ÖLÇÜSÜ: 30 Lt- 390 x 390 x 830 mm / 12 Adet
40 Lt- 390 x 390 x 870 mm / 8 Adet
60 Lt- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Adet

MODULAR PEDAL WASTE BIN SET - FOOD WASTE

PRODUCT FEATURES: It consists of 4 main parts.
Pedal, lowerapparatus (with / without wheel), bin and lid. It is designed with mobile and modular features for use in industrial areas.

APPARATUS PACKAGE SIZE: 630 x 820 x 590 mm
AMOUNT OF APPARATUS BOX: 4 Pcs of Lower Apparatus, 4 Pcs Pedals, 4 Pcs Cover, 4 Pcs Metal Apparatus for Lid Lifting
BIN PACKING SIZE: 30 Lt- 390 x 390 x 830 mm / 12 Pcs
40 Lt- 390 x 390 x 870 mm / 8 Pcs
60 Lt- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Pcs



YENİ NESİL MODÜLER PEDALLI ATIK AYIRMA SETLERİ
PEDALLI KOVA TAŞIMA APARATLARI VE KOVALAR



APARATLAR / APPARATUS KOVALAR / BINS

APR030K	30 LT	KOV030K
APR040K	40 LT	KOV040K
APR060K	60 LT	KOV060K

PEDALLI KOVA TAŞIMA APARATI - KOVALAR - KAĞIT ATIK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Tekerlekli ve tekerleksiz olarak üretilen ürünümüz, endüstriyel alanlarda kullanılmak üzere, mobil ve modüler özellikte tasarlanmıştır. Kova ve taşıma aparatı ayrılabilir. İhtiyaç duyulduğunda ayrı olarak tedarik edilebilir.

APARAT KOLİ ÖLÇÜSÜ: 630 x 820 x 590 mm / 4 Adet

APARAT KOLİ İÇİ MİKTARI: 4 Adet Alt aparat, 4 Adet Pedal, 4 Adet Kapak, 4 Adet Pedal Demiri

KOVA KOLİ ÖLÇÜSÜ: 30 LT- 390 x 390 x 830 mm / 12 Adet

40 LT- 390 x 390 x 870 mm / 8 Adet - 60 LT- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Adet

PEDAL BIN TRANSPORT APPARATUS-BINS - PAPER WASTE

PRODUCT FEATURES: Manufactured with and without wheels, our product is designed with mobile and modular features for use in industrial areas. Bin and carrying apparatus can be separated. Can be supplied separately when needed.

APPARATUS PACKING DIMENSIONS: 630 x 820 x 590 mm / 4 pieces

APPARATUS PACKING QUANTITY: 4 pieces bottom apparatus, 4 pieces pedal, 4 pieces cover, 4 pieces of pedal iron

BIN PACKING DIMENSIONS: 30 LT- 390 x 390 x 830 mm / 12 pieces

40 LT- 390 x 390 x 870 mm / 8 pieces - 60 LT- 390 x 390 x 1030 mm / 6 pieces



APARATLAR / APPARATUS KOVALAR / BINS

APR030C	30 LT	KOV030C
APR040C	40 LT	KOV040C
APR060C	60 LT	KOV060C

PEDALLI KOVA TAŞIMA APARATI - KOVALAR - CAM ATIK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Tekerlekli ve tekerleksiz olarak üretilen ürünümüz, endüstriyel alanlarda kullanılmak üzere, mobil ve modüler özellikte tasarlanmıştır. Kova ve taşıma aparatı ayrılabilir. İhtiyaç duyulduğunda ayrı olarak tedarik edilebilir.

APARAT KOLİ ÖLÇÜSÜ: 630 x 820 x 590 mm / 4 Adet

APARAT KOLİ İÇİ MİKTARI: 4 Adet Alt aparat, 4 Adet Pedal, 4 Adet Kapak, 4 Adet Pedal Demiri

KOVA KOLİ ÖLÇÜSÜ: 30 LT- 390 x 390 x 830 mm / 12 Adet

40 LT- 390 x 390 x 870 mm / 8 Adet - 60 LT- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Adet

PEDAL BIN TRANSPORT APPARATUS-BINS - GLASS WASTE

PRODUCT FEATURES: Manufactured with and without wheels, our product is designed with mobile and modular features for use in industrial areas. Bin and carrying apparatus can be separated. Can be supplied separately when needed.

APPARATUS PACKING DIMENSIONS: 630 x 820 x 590 mm / 4 pieces

APPARATUS PACKING QUANTITY: 4 pieces bottom apparatus, 4 pieces pedal, 4 pieces cover, 4 pieces of pedal iron

BIN PACKING DIMENSIONS: 30 LT- 390 x 390 x 830 mm / 12 pieces

40 LT- 390 x 390 x 870 mm / 8 pieces - 60 LT- 390 x 390 x 1030 mm / 6 pieces

NEW GENERATION MODULAR PEDAL WASTE SEPERATION SETS
PEDAL BIN CARRYING APPARATUS AND BINS



APARATLAR / APPARATUS KOVALAR / BINS

APR030P	30 LT	KOV030P
APR040P	40 LT	KOV040P
APR060P	60 LT	KOV060P

PEDALLI KOVA TAŞIMA APARATI - KOVALAR PLASTİK - METAL ATIK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Tekerlekli ve tekerleksiz olarak üretilen ürünümüz, endüstriyel alanlarda kullanılmak üzere, mobil ve modüler özellikte tasarlanmıştır. Kova ve taşıma aparatı ayrılabilir. İhtiyaç duyulduğunda ayrı olarak tedarik edilebilir.

APARAT KOLİ ÖLÇÜSÜ: 630 x 820 x 590 mm / 4 Adet

APARAT KOLİ İÇİ MİKTARI: 4 Adet Alt aparat, 4 Adet Pedal, 4 Adet Kapak, 4 Adet Pedal Demiri

KOVA KOLİ ÖLÇÜSÜ: 30 LT- 390 x 390 x 830 mm / 12 Adet

40 LT- 390 x 390 x 870 mm / 8 Adet - 60 LT- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Adet

PEDAL BIN TRANSPORT APPARATUS-BINS - PLASTIC-METAL WASTE

PRODUCT FEATURES: Manufactured with and without wheels, our product is designed with mobile and modular features for use in industrial areas. Bin and carrying apparatus can be separated. Can be supplied separately when needed.

APPARATUS PACKING DIMENSIONS: 630 x 820 x 590 mm / 4 pieces

APPARATUS PACKING QUANTITY: 4 pieces bottom apparatus, 4 pieces pedal, 4 pieces cover, 4 pieces of pedal iron

BIN PACKING DIMENSIONS: 30 LT- 390 x 390 x 830 mm / 12 pieces

40 LT- 390 x 390 x 870 mm / 8 pieces - 60 LT- 390 x 390 x 1030 mm / 6 pieces



APARATLAR / APPARATUS KOVALAR / BINS

APR030M	30 LT	KOV030M
APR040M	40 LT	KOV040M
APR060M	60 LT	KOV060M

PEDALLI KOVA TAŞIMA APARATI - KOVALAR METAL - PLASTİK ATIK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Tekerlekli ve tekerleksiz olarak üretilen ürünümüz, endüstriyel alanlarda kullanılmak üzere, mobil ve modüler özellikte tasarlanmıştır. Kova ve taşıma aparatı ayrılabilir. İhtiyaç duyulduğunda ayrı olarak tedarik edilebilir.

APARAT KOLİ ÖLÇÜSÜ: 630 x 820 x 590 mm / 4 Adet

APARAT KOLİ İÇİ MİKTARI: 4 Adet Alt aparat, 4 Adet Pedal, 4 Adet Kapak, 4 Adet Pedal Demiri

KOVA KOLİ ÖLÇÜSÜ: 30 LT- 390 x 390 x 830 mm / 12 Adet

40 LT- 390 x 390 x 870 mm / 8 Adet - 60 LT- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Adet

PEDAL BIN TRANSPORT APPARATUS-BINS-METAL-PLASTIC WASTE

PRODUCT FEATURES: Manufactured with and without wheels, our product is designed with mobile and modular features for use in industrial areas. Bin and carrying apparatus can be separated. Can be supplied separately when needed.

APPARATUS PACKING DIMENSIONS: 630 x 820 x 590 mm / 4 pieces

APPARATUS PACKING QUANTITY: 4 pieces bottom apparatus, 4 pieces pedal, 4 pieces cover, 4 pieces of pedal iron

BIN PACKING DIMENSIONS: 30 LT- 390 x 390 x 830 mm / 12 pieces

40 LT- 390 x 390 x 870 mm / 8 pieces - 60 LT- 390 x 390 x 1030 mm / 6 pieces



YENİ NESİL MODÜLER PEDALLI ATIK AYIRMA SETLERİ PEDALLI KOVA TAŞIMA APARATLARI VE KOVALAR



APARATLAR / APPARATUS	KOVALAR / BINS
APR030G 30 LT	KOV030G
APR040G 40 LT	KOV040G
APR060G 60 LT	KOV060G

PEDALLI KOVA TAŞIMA APARATI-KOVALAR GERİ DÖNÜŞEMEYEN ATIK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Tekerlekli ve tekerleksiz olarak üretilen ürünümüz, endüstriyel alanlarda kullanılmak üzere, mobil ve modüler özellikte tasarlanmıştır. Kova ve taşıma aparatı ayrılabilir. İhtiyaç duyulduğunda ayrı olarak tedarik edilebilir.

APARAT KOLİ ÖLÇÜSÜ: 630 x 820 x 590 mm / 4 Adet
APARAT KOLİ İÇİ MİKTARI: 4 Adet Alt aparat, 4 Adet Pedal, 4 Adet Kapak, 4 Adet Pedal Demiri
KOVA KOLİ ÖLÇÜSÜ: 30 LT- 390 x 390 x 830 mm / 12 Adet
 40 LT- 390 x 390 x 870 mm / 8 Adet - 60 LT- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Adet

PEDAL BIN TRANSPORT APPARATUS-BINS-NON-RECYCLABLE WASTE

PRODUCT FEATURES: Manufactured with and without wheel, our product is designed with mobile and modular features for use in industrial areas. Bin and carrying apparatus can be separated. Can be supplied separately when needed.

APPARATUS PACKING DIMENSIONS: 630 x 820 x 590 mm / 4 pieces
APPARATUS PACKING QUANTITY: 4 pieces bottom apparatus, 4 pieces pedal, 4 pieces cover, 4 pieces of pedal iron

BIN PACKING DIMENSIONS: 30 LT- 390 x 390 x 830 mm / 12 pieces
 40 LT- 390 x 390 x 870 mm / 8 pieces - 60 LT- 390 x 390 x 1030 mm / 6 pieces



APARATLAR / APPARATUS	KOVALAR / BINS
APR030E 30 LT	KOV030E
APR040E 40 LT	KOV040E
APR060E 60 LT	KOV060E

PEDALLI KOVA TAŞIMA APARATI-KOVALAR EKMEK ARTIKLARI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Tekerlekli ve tekerleksiz olarak üretilen ürünümüz, endüstriyel alanlarda kullanılmak üzere, mobil ve modüler özellikte tasarlanmıştır. Kova ve taşıma aparatı ayrılabilir. İhtiyaç duyulduğunda ayrı olarak tedarik edilebilir.

APARAT KOLİ ÖLÇÜSÜ: 630 x 820 x 590 mm / 4 Adet
APARAT KOLİ İÇİ MİKTARI: 4 Adet Alt aparat, 4 Adet Pedal, 4 Adet Kapak, 4 Adet Pedal Demiri
KOVA KOLİ ÖLÇÜSÜ: 30 LT- 390 x 390 x 830 mm / 12 Adet
 40 LT- 390 x 390 x 870 mm / 8 Adet - 60 LT- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Adet

PEDAL BIN TRANSPORT APPARATUS-BINS - BREAD WASTE

PRODUCT FEATURES: Manufactured with and without wheel, our product is designed with mobile and modular features for use in industrial areas. Bin and carrying apparatus can be separated. Can be supplied separately when needed.

APPARATUS PACKING DIMENSIONS: 630 x 820 x 590 mm / 4 pieces
APPARATUS PACKING QUANTITY: 4 pieces bottom apparatus, 4 pieces pedal, 4 pieces cover, 4 pieces of pedal iron

BIN PACKING DIMENSIONS: 30 LT- 390 x 390 x 830 mm / 12 pieces
 40 LT- 390 x 390 x 870 mm / 8 pieces - 60 LT- 390 x 390 x 1030 mm / 6 pieces

NEW GENERATION MODULAR PEDAL WASTE SEPERATION SETS PEDAL BIN CARRYING APPARATUS AND BINS



APARATLAR / APPARATUS	KOVALAR / BINS
APR0300 30 LT	KOV0300
APR0400 40 LT	KOV0400
APR0600 60 LT	KOV0600

PEDALLI KOVA TAŞIMA APARATI-KOVALAR ORGANİK ATIK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Tekerlekli ve tekerleksiz olarak üretilen ürünümüz, endüstriyel alanlarda kullanılmak üzere, mobil ve modüler özellikte tasarlanmıştır. Kova ve taşıma aparatı ayrılabilir. İhtiyaç duyulduğunda ayrı olarak tedarik edilebilir.

APARAT KOLİ ÖLÇÜSÜ: 630 x 820 x 590 mm / 4 Adet
APARAT KOLİ İÇİ MİKTARI: 4 Adet Alt aparat, 4 Adet Pedal, 4 Adet Kapak, 4 Adet Pedal Demiri
KOVA KOLİ ÖLÇÜSÜ: 30 LT- 390 x 390 x 830 mm / 12 Adet
 40 LT- 390 x 390 x 870 mm / 8 Adet - 60 LT- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Adet

PEDAL BIN TRANSPORT APPARATUS-BINS-ORGANIC WASTE

PRODUCT FEATURES: Manufactured with and without wheel, our product is designed with mobile and modular features for use in industrial areas. Bin and carrying apparatus can be separated. Can be supplied separately when needed.

APPARATUS PACKING DIMENSIONS: 630 x 820 x 590 mm / 4 pieces
APPARATUS PACKING QUANTITY: 4 pieces bottom apparatus, 4 pieces pedal, 4 pieces cover, 4 pieces of pedal iron

BIN PACKING DIMENSIONS: 30 LT- 390 x 390 x 830 mm / 12 pieces
 40 LT- 390 x 390 x 870 mm / 8 pieces - 60 LT- 390 x 390 x 1030 mm / 6 pieces



APARATLAR / APPARATUS	KOVALAR / BINS
APR030Y 30 LT	KOV030Y
APR040Y 40 LT	KOV040Y
APR060Y 60 LT	KOV060Y

PEDALLI KOVA TAŞIMA APARATI-KOVALAR YEMEK ARTIKLARI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Tekerlekli ve tekerleksiz olarak üretilen ürünümüz, endüstriyel alanlarda kullanılmak üzere, mobil ve modüler özellikte tasarlanmıştır. Kova ve taşıma aparatı ayrılabilir. İhtiyaç duyulduğunda ayrı olarak tedarik edilebilir.

APARAT KOLİ ÖLÇÜSÜ: 630 x 820 x 590 mm / 4 Adet
APARAT KOLİ İÇİ MİKTARI: 4 Adet Alt aparat, 4 Adet Pedal, 4 Adet Kapak, 4 Adet Pedal Demiri
KOVA KOLİ ÖLÇÜSÜ: 30 LT- 390 x 390 x 830 mm / 12 Adet
 40 LT- 390 x 390 x 870 mm / 8 Adet - 60 LT- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Adet

PEDAL BIN TRANSPORT APPARATUS-BINS-FOOD WASTE

PRODUCT FEATURES: Manufactured with and without wheel, our product is designed with mobile and modular features for use in industrial areas. Bin and carrying apparatus can be separated. Can be supplied separately when needed.

APPARATUS PACKING DIMENSIONS: 630 x 820 x 590 mm / 4 pieces
APPARATUS PACKING QUANTITY: 4 pieces bottom apparatus, 4 pieces pedal, 4 pieces cover, 4 pieces of pedal iron

BIN PACKING DIMENSIONS: 30 LT- 390 x 390 x 830 mm / 12 pieces
 40 LT- 390 x 390 x 870 mm / 8 pieces - 60 LT- 390 x 390 x 1030 mm / 6 pieces



TELKAR
ÇEVRE SAĞLIK



DİNAMİK MODÜLER ATIK AYIRMA SETLERİ SIFIR ATIK GRUBU



DYNAMIC MODULAR WASTE SEPARATION SETS ZERO WASTE GROUP



- YAN YANA VE DUVARA SABİTLENEBİLEN APARAT SİSTEMİ
APPARATUS SYSTEM THAT CAN BE FIXED SIDE BY SIDE AND ON THE WALL
- TEKERLEKLI VE TEKERLEKSİZ
WHEELED - NON WHEELED
- MENTEŞELİ KAPAK
HINGED COVER
- ATIĞA UYGUN KAPAK ÇEŞİTLERİ
WASTE SUITABLE COVER TYPES
- ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU
SIFIR ATIK RENK SKALASINA UYGUN ETİKET VE KAPAK RENKLERİ
ZERO WASTE COLOR SCALE DESCRIBED BY THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND URBANITY
SUITABLE LABEL AND COVER COLORS
- 30 - 40 - 60 LT LİK FARKLI HACİM
30 - 40 - 60 LT DIFFERENT VOLUME
- İÇ VE DIŞ MEKANLARDA KULLANILABİLME
CAN BE USED IN INDOOR AND OUTDOOR AREAS

"GELECEĞİ DÜŞÜNÜN GERİ DÖNÜŞTÜRÜN"
"THINK THE FUTURE AND RECYCLE"





DİNAMİK MODÜLER ATIK AYIRMA SETLERİ SIFIR ATIK GRUBU



SFR-001 30 Lt.
SFR-021 60 Lt.
SFR-011 40 Lt.

MODÜLER ATIK KOVASI SETİ - KAĞIT ATIK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 Ana parçadan oluşmaktadır.
Taşıma aparatı (Tekerlekli / Tekerleksiz), Kova ve Menteşeli Kapak.
Endüstriyel alanlarda atıkları ayırmak üzere, mobil ve modüler özellikte tasarlanmıştır.

APARAT KOLİ ÖLÇÜSÜ: 390 x 390 x 1030 mm

APARAT KOLİ İÇİ MİKTARI: Tekerlekli-7 adet / Tekerleksiz-10 adet

KOVA KOLİ ÖLÇÜSÜ: 30 Lt- 390 x 390 x 830 mm / 12 Adet

40 Lt- 390 x 390 x 870 mm / 8 Adet

60 Lt- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Adet

MODULAR WASTE BIN SET - PAPER WASTE

PRODUCT FEATURES: It consists of 3 main parts.

Carrying Apparatus (Wheeled / wheelless), bin and hinged cover.
It is designed with mobile and modular features to separate waste in industrial areas.

APPARATUS PACKAGE SIZE: 390 x 390 x 1030 mm

AMOUNT OF APPARATUS BOX: Wheeled - 7 Pcs / - 10 Pcs Non-wheeled

BIN PACKING SIZE: 30 Lt- 390 x 390 x 830 mm / 12 Pcs

40 Lt- 390 x 390 x 870 mm / 8 Pcs

60 Lt- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Pcs



SFR-002 30 Lt.
SFR-022 60 Lt.
SFR-012 40 Lt.

MODÜLER ATIK KOVASI SETİ - CAM ATIK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 Ana parçadan oluşmaktadır.
Taşıma aparatı (Tekerlekli / Tekerleksiz), Kova ve Menteşeli Kapak.
Endüstriyel alanlarda atıkları ayırmak üzere, mobil ve modüler özellikte tasarlanmıştır.

APARAT KOLİ ÖLÇÜSÜ: 390 x 390 x 1030 mm

APARAT KOLİ İÇİ MİKTARI: Tekerlekli-7 adet / Tekerleksiz-10 adet

KOVA KOLİ ÖLÇÜSÜ: 30 Lt- 390 x 390 x 830 mm / 12 Adet

40 Lt- 390 x 390 x 870 mm / 8 Adet

60 Lt- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Adet

MODULAR WASTE BIN SET - GLASS WASTE

PRODUCT FEATURES: It consists of 3 main parts.

Carrying Apparatus (Wheeled / wheelless), bin and hinged cover.
It is designed with mobile and modular features to separate waste in industrial areas.

APPARATUS PACKAGE SIZE: 390 x 390 x 1030 mm

AMOUNT OF APPARATUS BOX: Wheeled - 7 Pcs / - 10 Pcs Non-wheeled

BIN PACKING SIZE: 30 Lt- 390 x 390 x 830 mm / 12 Pcs

40 Lt- 390 x 390 x 870 mm / 8 Pcs

60 Lt- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Pcs

DYNAMIC MODULAR WASTE SEPARATION SETS ZERO WASTE GROUP



SFR-007 30 Lt.
SFR-027 60 Lt.
SFR-017 40 Lt.

MODÜLER ATIK KOVASI SETİ - PLASTİK - METAL ATIK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 Ana parçadan oluşmaktadır.
Taşıma aparatı (Tekerlekli / Tekerleksiz), Kova ve Menteşeli Kapak.
Endüstriyel alanlarda atıkları ayırmak üzere, mobil ve modüler özellikte tasarlanmıştır.

APARAT KOLİ ÖLÇÜSÜ: 390 x 390 x 1030 mm

APARAT KOLİ İÇİ MİKTARI: Tekerlekli-7 adet / Tekerleksiz-10 adet

KOVA KOLİ ÖLÇÜSÜ: 30 Lt- 390 x 390 x 830 mm / 12 Adet

40 Lt- 390 x 390 x 870 mm / 8 Adet

60 Lt- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Adet

MODULAR WASTE BIN SET - PLASTIC - METAL WASTE

PRODUCT FEATURES: It consists of 3 main parts.

Carrying Apparatus (Wheeled / wheelless), bin and hinged cover.
It is designed with mobile and modular features to separate waste in industrial areas.

APPARATUS PACKAGE SIZE: 390 x 390 x 1030 mm

AMOUNT OF APPARATUS BOX: Wheeled - 7 Pcs / - 10 Pcs Non-wheeled

BIN PACKING SIZE: 30 Lt- 390 x 390 x 830 mm / 12 Pcs

40 Lt- 390 x 390 x 870 mm / 8 Pcs

60 Lt- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Pcs



SFR-035 30 Lt.
SFR-037 60 Lt.
SFR-036 40 Lt.

MODÜLER ATIK KOVASI SETİ - METAL - PLASTİK ATIK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 Ana parçadan oluşmaktadır.
Taşıma aparatı (Tekerlekli / Tekerleksiz), Kova ve Menteşeli Kapak.
Endüstriyel alanlarda atıkları ayırmak üzere, mobil ve modüler özellikte tasarlanmıştır.

APARAT KOLİ ÖLÇÜSÜ: 390 x 390 x 1030 mm

APARAT KOLİ İÇİ MİKTARI: Tekerlekli-7 adet / Tekerleksiz-10 adet

KOVA KOLİ ÖLÇÜSÜ: 30 Lt- 390 x 390 x 830 mm / 12 Adet

40 Lt- 390 x 390 x 870 mm / 8 Adet

60 Lt- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Adet

MODULAR WASTE BIN SET - METAL - PLASTIC WASTE

PRODUCT FEATURES: It consists of 3 main parts.

Carrying Apparatus (Wheeled / wheelless), bin and hinged cover.
It is designed with mobile and modular features to separate waste in industrial areas.

APPARATUS PACKAGE SIZE: 390 x 390 x 1030 mm

AMOUNT OF APPARATUS BOX: Wheeled - 7 Pcs / - 10 Pcs Non-wheeled

BIN PACKING SIZE: 30 Lt- 390 x 390 x 830 mm / 12 Pcs

40 Lt- 390 x 390 x 870 mm / 8 Pcs

60 Lt- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Pcs

DİNAMİK MODÜLER ATIK AYIRMA SETLERİ SIFIR ATIK GRUBU



SFR-004 30 Lt. **SFR-024** 60 Lt. **SFR-014** 40 Lt.

MODÜLER ATIK KOVASI SETİ - GERİ DÖNÜŞMEYEN EVSEL ATIK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 Ana parçadan oluşmaktadır.
Taşıma aparatı (Tekerlekli / Tekerleksiz), Kova ve Menteşeli Kapak.
Endüstriyel alanlarda atıkları ayırmak üzere, mobil ve modüler özellikte tasarlanmıştır.

APARAT KOLİ ÖLÇÜSÜ: 390 x 390 x 1030 mm

APARAT KOLİ İÇİ MİKTARI: Tekerlekli-7 adet / Tekerleksiz-10 adet

KOVA KOLİ ÖLÇÜSÜ: 30 Lt- 390 x 390 x 830 mm / 12 Adet

40 Lt- 390 x 390 x 870 mm / 8 Adet

60 Lt- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Adet

MODULAR WASTE BIN SET - NON RECYCABLE DOMESTIC WASTE

PRODUCT FEATURES: It consists of 3 main parts.
Carrying Apparatus (Wheeled / wheelless), bin and hinged cover.
It is designed with mobile and modular features to separate waste in industrial areas.

APPARATUS PACKAGE SIZE: 390 x 390 x 1030 mm

AMOUNT OF APPARATUS BOX: Wheeled - 7 Pcs / - 10 Pcs Non-wheeled

BIN PACKING SIZE: 30 Lt- 390 x 390 x 830 mm / 12 Pcs

40 Lt- 390 x 390 x 870 mm / 8 Pcs

60 Lt- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Pcs



SFR-008 30 Lt. **SFR-028** 60 Lt. **SFR-018** 40 Lt.

MODÜLER ATIK KOVASI SETİ - ORGANİK ATIK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 Ana parçadan oluşmaktadır.
Taşıma aparatı (Tekerlekli / Tekerleksiz), Kova ve Menteşeli Kapak.
Endüstriyel alanlarda atıkları ayırmak üzere, mobil ve modüler özellikte tasarlanmıştır.

APARAT KOLİ ÖLÇÜSÜ: 390 x 390 x 1030 mm

APARAT KOLİ İÇİ MİKTARI: Tekerlekli-7 adet / Tekerleksiz-10 adet

KOVA KOLİ ÖLÇÜSÜ: 30 Lt- 390 x 390 x 830 mm / 12 Adet

40 Lt- 390 x 390 x 870 mm / 8 Adet

60 Lt- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Adet

MODULAR WASTE BIN SET - ORGANIC WASTE

PRODUCT FEATURES: It consists of 3 main parts.
Carrying Apparatus (Wheeled / wheelless), bin and hinged cover.
It is designed with mobile and modular features to separate waste in industrial areas.

APPARATUS PACKAGE SIZE: 390 x 390 x 1030 mm

AMOUNT OF APPARATUS BOX: Wheeled - 7 Pcs / - 10 Pcs Non-wheeled

BIN PACKING SIZE: 30 Lt- 390 x 390 x 830 mm / 12 Pcs

40 Lt- 390 x 390 x 870 mm / 8 Pcs

60 Lt- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Pcs

DYNAMIC MODULAR WASTE SEPARATION SETS ZERO WASTE GROUP



SFR-010 30 Lt. **SFR-030** 60 Lt. **SFR-020** 40 Lt.

MODÜLER ATIK KOVASI SETİ - EKMEK ARTIKLARI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 Ana parçadan oluşmaktadır.
Taşıma aparatı (Tekerlekli / Tekerleksiz), Kova ve Menteşeli Kapak.
Endüstriyel alanlarda atıkları ayırmak üzere, mobil ve modüler özellikte tasarlanmıştır.

APARAT KOLİ ÖLÇÜSÜ: 390 x 390 x 1030 mm

APARAT KOLİ İÇİ MİKTARI: Tekerlekli-7 adet / Tekerleksiz-10 adet

KOVA KOLİ ÖLÇÜSÜ: 30 Lt- 390 x 390 x 830 mm / 12 Adet

40 Lt- 390 x 390 x 870 mm / 8 Adet

60 Lt- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Adet

MODULAR WASTE BIN SET - BREAD WASTE

PRODUCT FEATURES: It consists of 3 main parts.
Carrying Apparatus (Wheeled / wheelless), bin and hinged cover.
It is designed with mobile and modular features to separate waste in industrial areas.

APPARATUS PACKAGE SIZE: 390 x 390 x 1030 mm

AMOUNT OF APPARATUS BOX: Wheeled - 7 Pcs / - 10 Pcs Non-wheeled

BIN PACKING SIZE: 30 Lt- 390 x 390 x 830 mm / 12 Pcs

40 Lt- 390 x 390 x 870 mm / 8 Pcs

60 Lt- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Pcs



SFR-009 30 Lt. **SFR-029** 60 Lt. **SFR-019** 40 Lt.

MODÜLER ATIK KOVASI SETİ - YEMEK ARTIKLARI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 Ana parçadan oluşmaktadır.
Taşıma aparatı (Tekerlekli / Tekerleksiz), Kova ve Menteşeli Kapak.
Endüstriyel alanlarda atıkları ayırmak üzere, mobil ve modüler özellikte tasarlanmıştır.

APARAT KOLİ ÖLÇÜSÜ: 390 x 390 x 1030 mm

APARAT KOLİ İÇİ MİKTARI: Tekerlekli-7 adet / Tekerleksiz-10 adet

KOVA KOLİ ÖLÇÜSÜ: 30 Lt- 390 x 390 x 830 mm / 12 Adet

40 Lt- 390 x 390 x 870 mm / 8 Adet

60 Lt- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Adet

MODULAR WASTE BIN SET - FOOD WASTE

PRODUCT FEATURES: It consists of 3 main parts.
Carrying Apparatus (Wheeled / wheelless), bin and hinged cover.
It is designed with mobile and modular features to separate waste in industrial areas.

APPARATUS PACKAGE SIZE: 390 x 390 x 1030 mm

AMOUNT OF APPARATUS BOX: Wheeled - 7 Pcs / - 10 Pcs Non-wheeled

BIN PACKING SIZE: 30 Lt- 390 x 390 x 830 mm / 12 Pcs

40 Lt- 390 x 390 x 870 mm / 8 Pcs

60 Lt- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Pcs

DİNAMİK MODÜLER ATIK AYIRMA SETLERİ
SIFIR ATIK GRUBU

DYNAMIC MODULAR WASTE SEPARATION SETS
ZERO WASTE GROUP



SFR-043 30 Lt.
SFR-045 60 Lt.
SFR-044 40 Lt.

MODÜLER ATIK KOVASI SETİ - PİL ATIK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 Ana parçadan oluşmaktadır.
Taşıma aparatı (Tekerlekli / Tekerleksiz), Kova ve Menteşeli Kapak.
Endüstriyel alanlarda atıkları ayırmak üzere, mobil ve modüler özellikte tasarlanmıştır.

APARAT KOLİ ÖLÇÜSÜ: 390 x 390 x 930 mm

APARAT KOLİ İÇİ MİKTARI: Tekerlekli-7 adet / Tekerleksiz -10 adet

KOVA KOLİ ÖLÇÜSÜ: 30 Lt- 390 x 390 x 830 mm / 12 Adet

40 Lt- 390 x 390 x 870 mm / 8 Adet

60 Lt- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Adet

MODULAR WASTE BIN SET - BATTERY WASTE

PRODUCT FEATURES: It consists of 3 main parts.

Carrying Apparatus (Wheeled / wheelless), bin and hinged cover.

It is designed with mobile and modular features to separate waste in industrial areas.

APPARATUS PACKAGE SIZE: 390 x 390 x 930 mm

AMOUNT OF APPARATUS BOX: Wheeled - 7 Pcs / - 10 Pcs Non-wheeled

BIN PACKING SIZE: 30 Lt- 390 x 390 x 830 mm / 12 Pcs

40 Lt- 390 x 390 x 870 mm / 8 Pcs

60 Lt- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Pcs



SFR-050 30 Lt.
SFR-052 60 Lt.
SFR-051 40 Lt.

MODÜLER ATIK KOVASI SETİ - MASKE - ELDİVEN ATIK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 Ana parçadan oluşmaktadır.
Taşıma aparatı (Tekerlekli / Tekerleksiz), Kova ve Menteşeli Kapak.
Endüstriyel alanlarda atıkları ayırmak üzere, mobil ve modüler özellikte tasarlanmıştır.

APARAT KOLİ ÖLÇÜSÜ: 390 x 390 x 1030 mm

APARAT KOLİ İÇİ MİKTARI: Tekerlekli-7 adet / Tekerleksiz -10 adet

KOVA KOLİ ÖLÇÜSÜ: 30 Lt- 390 x 390 x 830 mm / 12 Adet

40 Lt- 390 x 390 x 870 mm / 8 Adet

60 Lt- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Adet

MODULAR WASTE BIN SET - MASK-GLOVE WASTE

PRODUCT FEATURES: It consists of 3 main parts.

Carrying Apparatus (Wheeled / wheelless), bin and hinged cover.

It is designed with mobile and modular features to separate waste in industrial areas.

APPARATUS PACKAGE SIZE: 390 x 390 x 1030 mm

AMOUNT OF APPARATUS BOX: Wheeled - 7 Pcs / - 10 Pcs Non-wheeled

BIN PACKING SIZE: 30 Lt- 390 x 390 x 830 mm / 12 Pcs

40 Lt- 390 x 390 x 870 mm / 8 Pcs

60 Lt- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Pcs

YAĞ ATIK BİRİKTİRME VE TRANSFER KAPLARI
OIL WASTE COLLECT AND TRANSPORT CONTAINERS



SFR-060 30 Lt.
SFR-062 60 Lt.
SFR-061 40 Lt.

BİTKİSEL YAĞ ATIK KAPLARI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 Ana parçadan oluşmaktadır. Taşıma aparatı (Tekerlekli / Tekerleksiz)
Kova ve Menteşeli Kapak. Bitkisel yağ atıklarının biriktirilmesi ve transferi için üretilmiştir.
Yağ atıklarının kap içine kolay boşaltılabilmesi için ana kapak üzerinde ayrıca hunili vidalı kapak bölmesi bulunmaktadır. Ürün üst üste istiflenebilmekte ve demonte özelliktedir.

APARAT KOLİ ÖLÇÜSÜ: 390 x 390 x 1030 mm

APARAT KOLİ İÇİ MİKTARI: Tekerlekli-7 adet / Tekerleksiz -10 adet

KOVA KOLİ ÖLÇÜSÜ: 30 LT- 390 x 390 x 830 mm / 12 Adet

40 LT- 390 x 390 x 870 mm / 8 Adet - 60 LT- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Adet

VEGETABLE OIL WASTE CONTAINER

PRODUCT FEATURES: It consists of 3 parts. Carrying apparatus, bin and cover. It is manufactured for the collect and transfer of vegetable oil waste. A screw and funnel cover compartment is also available for easy discharge of oil waste into the container. The product can be stacked on top of each other and disassembled.

APPARATUS BOX SIZE : 390 x 390 x 1030 mm

AMOUNT OF APPARATUS BOX: Wheeled-7 Pcs / -10 Pcs Non-wheeled

BIN PACKING SIZE : 30 LT-390 x 390 x 830 mm / 12 Pcs

40 LT-390 x 390 x 870 mm / 8pcs - 60 LT-390 x 390 x 1030 mm / 6 Pcs



SFR-070 30 Lt.
SFR-072 60 Lt.
SFR-071 40 Lt.

MADENİ YAĞ ATIK KAPLARI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 Ana parçadan oluşmaktadır. Taşıma aparatı (Tekerlekli / Tekerleksiz)
Kova ve Menteşeli Kapak. Madeni yağ atıklarının biriktirilmesi ve transferi için üretilmiştir.
Yağ atıklarının kap içine kolay boşaltılabilmesi için ana kapak üzerinde ayrıca hunili vidalı kapak bölmesi bulunmaktadır. Ürün üst üste istiflenebilmekte ve demonte özelliktedir.

APARAT KOLİ ÖLÇÜSÜ: 390 x 390 x 1030 mm

APARAT KOLİ İÇİ MİKTARI: Tekerlekli-7 adet / Tekerleksiz -10 adet

KOVA KOLİ ÖLÇÜSÜ: 30 LT- 390 x 390 x 830 mm / 12 Adet

40 LT- 390 x 390 x 870 mm / 8 Adet - 60 LT- 390 x 390 x 1030 mm / 6 Adet

MINERAL OIL WASTE CONTAINER

PRODUCT FEATURES: It consists of 3 parts. Carrying apparatus, bin and cover. It is manufactured for the collect and transfer of mineral oil waste. A screw and funnel cover compartment is also available for easy discharge of oil waste into the container. The product can be stacked on top of each other and disassembled.

APPARATUS BOX SIZE : 390 x 390 x 1030 mm

AMOUNT OF APPARATUS BOX: Wheeled-7 Pcs / -10 Pcs Non-wheeled

BIN PACKING SIZE : 30 LT-390 x 390 x 830 mm / 12 Pcs

40 LT-390 x 390 x 870 mm / 8pcs - 60 LT-390 x 390 x 1030 mm / 6 Pcs



"SAĞLIĞINIZ ÖNCELİĞİMİZ,
GÜVENLİĞİNİZ HEDEFİMİZ"

YENİ NESİL MODÜLER PEDALLI ATIK AYIRMA SETLERİ HASTANE GRUBU

- YANYANA VE SIRT SIRTA MONTE EDİLEBİLİR
- ALAN ORTASINDA KULLANILABİLME İMKANI
- DEMONTE ÖZELLİK
- 30 - 40 - 60 LT'LİK ÜÇ FARKLI ÖLÇÜ
- TEKERLEKLİ-TEKERLEKSİZ KULLANIM
- SAĞLAM VE GÜÇLÜ PEDAL YAPISI
- PEDAL, SIK KULLANIMA UYGUN TASARLANMIŞTIR
- KADEMELİ, YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLEN APARAT



"YOUR HEALTH IS OUR PRIORITY,
YOUR SAFETY IS OUR GOAL"

NEW GENERATION MODULAR PEDAL WASTE SEPARATION SETS HOSPITAL GROUP

- CAN BE ASSAMBLED SIDE BY SIDE AND BACK TO BACK
- ABILITY TO BE USED IN THE MIDDLE OF THE FIELD
- DISASSEMBLED FEATURE
- 30 - 40 - 60 LT THREE DIFFERENT SIZE
- WHEELED / NON-WHEELED USING
- SOLID AND STRONG PEDAL STRUCTURE
- THE PEDAL IS DESIGNED TO SUIT MANY AND FREQUENT USE
- GRADUAL, HEIGHT-ADJUSTABLE APPARATUS





PHA-010 30 Lt.
PHA-012 60 Lt.
PHA-011 40 Lt.

**MEDWACO
MODÜLER PEDALLI ATIK KOVASI SETİ - TIBBİ ATIK**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 2 ana parçadan oluşmaktadır.
Pedallı kova taşıma aparatı (Tekerlekli / Tekerleksiz), Kova. Tıbbi atıkların oluştuğu tüm alanlarda kullanılmak üzere, mobil ve modüler özellikte tasarlanmıştır.

APARAT KOLİ ÖLÇÜSÜ: 630 x 820 x 590 mm

APARAT KOLİ İÇİ MİKTARI: 4 Adet Alt aparat, 4 Adet Pedal, 4 Adet Kapak, 4 Adet Pedal Demiri

KOVA KOLİ ÖLÇÜSÜ: 30 Lt - 390 x 390 x 830 mm / 12 Adet
40 Lt - 390 x 390 x 870 mm / 8 Adet
60 Lt - 390 x 390 x 1030 mm / 6 Adet

**MEDWACO
MODULAR WASTE BIN SET - MEDICAL WASTE**

PRODUCT FEATURES: It consists of 2 main parts.

Carrying apparatus with pedal (wheeled/Non-wheeled), bin .
It is designed as a mobile and modular for use in all are as where medical waste occurs.

APPARATUS PACKAGE SIZE: 630 x 820 x 590 mm

AMOUNT OF APPARATUS BOX: 4 Pcs of Lower Apparatus, 4 Pcs Pedals, 4 Pcs Cover, 4 Pcs Metal Apparatus for Lid Lifting

BIN PACKING SIZE: 30 Lt - 390 x 390 x 830 mm / 12 Pcs
40 Lt - 390 x 390 x 870 mm / 8 Pcs
60 Lt - 390 x 390 x 1030 mm / 6 Pcs

**YENİ NESİL
MODÜLER PEDALLI ATIK AYIRMA SETLERİ
HASTANE GRUBU**



PHA-020 30 Lt.
PHA-022 60 Lt.
PHA-021 40 Lt.

MODÜLER ATIK KOVASI SETİ - ENFEKTE TIBBİ ATIK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 2 ana parçadan oluşmaktadır.
Pedallı kova taşıma aparatı (Tekerlekli / Tekerleksiz), Kova. Enfekte atıkların oluştuğu tüm alanlarda kullanılmak üzere, mobil ve modüler özellikte tasarlanmıştır.

APARAT KOLİ ÖLÇÜSÜ: 630 x 820 x 590 mm

APARAT KOLİ İÇİ MİKTARI: 4 Adet Alt aparat, 4 Adet Pedal, 4 Adet Kapak, 4 Adet Pedal Demiri

KOVA KOLİ ÖLÇÜSÜ: 30 Lt - 390 x 390 x 830 mm / 12 Adet
40 Lt - 390 x 390 x 870 mm / 8 Adet
60 Lt - 390 x 390 x 1030 mm / 6 Adet

MODULAR WASTE BIN SET - INFECTED MEDICAL WASTE

PRODUCT FEATURES: It consists of 2 main parts.

Carrying apparatus with pedal (wheeled/Non-wheeled), bin .
It is designed as a mobile and modular for use in all are as where infected waste occurs.

APPARATUS PACKAGE SIZE: 630 x 820 x 590 mm

AMOUNT OF APPARATUS BOX: 4 Pcs of Lower Apparatus, 4 Pcs Pedals, 4 Pcs Cover, 4 Pcs Metal Apparatus for Lid Lifting

BIN PACKING SIZE: 30 Lt - 390 x 390 x 830 mm / 12 Pcs
40 Lt - 390 x 390 x 870 mm / 8 Pcs
60 Lt - 390 x 390 x 1030 mm / 6 Pcs

**NEW GENERATION
MODULAR PEDAL WASTE SEPARATION SETS
HOSPITAL GROUP**



PHA-030 30 Lt.
PHA-032 60 Lt.
PHA-031 40 Lt.

MODÜLER ATIK KOVASI SETİ - SİTOTOKSİK ATIK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 2 ana parçadan oluşmaktadır.
Pedallı kova taşıma aparatı (Tekerlekli / Tekerleksiz), Kova. Sitotoksik atıkların oluştuğu tüm alanlarda kullanılmak üzere, mobil ve modüler özellikte tasarlanmıştır.

APARAT KOLİ ÖLÇÜSÜ: 630 x 820 x 590 mm

APARAT KOLİ İÇİ MİKTARI: 4 Adet Alt aparat, 4 Adet Pedal, 4 Adet Kapak, 4 Adet Pedal Demiri

KOVA KOLİ ÖLÇÜSÜ: 30 Lt - 390 x 390 x 830 mm / 12 Adet
40 Lt - 390 x 390 x 870 mm / 8 Adet
60 Lt - 390 x 390 x 1030 mm / 6 Adet

MODULAR WASTE BIN SET - CYTOTOXIC WASTE

PRODUCT FEATURES: It consists of 2 main parts.

Carrying apparatus with pedal (wheeled/Non-wheeled), bin .
It is designed as a mobile and modular for use in all are as where cytotoxic waste occurs.

APPARATUS PACKAGE SIZE: 630 x 820 x 590 mm

AMOUNT OF APPARATUS BOX: 4 Pcs of Lower Apparatus, 4 Pcs Pedals, 4 Pcs Cover, 4 Pcs Metal Apparatus for Lid Lifting

BIN PACKING SIZE: 30 Lt - 390 x 390 x 830 mm / 12 Pcs
40 Lt - 390 x 390 x 870 mm / 8 Pcs
60 Lt - 390 x 390 x 1030 mm / 6 Pcs



PHA-040 30 Lt.
PHA-042 60 Lt.
PHA-041 40 Lt.

**DANBOX
MODÜLER ATIK KOVASI SETİ - TEHLİKELİ ATIK**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 2 ana parçadan oluşmaktadır.
Pedallı kova taşıma aparatı (Tekerlekli / Tekerleksiz), Kova. Tehlikeli atıkların oluştuğu tüm alanlarda kullanılmak üzere, mobil ve modüler özellikte tasarlanmıştır.

APARAT KOLİ ÖLÇÜSÜ: 630 x 820 x 590 mm

APARAT KOLİ İÇİ MİKTARI: 4 Adet Alt aparat, 4 Adet Pedal, 4 Adet Kapak, 4 Adet Pedal Demiri

KOVA KOLİ ÖLÇÜSÜ: 30 Lt - 390 x 390 x 830 mm / 12 Adet
40 Lt - 390 x 390 x 870 mm / 8 Adet
60 Lt - 390 x 390 x 1030 mm / 6 Adet

**DANBOX
MODULAR WASTE BIN SET - DANGEROUS WASTE**

PRODUCT FEATURES: It consists of 2 main parts.

Carrying apparatus with pedal (wheeled/Non-wheeled), bin .
It is designed as a mobile and modular for use in all are as where dangerous waste occurs.

APPARATUS PACKAGE SIZE: 630 x 820 x 590 mm

AMOUNT OF APPARATUS BOX: 4 Pcs of Lower Apparatus, 4 Pcs Pedals, 4 Pcs Cover, 4 Pcs Metal Apparatus for Lid Lifting

BIN PACKING SIZE: 30 Lt - 390 x 390 x 830 mm / 12 Pcs
40 Lt - 390 x 390 x 870 mm / 8 Pcs
60 Lt - 390 x 390 x 1030 mm / 6 Pcs

PEDALLI KOVA TAŞIMA APARATI PEDAL BIN CARRYING APPARATUS



PEDALLI KOVA TAŞIMA APARATI PEDAL BIN CARRYING APPARATUS



APRT030 30 Lt.
APRT060 60 Lt.
APRT040 40 Lt.

PEDALLI KOVA TAŞIMA APARATI (TIBBİ ATIKLAR İÇİN)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 5 ana parçadan oluşmaktadır.
Pedal, Alt aparat (Tekerlekli / Tekerleksiz), Yükseklik ayar aparatı, Kapak, Pedal ve Pedal Demiri.
Tıbbi atıkların oluştuğu tüm alanlarda kullanılmak üzere, üretimini yaptığımız, 30-40-60 lt kovalara uyumlu, mobil ve modüler özellikte tasarlanmış, isteğe bağlı, kovasız olarak da tedarik edilebilen taşıma aparatıdır.

APARAT KOLİ ÖLÇÜSÜ: 630 x 820 x 590 mm

APARAT KOLİ İÇİ MİKTARI: 4 Adet Alt aparat, 4 Adet Pedal, 4 Adet Kapak, 4 Adet Pedal Demiri

PEDAL BIN CARRYING APPARATUS (FOR MEDICAL WASTE)

PRODUCT FEATURES: It consists of 5 main parts.
Pedal, bottom apparatus (wheeled / Non-wheeled), height adjustment apparatus, cover, Pedal and pedal iron. For use in all areas where medical waste is formed, we produce, 30-40-60 lt bins compatible, mobile and modular designed, optional, can also be supplied as a bin-free transport apparatus.

APPARATUS BOX DIMENSIONS: 630 x 820 x 590 mm

QUANTITY OF APPARATUS IN BOX: 4 bottom apparatus, 4 Pedal, 4 Cover, 4 pedal iron



APRH030 30 Lt.
APRH060 60 Lt.
APRH040 40 Lt.

PEDALLI KOVA TAŞIMA APARATI (TEHLİKELİ ATIKLAR İÇİN)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 5 ana parçadan oluşmaktadır.
Pedal, Alt aparat (Tekerlekli / Tekerleksiz), Yükseklik ayar aparatı, Kapak, Pedal ve Pedal Demiri.
Tıbbi atıkların oluştuğu tüm alanlarda kullanılmak üzere, üretimini yaptığımız, 30-40-60 lt kovalara uyumlu, mobil ve modüler özellikte tasarlanmış, isteğe bağlı, kovasız olarak da tedarik edilebilen taşıma aparatıdır.

APARAT KOLİ ÖLÇÜSÜ: 630 x 820 x 590 mm

APARAT KOLİ İÇİ MİKTARI: 4 Adet Alt aparat, 4 Adet Pedal, 4 Adet Kapak, 4 Adet Pedal Demiri

PEDAL BIN CARRYING APPARATUS (FOR DANGEROUS WASTE)

PRODUCT FEATURES: It consists of 5 main parts.
Pedal, bottom apparatus (wheeled / Non-wheeled), height adjustment apparatus, cover, Pedal and pedal iron. For use in all areas where medical waste is formed, we produce, 30-40-60 lt bins compatible, mobile and modular designed, optional, can also be supplied as a bin-free transport apparatus.

APPARATUS PACKAGE SIZE: 630 x 820 x 590 mm

AMOUNT OF APPARATUS BOX: 4 bottom apparatus, 4 Pedal, 4 Cover, 4 pedal iron

AMELİYATHANE, YOĞUN BAKIM ve ACİL SERVİSLER İÇİN;
FOR OPERATING ROOM, INTENSIVE CARE & EMERGENCY SERVICES;

MOTTAS

MOBİL TEKERLEKLİ TIBBİ ATIK SETİ / MOBILE WHEELED MEDICAL WASTE SET



TIBBİ ATIK KOVASI
MEDICAL WASTE BIN

Antibakteriyel özellikteki
hammaddeyle üretilmiştir
Produced from raw material in
antibacterial properties



TEKERLEKLİ APARAT
WHEELED APPARATUS



TIBBİ ATIK SETİ
MEDICAL WASTE SET

AMELİYATHANE, YOĞUN BAKIM ve ACİL SERVİSLER İÇİN;
MOBİL TEKERLEKLİ TIBBİ ATIK SETİ (MOTTAS)
FOR OPERATING ROOM, INTENSIVE CARE AND EMERGENCY SERVICES;
MOBILE WHEELED MEDICAL WASTE SET (MOTTAS)



MOT0030 30 Lt.
MOT0060 60 Lt.
MOT0040 40 Lt.

MOBİL TEKERLEKLİ TIBBİ ATIK SETİ - KAPAKSIZ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 2 ana parçadan oluşmaktadır.
Tekerlekli Taşıma Aparatı ve Tıbbi Atık Kovası. Tıbbi atıkların oluştuğu tüm alanlarda kullanılmak üzere, 30-40-60 LT hacimlerinde, mobil özellikte tasarlanmıştır. Tekerlekleri sayesinde, kolaylıkla bir yerden bir yere itilerek, taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırır, tıbbi atık setidir.
APARAT KOLİ ÖLÇÜSÜ: 390 x 390 x 1030 mm
APARAT KOLİ İÇİ MİKTARI: 7 Adet Tekerlekli Alt Aparat
KOVA KOLİ ÖLÇÜSÜ: 30 Lt - 390 x 390 x 830 mm / 10 Adet
40 Lt - 390 x 390 x 870 mm / 8 Adet
60 Lt - 390 x 390 x 1030 mm / 5 Adet

MOBILE WHEELED MEDICAL WASTE SET - WITHOUT COVER

PRODUCT FEATURES: It consists of 2 main parts.
Wheeled Carrying Apparatus and Medical Waste Bin. It is designed for use in all areas where medical waste is formed, in volumes of 30-40-60 LT, with mobile features. Thanks to its wheels, it is a set of medical waste that eliminates the need to transport, easily pushed from place to place.
APPARATUS PACKAGE SIZE: 390 x 390 x 1030 mm
AMOUNT OF APPARATUS BOX: 7 pieces wheeled bottom apparatus
BIN PACKING SIZE: 30 Lt - 390 x 390 x 830 mm / 10 Pcs
40 Lt - 390 x 390 x 870 mm / 8 Pcs
60 Lt - 390 x 390 x 1030 mm / 5 Pcs



MOK0030 30 Lt.
MOK0060 60 Lt.
MOK0040 40 Lt.

MOBİL TEKERLEKLİ TIBBİ ATIK SETİ - KAPAKLI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 ana parçadan oluşmaktadır.
Tekerlekli Taşıma Aparatı, Tıbbi Atık Kovası, Kapak. Tıbbi atıkların oluştuğu tüm alanlarda kullanılmak üzere, 30-40-60 LT hacimlerinde, mobil özellikte tasarlanmıştır. Tekerlekleri sayesinde, kolaylıkla bir yerden bir yere itilerek, taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırır, tıbbi atık setidir.
APARAT KOLİ ÖLÇÜSÜ: 390 x 390 x 1030 mm
APARAT KOLİ İÇİ MİKTARI: 7 Adet Tekerlekli Alt Aparat
KOVA KOLİ ÖLÇÜSÜ: 30 Lt - 390 x 390 x 830 mm / 12 Adet
40 Lt - 390 x 390 x 870 mm / 8 Adet
60 Lt - 390 x 390 x 1030 mm / 6 Adet

MOBILE WHEELED MEDICAL WASTE SET - WITH COVER

PRODUCT FEATURES: It consists of 3 main parts.
Wheeled Carrying apparatus, Medical Waste Bin, Cover. It is designed for use in all areas where medical waste is formed, in volumes of 30-40-60 LT, with mobile features. Thanks to its wheels, it is a set of medical waste that eliminates the need to transport, easily pushed from place to place.
APPARATUS PACKAGE SIZE: 390 x 390 x 1030 mm
AMOUNT OF APPARATUS BOX: 7 pieces wheeled bottom apparatus
BIN PACKING SIZE: 30 Lt - 390 x 390 x 830 mm / 10 Pcs
40 Lt - 390 x 390 x 870 mm / 8 Pcs
60 Lt - 390 x 390 x 1030 mm / 5 Pcs

DANBOX TEHLİKELİ ATIK KAPLARI İLE GÜVENLİ VE DÜZENLİ ATIKLAR OLUŞTURUN
CREATE SAFE AND ORDERLY WASTE WITH DANBOX DANGEROUS WASTE CONTAINERS

TEHLİKELİ ATIK KAPLARI DANGEROUS WASTE CONTAINERS



UN 3291



**"DANBOX TEHLİKELİ ATIK KAPLARI İLE
GÜVENLİ VE DÜZENLİ ATIKLAR OLUŞTURUN"**

**"CREATE SAFE AND REGULAR WASTES
WITH DANBOX DANGEROUS WASTE CONTAINERS"**

TEHLİKELİ ATIK KAPLARI DANGEROUS WASTE CONTAINERS



■ KAP, İÇİ BOŞ OLDUĞUNDA, İLK TRANSFERDE, YER KAPLAMAMASI İÇİN, İÇ İÇE GEÇEBİLME ÖZELLİĞİ
WHEN THE CONTAINER IS EMPTY, IT CAN BE NESTED IN THE FIRST TRANSFER, SO THAT IT DOES NOT TAKE UP SPACE

■ KAP, İÇİ DOLU OLDUĞUNDA, DEPOLAMADA VE SON TRANSFERDE, YER KAPLAMAMASI İÇİN, KENDİ ÜZERİNDE, İSTİFLENEBİLME ÖZELLİĞİ
WHEN THE CONTAINER IS FULL, STORAGE AND FINAL TRANSFER, SO AS NOT TO TAKE UP SPACE, ON ITSELF, THE ABILITY TO BE STACKED

■ DARBE DAYANIMI YÜKSEK HAMMADE İLE ÜRETİLMİŞTİR.
MANUFACTURED WITH HIGH IMPACT RESISTANCE RAW MATERIAL

TEHLİKELİ SIVILARIN, KAPLARLA, ALAN İÇİ TAŞINMASI VE TRANSFERİ ESNASINDA, OLASI DEVRİLME RİSKİ İLE KARŞILAŞILDIĞINDA, GÜVENLİ KİLİTLER SAYESİNDE KAPAKLARIN AÇILMAMASI VE KAPAK İÇİNDEKİ CONTALAR SAYESİNDE, SIZDIRMAZLIK ÖZELLİĞİ
DURING THE TRANSPORT AND TRANSFER OF DANGEROUS LIQUIDS WITH CONTAINERS IN THE AREA, WHEN THERE IS A RISK OF POSSIBLE TIPPING, THE DOORS DO NOT OPEN THANKS TO SECURE LOCKS AND THE SEALS ON THE LID, THE SEALING FEATURE

KAPLARIN, TEHLİKELİ KATI VE SIVILARDA, SABİTLENEBİLME VE İSTEĞE BAĞLI OLARAK APARATIN ALTINDAKİ TEKERLEKLER SAYESİNDE, APARAT İLE BİRLİKTE, MOBİL OLABİLME ÖZELLİĞİ.
ABILITY OF CONTAINERS TO BE FIXED IN DANGEROUS SOLIDS AND LIQUIDS BY MEANS OF A TRANSPORT DEVICE AND, OPTIONALLY, BY MEANS OF WHEELS UNDER THE DEVICE, TOGETHER WITH THE DEVICE, TO BE MOBILE.

EL TUTMA YERLERİNDEKİ ERGONOMİK TASARIM SAYESİNDE, KOLAY TAŞINABİLME, İSTİFLENEBİLME VE YÜKLENEBİLMESİ İLE KULLANIM KOLAYLIĞI
THANKS TO THE ERGONOMIC DESIGN OF THE HAND GRIPS IN THE CONTAINERS, EASE OF USE WITH EASY TRANSPORTATION, STACKING AND LOADING.

TEHLİKELİ KATI ATIKLARDA, ÜZERİNDEKİ MENTEŞELER SAYESİNDE, KAP ÜZERİNDE AÇILIP KAPANABİLME ÖZELLİKLİ KAPAK.
IN DANGEROUS SOLIDS, THANKS TO THE HINGES ON IT, THE LID WITH THE ABILITY TO OPEN AND CLOSE ON THE CONTAINER

KAPLAR ADR UN3291 TESTLERİNDEN BAŞARI İLE GEÇMİŞTİR.
CONTAINERS HAVE SUCCESSFULLY PASSED ADR UN3291 TESTS

TEHLİKELİ ATIK KAPLARI DANGEROUS WASTE CONTAINERS



- TEHLİKELİ ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜ VE KAP DOLDUKTAN SONRA, BİR DAHA AÇILMASINI ENGELLEMELERİ AMACIYLA, KAP/KAPAK ÜZERİNDE, SAĞLAM, GÜVENLİKLİ, TIRNAKLI KİLİT SİSTEMİ BULUNMAKTADIR.
IN ORDER TO PREVENT THE RECYCLING OF DANGEROUS WASTE AND THE OPENING OF THE CONTAINER AFTER THE CONTAINER IS FILLED, THERE IS A STRONG, SECURE, NAIL LOCK SYSTEM ON THE CONTAINER/LID
- TEHLİKELİ SIVI ATIKLARDA, ANA KAPAK ÜZERİNDEKİ HUNİLİ BÖLMEDE BULUNAN, KÜÇÜK VİDALI KAPAK SAYESİNDE, ANA KAPAĞI AÇMADAN, DOLUM SONRASI SON KAPAMA ÖZELLİĞİ.
IN DANGEROUS LIQUID WASTES, THE FINAL CLOSING FEATURE AFTER FILLING WITH OUT OPENING THE MAIN COVER THANKS TO THE SMALL SCREW COVER LOCATED IN THE FUNNELCOMPARTMENT ON THE MAIN COVER.
- ALAN İÇİ DANBOX KAPLARINI TAŞIMAK AMACIYLA TASARLANAN 2-4-6 YATAK SEÇENEKLİ TEHLİKELİ ATIK TAŞIMA ARAÇLARI
DANGEROUS WASTE TRANSPORT VEHICLES WITH 2-4-6 COMPARTMENT OPTIONS DESIGNED TO TRANSPORT IN-FIELD DANBOX CONTAINERS
- KAPLARIN DEVRİLME RİSKİNE KARŞI, KAPLARIN GİREBİLECEĞİ YATAKLAR İLE,DEVRİLME RİSKİNİ EN AZA İNDİRDİK
AGAINST THE RISK OF CONTAINER TIPPING ,WE MINIMIZED THE RISK OF CONTAINER TIPPING WITH COMPARTMENTS WHERE THE CONTAINER COULD ENTER .
- ARAÇLAR YÜKLEMEDE VE BOŞALTMADA, KONFOR SAĞLAYAN TASARIMI İLE KULLANICI KOLAYLIĞI SAĞLAMAKTADIR.
IT PROVIDES USER CONVENIENCE WITH ITS DESIGN THAT PROVIDES COMFORT IN LOADING AND UNLOADING VEHICLES.
- ARAÇLARDA KAPLARIN İSTİFLENME KOLAYLIĞINDAN DOLAYI SERVİSTE, ÇOK KAP TAŞIMA ÖZELLİĞİ.
DUE TO THE EASE OF STACKING CONTAINERS IN VEHICLES, MULTI-CONTAINER TRANSPORT FEATURE IN SERVICE.
- ARAÇLAR, SAĞLAM VE UZUN ÖMÜRLÜ METAL MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ OLUP, ELEKTROSTATİK FIRIN BOYA İLE BOYANMIŞTIR.
THE VEHICLES ARE MADE OF SOLID AND LONG-LASTING METAL MATERIAL AND PAINTED WITH ELECTROSTATIC FURNACE PAINT.
- ARAÇLARDAKİ DÖNÜŞLER, SARHOŞ TEKERLEKLERİN MANEVRA KABİLİYETİ SAYESİNDE, MÜKEMMELDİR.
TURNS ON VEHICLES ARE EXCELLENT, THANKS TO THE MANEUVERABILITY OF DRUNKEN WHEELS.
- ARAÇLAR, KATLAR ARASI GEÇİŞLER DÜŞÜNÜLEREK, ASANSÖR KAPILARINDAN GEÇEBİLECEK ÖLÇÜLERDE ÜRETİLMİŞ OLUP, YÜKSEK ÇAPLI TEKERLEKLER SAYESİNDE ZEMİNDE OLUŞABİLEN GİRİNTİ VE ÇIKINTI SEKMELERİNDEN RAHATLIKLA GEÇEBİLMEKTEDİR.
VEHICLES ARE MANUFACTURED IN SIZES THAT CAN PASS THROUGH ELEVATOR DOORS, CONSIDERING THE TRANSITIONS BETWEEN FLOORS, AND CAN EASILY PASS THROUGH THE RECESSES AND OVERHANG TABS THAT CAN FORM ON THE FLOOR THANKS TO HIGH DIAMETER WHEELS.



UN 3291

TATA - 2
2 YATAKLI / 2 COMPARTMENTS



TEHLİKELİ ATIK TAŞIMA ARABALARI DANGEROUS WASTE CARRYING VEHICLES



TATA - 4
4 YATAKLI / 4 COMPARTMENTS



TATA - 6
6 YATAKLI / 6 COMPARTMENTS

DANBOX TEHLİKELİ ATIK KAPLARI İLE GÜVENLİ VE DÜZENLİ ATIKLAR OLUŞTURUN.
CREATE SAFE AND REGULAR WASTES WITH DANBOX DANGEROUS WASTE CONTAINERS.

TEHLİKELİ KATI & SIVI ATIK KAPLARI DANGEROUS SOLID & LIQUID WASTE BOX TEHLİKELİ ATIK GRUBU DANGEROUS WASTE GROUP



TH0030K 30 Lt.
TH0060K 60 Lt.
TH0040K 40 Lt.

TEHLİKELİ KATI ATIK KUTUSU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Tehlikeli katı atıkların toplanması ve bertarafında, kullanıcı rahatlığı düşünülerek tasarlanan ürünümüz DANBOX, istifleme, lojistik ve uygulama kolaylıkları sağlamaktadır. DANBOX darbeye dayanıklı hammaddeden üretilmiştir. Ürün kapağı 18 noktadan kilitleyerek güvenli taşıma sağlamaktadır.

KOVA KOLİ ÖLÇÜSÜ: 30 Lt - 390 x 390 x 830 mm / 10 Adet
40 Lt - 390 x 390 x 870 mm / 8 Adet
60 Lt - 390 x 390 x 1030 mm / 5 Adet

DANGEROUS SOLID WASTE BOX

PRODUCT FEATURES: Designed with user convenience in the collection and disposal of hazardous solid waste, DANBOX provides stacking, logistics and application facilities. Danbox is made of shockproof raw material. The product cover is locked from 18 points, ensuring safe transport.

BIN PACKING SIZE: 30 Lt - 390 x 390 x 830 mm / 10 Pcs
40 Lt - 390 x 390 x 870 mm / 8 Pcs
60 Lt - 390 x 390 x 1030 mm / 5 Pcs



TH0030S 30 Lt.
TH0060S 60 Lt.
TH0040S 40 Lt.

TEHLİKELİ SIVI ATIK KUTUSU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Tehlikeli sıvı atıkların toplanması ve bertarafında, kullanıcı rahatlığı düşünülerek tasarlanan ürünümüz DANBOX, istifleme, lojistik ve uygulama kolaylıkları sağlamaktadır. DANBOX darbeye dayanıklı hammaddeden üretilmiştir. Ürün kapağı 18 noktadan kilitleyerek güvenli taşıma sağlamaktadır. Kapak kanalında bulunan conta ile sızdırmazlık sağlanmıştır.

KOVA KOLİ ÖLÇÜSÜ: 30 Lt - 390 x 390 x 830 mm / 10 Adet
40 Lt - 390 x 390 x 870 mm / 8 Adet
60 Lt - 390 x 390 x 1030 mm / 5 Adet

DANGEROUS LIQUID WASTE BOX

PRODUCT FEATURES: Designed with user convenience in the collection and disposal of hazardous liquid waste, DANBOX provides stacking, logistics and application facilities. Danbox is made of shockproof raw material. The product cover is locked from 18 points, ensuring safe transport. Contains sealing thanks to the sealed cover.

BIN PACKING SIZE: 30 Lt - 390 x 390 x 830 mm / 10 Pcs
40 Lt - 390 x 390 x 870 mm / 8 Pcs
60 Lt - 390 x 390 x 1030 mm / 5 Pcs

TEHLİKELİ ATIK TAŞIMA ARAÇLARI DANGEROUS WASTE CARRYING VEHICLE



TATA-2
İKİ YATAKLI
TEHLİKELİ ATIK TAŞIMA ARABASI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Tehlikeli atık kaplarının taşınması için tasarlanan TATA serisi arabalar, atık kaplarının üst üste istiflenerek ve emniyetli olarak taşınması için, kaplara uygun yataklamalar yapılarak üretilmiştir. Arkada iki adet frenli olmak üzere, toplam dört adet hareketli tekerlek ile kolaylıkla sürülebilmektedir.

ARABA ÖLÇÜSÜ: 830 x 600 x 900 mm
TAŞIMA KAPASİTESİ: 200 kg.

2 COMPARTMENT DANGEROUS WASTE TRANSPORT VEHICLE

PRODUCT FEATURES: Tata series cars designed for the transport of hazardous waste containers are manufactured by stacking waste containers on top of each other and making appropriate bearings for the safe transport of waste containers. It can be easily driven with a total of four moving wheels, including two brakes at the rear.

VEHICLE DIMENSIONS: 830 x 600 x 900 mm
CARRYING CAPACITY: 200 kg.



TATA-4
DÖRT YATAKLI
TEHLİKELİ ATIK TAŞIMA ARABASI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Tehlikeli atık kaplarının taşınması için tasarlanan TATA serisi arabalar, atık kaplarının üst üste istiflenerek ve emniyetli olarak taşınması için, kaplara uygun yataklamalar yapılarak üretilmiştir. Arkada iki adet frenli olmak üzere, toplam dört adet hareketli tekerlek ile kolaylıkla sürülebilmektedir.

ARABA ÖLÇÜSÜ: 830 x 830 x 900 mm
TAŞIMA KAPASİTESİ: 400 kg.

4 COMPARTMENT DANGEROUS WASTE TRANSPORT VEHICLE

PRODUCT FEATURES: Tata series cars designed for the transport of hazardous waste containers are manufactured by stacking waste containers on top of each other and making appropriate bearings for the safe transport of waste containers. It can be easily driven with a total of four moving wheels, including two brakes at the rear.

VEHICLE DIMENSIONS: 830 x 830 x 900 mm
CARRYING CAPACITY: 400 kg.



TATA-6
ALTI YATAKLI
TEHLİKELİ ATIK TAŞIMA ARABASI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Tehlikeli atık kaplarının taşınması için tasarlanan TATA serisi arabalar, atık kaplarının üst üste istiflenerek ve emniyetli olarak taşınması için, kaplara uygun yataklamalar yapılarak üretilmiştir. Arkada iki adet frenli olmak üzere, toplam dört adet hareketli tekerlek ile kolaylıkla sürülebilmektedir.

ARABA ÖLÇÜSÜ: 830 x 1245 x 900 mm
TAŞIMA KAPASİTESİ: 600 kg.

6 COMPARTMENT DANGEROUS WASTE TRANSPORT VEHICLE

PRODUCT FEATURES: Tata series cars designed for the transport of hazardous waste containers are manufactured by stacking waste containers on top of each other and making appropriate bearings for the safe transport of waste containers. It can be easily driven with a total of four moving wheels, including two brakes at the rear.

VEHICLE DIMENSIONS: 830 x 1245 x 900 mm
CARRYING CAPACITY: 600 kg.

HOSPITAL GROUP KESİCİ DELİCİ TIBBİ ATIK KUTULARI

- FARKLI ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
- HER TÜRLÜ KESİCİ DELİCİ ATIKLARIN BİRİKTİRİLDİĞİ
- DEMONTE
- SABITLENEBİLEN
- DELİNME VE DARBELERE DAYANIKLI
- SIZDIRMAZ
- KİLİTLENDİĞİNDE AÇILMAYAN



"SAĞLIK ÇALIŞANLARINI, DELİCİ, KESİCİ
YARALANMALARINA KARŞI KORUYORUZ"

HOSPITAL GROUP SHARPBOX / SHARP CONTAINERS

- DIFFERENT PRODUCT SIZES
- ALL KINDS OF CUTTER DRILL WASTES ARE DEPOSITED
- DISASSEMBLED
- FIXABLE
- PUNCTURE AND IMPACT RESISTANT
- LEAKPROOF
- DOES NOT OPEN WHEN LOCKED



UN 3291



"WE PROTECT HEALTH WORKERS
FROM PENETRATING, CUTTING INJURIES"



TIBBİ ATIK ÜRÜN GRUBU KESİCİ DELİCİ TIBBİ ATIK KUTULARI



TA00050 0,5 LT TIBBİ ATIK KUTUSU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 parçadan oluşmaktadır. (Kutu, Kapak ve Kilitlenebilen Üst Kapak) Ürün kesilmeye ve delinmeye mukavemetli orijinal hammaddeden üretilmiştir. Küçük kapakta geçici ve kalıcı kapatma sağlayan çift aşamalı kapatma sistemi bulunmaktadır. Tek kullanımlıktır.

KOLİ EBADİ: 570 x 450 x 490 mm
KOLİ İÇİ MİKTARI: 100 adet

0,5 LT SHARPBOX

PRODUCT FEATURES : It consists of 3 parts. (Box, cover and lockable top cover) The Product is made of original raw material with cut and puncture resistance. It has a two-stage closure system that provides temporary and permanent closure. It's disposable.

PACKING DIMENSIONS : 390 x 554 x 310 mm

PACKING QUANTITY : 100 pcs.

Container Loading Quantities:

20 DC : 420 BOX / 43.000 PCS

40 DC : 910 BOX / 91.000 PCS

40 HC : 510 BOX / 104.500 PCS



TA00070 0,7 LT TIBBİ ATIK KUTUSU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 parçadan oluşmaktadır. (Kutu, Kapak ve Kilitlenebilen Üst Kapak) Ürün kesilmeye ve delinmeye mukavemetli orijinal hammaddeden üretilmiştir. Tek kullanımlıktır.

KOLİ EBADİ: 570 x 450 x 490 mm

KOLİ İÇİ MİKTARI: 150 adet

0,7 LT SHARPBOX

PRODUCT FEATURES : It consists of 3 parts. (Box, cover and lockable top cover) The product is made of original raw material with cut and puncture resistance. It's disposable.

PACKING DIMENSIONS : 570 x 450 x 490 mm

PACKING QUANTITY : 150 pcs.

Container Loading Quantities:

20 DC : 220 BOX / 33.000 PCS

40 DC : 445 BOX / 66.750 PCS

40 HC : 510 BOX / 76.500 PCS



TA00120 1,2 LT TIBBİ ATIK KUTUSU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 parçadan oluşmaktadır. (Kutu, Kapak ve Kilitlenebilen Üst Kapak) Ürün kesilmeye ve delinmeye mukavemetli orijinal hammaddeden üretilmiştir. Tek kullanımlıktır.

KOLİ EBADİ: 570 x 450 x 490 mm

KOLİ İÇİ MİKTARI: 150 adet

1,2 LT SHARPBOX

PRODUCT FEATURES : It consists of 3 parts. (Box, cover and lockable top cover) The product is made of original raw material with cut and puncture resistance. It's disposable.

PACKING DIMENSIONS : 570 x 450 x 490 mm

PACKING QUANTITY : 150 pcs.

Container Loading Quantities:

20 DC : 220 BOX / 33.000 PCS

40 DC : 445 BOX / 66.750 PCS

40 HC : 510 BOX / 76.500 PCS



TA00130 1,3 LT TIBBİ ATIK KUTUSU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 parçadan oluşmaktadır. (Kutu, Kapak ve Kilitlenebilen Üst Kapak) Ürün kesilmeye ve delinmeye mukavemetli orijinal hammaddeden üretilmiştir. Tek kullanımlıktır.

KOLİ EBADİ: 570 x 450 x 540 mm

KOLİ İÇİ MİKTARI: 150 adet

1,3 LT CORNERED SHARPBOX

PRODUCT FEATURES : It consists of 3 parts. (Box, cover and lockable top cover) The product is made of original raw material with cut and puncture resistance. It's disposable.

PACKING DIMENSIONS : 570 x 450 x 540 mm

PACKING QUANTITY : 150 pcs.

Container Loading Quantities:

20 DC : 200 BOX / 30.000 PCS

40 DC : 400 BOX / 60.000 PCS

40 HC : 460 BOX / 69.000 PCS



TA00150 1,5 LT TIBBİ ATIK KUTUSU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 parçadan oluşmaktadır. (Kutu, Kapak ve Kilitlenebilen Üst Kapak) Ürün kesilmeye ve delinmeye mukavemetli orijinal hammaddeden üretilmiştir. Tek kullanımlıktır.

KOLİ EBADİ: 570 x 450 x 490 mm

KOLİ İÇİ MİKTARI: 150 adet

1,5 LT SHARPBOX

PRODUCT FEATURES : It consists of 3 parts. (Box, cover and lockable top cover) The product is made of original raw material with cut and puncture resistance. It's disposable.

PACKING DIMENSIONS : 570 x 450 x 540 mm

PACKING QUANTITY : 150 pcs.

Container Loading Quantities:

20 DC : 200 BOX / 30.000 PCS

40 DC : 400 BOX / 60.000 PCS

40 HC : 460 BOX / 69.000 PCS

MEDICAL WASTE PRODUCT GROUP SHARPBOX / SHARP CONTAINER



TA00200 2,0 LT TIBBİ ATIK KUTUSU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 parçadan oluşmaktadır. (Kutu, Kapak ve Kilitlenebilen Üst Kapak) Ürün kesilmeye ve delinmeye mukavemetli orijinal hammaddeden üretilmiştir. Tek kullanımlıktır.

KOLİ EBADİ: 570 x 450 x 490 mm

KOLİ İÇİ MİKTARI: 150 adet

2,0 LT SHARPBOX

PRODUCT FEATURES : It consists of 3 parts. (Box, cover and lockable top cover) The product is made of original raw material with cut and puncture resistance. It's disposable.

PACKING DIMENSIONS : 570 x 450 x 490 mm

PACKING QUANTITY : 150 pcs.

Container Loading Quantities:

20 DC : 220 BOX / 33.000 PCS

40 DC : 445 BOX / 66.750 PCS

40 HC : 510 BOX / 76.500 PCS



TA000300 3,0 LT TIBBİ ATIK KUTUSU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 parçadan oluşmaktadır. (Kutu, Kapak ve Kilitlenebilen Üst Kapak) Ürün kesilmeye ve delinmeye mukavemetli orijinal hammaddeden üretilmiştir. Tek kullanımlıktır.

KOLİ EBADİ: 570 x 450 x 490 mm

KOLİ İÇİ MİKTARI: 100 adet

3,0 LT SHARPBOX

PRODUCT FEATURES : It consists of 3 parts. (Box, cover and lockable top cover) The product is made of original raw material with cut and puncture resistance. It's disposable.

PACKING DIMENSIONS : 570 x 450 x 490 mm

PACKING QUANTITY : 100 pcs.

Container Loading Quantities:

20 DC : 220 BOX / 22.000 PCS

40 DC : 445 BOX / 44.500 PCS

40 HC : 510 BOX / 51.000 PCS



TA00310 3,0 LT TIBBİ ATIK KUTUSU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 parçadan oluşmaktadır. (Kutu, Kapak ve Kilitlenebilen Üst Kapak) Ürün kesilmeye ve delinmeye mukavemetli orijinal hammaddeden üretilmiştir. Tek kullanımlıktır.

KOLİ EBADİ: 570 x 450 x 490 mm

KOLİ İÇİ MİKTARI: 100 adet

3,0 LT SHARPBOX

PRODUCT FEATURES : It consists of 3 parts. (Box, cover and lockable top cover) The product is made of original raw material with cut and puncture resistance. It's disposable.

PACKING DIMENSIONS : 570 x 450 x 490 mm

PACKING QUANTITY : 100 pcs.

Container Loading Quantities:

20 DC : 220 BOX / 22.000 PCS

40 DC : 445 BOX / 44.500 PCS

40 HC : 510 BOX / 51.000 PCS





TIBBİ ATIK ÜRÜN GRUBU KESİCİ DELİCİ TIBBİ ATIK KUTULARI

MEDICAL WASTE PRODUCT GROUP SHARPBOX / SHARP CONTAINER



TA00500
5,0 LT TIBBİ ATIK KUTUSU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 parçadan oluşmaktadır. (Kutu, Kapak ve Kilitlenebilen Üst Kapak)
Ürün kesilmeye ve delinmeye mukavemetli orijinal hammaddeden üretilmiştir. Tek kullanımlıktır.

KOLİ EBADİ: 570 x 450 x 490 mm
KOLİ İÇİ MİKTARI: 70 adet

5,0 LT SHARPBOX

PRODUCT FEATURES : It consists of 3 parts. (Box, cover and lockable top cover) The product is made of original raw material with cut and puncture resistance. It's disposable

PACKING DIMENSIONS : 570 x 450 x 490 mm
PACKING QUANTITY: 70 pcs.

Container Loading Quantities:

20 DC : 220 BOX / 15.400 PCS
40 DC : 445 BOX / 31.150 PCS
40 HC : 510 BOX / 35.700 PCS



TA00510
5,0 LT TIBBİ ATIK KUTUSU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 parçadan oluşmaktadır. (Kutu, Kapak ve Kilitlenebilen Üst Kapak)
Ürün kesilmeye ve delinmeye mukavemetli orijinal hammaddeden üretilmiştir. Tek kullanımlıktır.

KOLİ EBADİ: 570 x 450 x 490 mm
KOLİ İÇİ MİKTARI: 70 adet

5,0 LT SHARPBOX

PRODUCT FEATURES : It consists of 3 parts. (Box, cover and lockable top cover) The product is made of original raw material with cut and puncture resistance. It's disposable

PACKING DIMENSIONS : 570 x 450 x 490 mm
PACKING QUANTITY: 70 pcs.

Container Loading Quantities:

20 DC : 220 BOX / 15.400 PCS
40 DC : 445 BOX / 31.150 PCS
40 HC : 510 BOX / 35.700 PCS



TA00560
5,6 LT TIBBİ ATIK KUTUSU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 parçadan oluşmaktadır. (Kutu, Kapak ve Kilitlenebilen Üst Kapak)
Ürün kesilmeye ve delinmeye mukavemetli orijinal hammaddeden üretilmiştir. Tek kullanımlıktır.

KOLİ EBADİ: 570 x 450 x 490 mm
KOLİ İÇİ MİKTARI: 50 adet

5,6 LT SHARPBOX

PRODUCT FEATURES : It consists of 3 parts. (Box, cover and lockable top cover) The product is made of original raw material with cut and puncture resistance. It's disposable

PACKING DIMENSIONS : 570 x 450 x 490 mm
PACKING QUANTITY: 50 pcs.

Container Loading Quantities:

20 DC : 220 BOX / 11.000 PCS
40 DC : 445 BOX / 22.250 PCS
40 HC : 510 BOX / 25.500 PCS



TA00750
7,5 LT TIBBİ ATIK KUTUSU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 parçadan oluşmaktadır. (Kutu, Kapak ve Kilitlenebilen Üst Kapak)
Ürün kesilmeye ve delinmeye mukavemetli orijinal hammaddeden üretilmiştir. Tek kullanımlıktır.

KOLİ EBADİ: 690 x 480 x 420 mm
KOLİ İÇİ MİKTARI: 50 adet

7,5 LT SHARPBOX

PRODUCT FEATURES : It consists of 3 parts. (Box, cover and lockable top cover) The product is made of original raw material with cut and puncture resistance. It's disposable

PACKING DIMENSIONS : 690 x 480 x 420 mm
PACKING QUANTITY: 50 pcs.

Container Loading Quantities:

20 DC : 200 BOX / 10.000 PCS
40 DC : 400 BOX / 20.000 PCS
40 HC : 470 BOX / 23.500 PCS



TA00751
7,5 LT TIBBİ ATIK KUTUSU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 parçadan oluşmaktadır. (Kutu, Kapak ve Kilitlenebilen Üst Kapak)
Ürün kesilmeye ve delinmeye mukavemetli orijinal hammaddeden üretilmiştir. Tek kullanımlıktır.

KOLİ EBADİ: 690 x 480 x 420 mm
KOLİ İÇİ MİKTARI: 50 adet

7,5 LT SHARPBOX

PRODUCT FEATURES : It consists of 3 parts. (Box, cover and lockable top cover) The product is made of original raw material with cut and puncture resistance. It's disposable

PACKING DIMENSIONS : 690 x 480 x 420 mm
PACKING QUANTITY: 50 pcs.

Container Loading Quantities:

20 DC : 200 BOX / 10.000 PCS
40 DC : 400 BOX / 20.000 PCS
40 HC : 470 BOX / 23.500 PCS



TA00800
8,0 LT TIBBİ ATIK KUTUSU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 parçadan oluşmaktadır. (Kutu, Kapak ve Kilitlenebilen Üst Kapak)
Ürün kesilmeye ve delinmeye mukavemetli orijinal hammaddeden üretilmiştir. Tek kullanımlıktır.

KOLİ EBADİ: 690 x 480 x 420 mm
KOLİ İÇİ MİKTARI: 50 adet

8,0 LT SHARPBOX

PRODUCT FEATURES : It consists of 3 parts. (Box, cover and lockable top cover) The product is made of original raw material with cut and puncture resistance. It's disposable

PACKING DIMENSIONS : 690 x 480 x 420 mm
PACKING QUANTITY: 50 pcs.

Container Loading Quantities:

20 DC : 200 BOX / 10.000 PCS
40 DC : 400 BOX / 20.000 PCS
40 HC : 470 BOX / 23.500 PCS



TA01000
10 LT TIBBİ ATIK KUTUSU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 parçadan oluşmaktadır. (Kutu, Kapak ve Kilitlenebilen Üst Kapak)
Ürün kesilmeye ve delinmeye mukavemetli orijinal hammaddeden üretilmiştir. Tek kullanımlıktır.

KOLİ EBADİ: 540 x 540 x 680 mm
KOLİ İÇİ MİKTARI: 50 adet

10 LT SHARPBOX

PRODUCT FEATURES : It consists of 3 parts. (Box, cover and lockable top cover) The product is made of original raw material with cut and puncture resistance. It's disposable

PACKING DIMENSIONS : 570 x 450 x 490 mm
PACKING QUANTITY: 50 pcs.

Container Loading Quantities:

20 DC : 140 BOX / 7.000 PCS
40 DC : 280 BOX / 14.000 PCS
40 HC : 330 BOX / 16.500 PCS



TA01200
12 LT TIBBİ ATIK KUTUSU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 parçadan oluşmaktadır. (Kutu, Kapak ve Kilitlenebilen Üst Kapak)
Ürün kesilmeye ve delinmeye mukavemetli orijinal hammaddeden üretilmiştir. Tek kullanımlıktır.

KOLİ EBADİ: 540 x 540 x 680 mm
KOLİ İÇİ MİKTARI: 50 adet

12 LT SHARPBOX

PRODUCT FEATURES : It consists of 3 parts. (Box, cover and lockable top cover) The product is made of original raw material with cut and puncture resistance. It's disposable

PACKING DIMENSIONS : 540 x 540 x 680 mm
PACKING QUANTITY: 50 pcs.

Container Loading Quantities:

20 DC : 140 BOX / 7.000 PCS
40 DC : 280 BOX / 14.000 PCS
40 HC : 330 BOX / 16.500 PCS



TA02500
25 LT TIBBİ ATIK KUTUSU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 parçadan oluşmaktadır. (Kutu, Kapak ve Kilitlenebilen Üst Kapak)
Ürün kesilmeye ve delinmeye mukavemetli orijinal hammaddeden üretilmiştir. Tek kullanımlıktır.

KOLİ EBADİ: 610 x 310 x 850 mm
KOLİ İÇİ MİKTARI: 10 adet

25 LT SHARPBOX

PRODUCT FEATURES: It consists of 3 parts. (Box, cover and lockable top cover) The product is made of original raw material with cut and puncture resistance. It's disposable

PACKING DIMENSIONS: 610 x 310 x 850 mm

PACKING QUANTITY: 10 pcs.

Container Loading Quantities:

20 DC : 170 BOX / 1.700 PCS

40 DC : 340 BOX / 3.400 PCS

40 HC : 410 BOX / 4.100 PCS

TIBBİ ATIK ÜRÜN GRUBU
KESİCİ DELİCİ TIBBİ ATIK KUTULARI



TA0250C
25 LT ENFEKTE CAM ATIK KUTUSU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 parçadan oluşmaktadır. (Kutu, Kapak ve Kilitlenebilen Üst Kapak)
Ürün kesilmeye ve delinmeye mukavemetli orijinal hammaddeden üretilmiştir. Tek kullanımlıktır.

KOLİ EBADİ: 610 x 310 x 850 mm
KOLİ İÇİ MİKTARI: 10 adet

25 LT INFECTED GLASS WASTE BOX

PRODUCT FEATURES: It consists of 3 parts. (Box, cover and lockable top cover) The product is made of original raw material with cut and puncture resistance. It's disposable

PACKING DIMENSIONS: 610 x 310 x 850 mm

PACKING QUANTITY: 10 pcs.

Container Loading Quantities:

20 DC : 170 BOX / 1.700 PCS

40 DC : 340 BOX / 3.400 PCS

40 HC : 410 BOX / 4.100 PCS



TA0250S
25 LT SİTOTOXİK ATIK KUTUSU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 parçadan oluşmaktadır. (Kutu, Kapak ve Kilitlenebilen Üst Kapak)
Ürün kesilmeye ve delinmeye mukavemetli orijinal hammaddeden üretilmiştir. Tek kullanımlıktır.

KOLİ EBADİ: 610 x 310 x 850 mm
KOLİ İÇİ MİKTARI: 10 adet

25 LT CYTOTOXIC WASTE BOX

PRODUCT FEATURES: It consists of 3 parts. (Box, cover and lockable top cover) The product is made of original raw material with cut and puncture resistance. It's disposable

PACKING DIMENSIONS: 610 x 310 x 850 mm

PACKING QUANTITY: 10 pcs.

Container Loading Quantities:

20 DC : 170 BOX / 1.700 PCS

40 DC : 340 BOX / 3.400 PCS

40 HC : 410 BOX / 4.100 PCS



TA03000
30 LT TIBBİ ATIK KUTUSU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 parçadan oluşmaktadır. (Kutu, Kapak ve Kilitlenebilen Üst Kapak)
Ürün kesilmeye ve delinmeye mukavemetli orijinal hammaddeden üretilmiştir. Tek kullanımlıktır.

KOLİ EBADİ: 615 x 300 x 920 mm
KOLİ İÇİ MİKTARI: 10 adet

30 LT SHARPBOX

PRODUCT FEATURES: It consists of 3 parts. (Box, cover and lockable top cover) The product is made of original raw material with cut and puncture resistance. It's disposable

PACKING DIMENSIONS: 615 x 300 x 920 mm

PACKING QUANTITY: 10 pcs.

Container Loading Quantities:

20 DC : 160 BOX / 1.600 PCS

40 DC : 320 BOX / 3.200 PCS

40 HC : 385 BOX / 3.850 PCS



TA0300K
30 LT KÖŞELİ TIBBİ ATIK KUTUSU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 parçadan oluşmaktadır. (Kutu, Kapak ve Kilitlenebilen Üst Kapak)
Ürün kesilmeye ve delinmeye mukavemetli orijinal hammaddeden üretilmiştir. Tek kullanımlıktır.

KOLİ EBADİ: 390 x 390 x 830 mm
KOLİ İÇİ MİKTARI: 10 adet

30 LT CORNERED SHARPBOX

PRODUCT FEATURES: It consists of 3 parts. (Box, cover and lockable top cover) The product is made of original raw material with cut and puncture resistance. It's disposable

PACKING DIMENSIONS: 390 x 390 x 830 mm

PACKING QUANTITY: 10 pcs.

Container Loading Quantities:

20 DC : 225 BOX / 2.250 PCS

40 DC : 450 BOX / 4.500 PCS

40 HC : 530 BOX / 5.300 PCS

MEDICAL WASTE PRODUCT GROUP
SHARPBOX / SHARP CONTAINER



TA0400K
40 LT KÖŞELİ TIBBİ ATIK KUTUSU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 parçadan oluşmaktadır. (Kutu, Kapak ve Kilitlenebilen Üst Kapak)
Ürün kesilmeye ve delinmeye mukavemetli orijinal hammaddeden üretilmiştir. Tek kullanımlıktır.

KOLİ EBADİ: 390 x 390 x 870 mm
KOLİ İÇİ MİKTARI: 8 adet

40 LT CORNERED SHARPBOX

PRODUCT FEATURES: It consists of 3 parts. (Box, cover and lockable top cover) The product is made of original raw material with cut and puncture resistance. It's disposable

PACKING DIMENSIONS: 390 x 390 x 870 mm

PACKING QUANTITY: 8 pcs.

Container Loading Quantities:

20 DC : 210 BOX / 1.680 PCS

40 DC : 420 BOX / 3.360 PCS

40 HC : 490 BOX / 3.920 PCS



TA0600K
60 LT KÖŞELİ TIBBİ ATIK KUTUSU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 parçadan oluşmaktadır. (Kutu, Kapak ve Kilitlenebilen Üst Kapak)
Ürün kesilmeye ve delinmeye mukavemetli orijinal hammaddeden üretilmiştir. Tek kullanımlıktır.

KOLİ EBADİ: 390 x 390 x 1030 mm
KOLİ İÇİ MİKTARI: 5 adet

60 LT CORNERED SHARPBOX

PRODUCT FEATURES: It consists of 3 parts. (Box, cover and lockable top cover) The product is made of original raw material with cut and puncture resistance. It's disposable

PACKING DIMENSIONS: 390 x 390 x 1030 mm

PACKING QUANTITY: 5 pcs.

Container Loading Quantities:

20 DC : 200 BOX / 1.000 PCS

40 DC : 400 BOX / 2.000 PCS

40 HC : 480 BOX / 2.400 PCS

TIBBİ ATIK ÜRÜN GURUBU / MEDICAL WASTE PRODUCT GROUP
PATOLOJİK ATIK KAPLARI / PATHOLOGICAL WASTE CONTAINERS



TH0030P

30 LT PATOLOJİK ATIK KABI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 parçadan oluşmaktadır. (Kutu, Kapak ve Kilitlenebilen Üst Kapak) Ürün kesilmeye ve delinmeye mukavemetli orijinal hammaddeden üretilmiştir. Tek kullanımlıktır.

KOLİ EBADİ: 390 x 390 x 830 mm

KOLİ İÇİ MİKTARI: 10 adet

30 LT PATHOLOGICAL WASTE CONTAINER

PRODUCT FEATURES : It consists of 3 parts. (Box, cover and lockable top cover) The product is made of original raw material with cut and puncture resistance. It's disposable.

PACKING DIMENSIONS : 390 x 390 x 830 mm

PACKING QUANTITY: 10 pcs.

Container Loading Quantities:

20 DC : 225 BOX / 2.250 PCS

40 DC : 450 BOX / 4.500 PCS

40 HC : 530 BOX / 5.300 PCS



TH0040P

40 LT PATOLOJİK ATIK KABI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 parçadan oluşmaktadır. (Kutu, Kapak ve Kilitlenebilen Üst Kapak) Ürün kesilmeye ve delinmeye mukavemetli orijinal hammaddeden üretilmiştir. Tek kullanımlıktır.

KOLİ EBADİ: 390 x 390 x 870 mm

KOLİ İÇİ MİKTARI: 8 adet

40 LT PATHOLOGICAL WASTE CONTAINER

PRODUCT FEATURES : It consists of 3 parts. (Box, cover and lockable top cover) The product is made of original raw material with cut and puncture resistance. It's disposable.

PACKING DIMENSIONS : 390 x 390 x 870 mm

PACKING QUANTITY: 8 pcs.

Container Loading Quantities:

20 DC : 210 BOX / 1.680 PCS

40 DC : 420 BOX / 3.360 PCS

40 HC : 490 BOX / 3.920 PCS



TH0060P

60 LT PATOLOJİK ATIK KABI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 parçadan oluşmaktadır. (Kutu, Kapak ve Kilitlenebilen Üst Kapak) Ürün kesilmeye ve delinmeye mukavemetli orijinal hammaddeden üretilmiştir. Tek kullanımlıktır.

KOLİ EBADİ: 390 x 390 x 1030 mm

KOLİ İÇİ MİKTARI: 5 adet

60 LT PATHOLOGICAL WASTE CONTAINER

PRODUCT FEATURES : It consists of 3 parts. (Box, cover and lockable top cover) The product is made of original raw material with cut and puncture resistance. It's disposable.

PACKING DIMENSIONS : 390 x 390 x 1030 mm

PACKING QUANTITY: 5 pcs.

Container Loading Quantities:

20 DC : 200 BOX / 1.000 PCS

40 DC : 400 BOX / 2.000 PCS

40 HC : 480 BOX / 2.400 PCS



TH0030T

30 LT TIBBİ ATIK TRANSFER KABI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 2 parçadan oluşmaktadır. (Kutu ve Aç-Kapa Kapak) Ürün kesilmeye ve delinmeye mukavemetli orijinal hammaddeden üretilmiştir. Tekrar kullanılabilir.

KOLİ EBADİ: 390 x 390 x 830 mm

KOLİ İÇİ MİKTARI: 10 adet

30 LT MEDICAL WASTE TRANSFER CONTAINER

PRODUCT FEATURES : It consists of 2 parts. (Box and Open -Close Cover) The product is made of original raw material with cut and puncture resistance. It's reusable.

PACKING DIMENSIONS : 390 x 390 x 830 mm

PACKING QUANTITY: 10 pcs.

Container Loading Quantities:

20 DC : 225 BOX / 2.250 PCS

40 DC : 450 BOX / 4.500 PCS

40 HC : 530 BOX / 5.300 PCS



TH0040T

40 LT TIBBİ ATIK TRANSFER KABI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 2 parçadan oluşmaktadır. (Kutu ve Aç-Kapa Kapak) Ürün kesilmeye ve delinmeye mukavemetli orijinal hammaddeden üretilmiştir. Tekrar kullanılabilir.

KOLİ EBADİ: 390 x 390 x 870 mm

KOLİ İÇİ MİKTARI: 8 adet

40 LT MEDICAL WASTE TRANSFER CONTAINER

PRODUCT FEATURES : It consists of 2 parts. (Box and Open -Close Cover) The product is made of original raw material with cut and puncture resistance. It's reusable.

PACKING DIMENSIONS : 390 x 390 x 870 mm

PACKING QUANTITY: 8 pcs.

Container Loading Quantities:

20 DC : 210 BOX / 1.680 PCS

40 DC : 420 BOX / 3.360 PCS

40 HC : 490 BOX / 3.920 PCS



TH0060T

60 LT TIBBİ ATIK TRANSFER KABI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 2 parçadan oluşmaktadır. (Kutu ve Aç-Kapa Kapak) Ürün kesilmeye ve delinmeye mukavemetli orijinal hammaddeden üretilmiştir. Tekrar kullanılabilir.

KOLİ EBADİ: 390 x 390 x 1030 mm

KOLİ İÇİ MİKTARI: 5 adet

60 LT MEDICAL WASTE TRANSFER CONTAINER

PRODUCT FEATURES : It consists of 2 parts. (Box and Open -Close Cover) The product is made of original raw material with cut and puncture resistance. It's reusable.

PACKING DIMENSIONS : 390 x 390 x 1030 mm

PACKING QUANTITY: 5 pcs.

Container Loading Quantities:

20 DC : 200 BOX / 1.000 PCS

40 DC : 400 BOX / 2.000 PCS

40 HC : 480 BOX / 2.400 PCS

TIBBİ ATIK KUTUSU SABİTLEME APARATLARI DUVAR TİPİ SABİTLEME APARATLARI



SAD0507 0,5 - 0,7 LT DUVAR SABİTLEME APARATI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 0,5 Lt ve 0,7 Lt tıbbi atık kutularının, duvara sabitlenmesi için metal malzemeden üretilmiş ve fırın boya ile boyanmıştır.

0,5 - 0,7 LT WALL FIXING APPARATUS

PRODUCT FEATURES : 0,5 Lt and 0,7 Lt Sharpboxes are made of metal material for fixing to the wall and painted with oven paint.



SAD1220 1,2-1,5-2 LT DUVAR SABİTLEME APARATI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 1,2 Lt-1,5 Lt ve 2,0 Lt tıbbi atık kutularının, duvara sabitlenmesi için metal malzemeden üretilmiş ve fırın boya ile boyanmıştır.

1,2-1,5-2 LT WALL FIXING APPARATUS

PRODUCT FEATURES : 1,2 Lt-1,5 Lt and 2,0 Lt Sharpboxes are made of metal material for fixing to the wall and painted with oven paint.



SAD3575 3-5-7,5-8 LT DUVAR SABİTLEME APARATI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3,0 Lt-5,0 Lt-7,5 Lt ve 8,0 Lt tıbbi atık kutularının, duvara sabitlenmesi için metal malzemeden üretilmiş ve fırın boya ile boyanmıştır.

3-5-7,5-8 LT WALL FIXING APPARATUS

PRODUCT FEATURES : 3,0 Lt-5,0 Lt-7,5 Lt and 8,0 Lt Sharpboxes are made of metal material for fixing to the wall and painted with oven paint.



SAD0130-SAD0560 1,3 - 5,6 LT DUVAR SABİTLEME APARATI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 1,3 - 5,6 Lt tıbbi atık kutularının, duvara sabitlenmesi için metal malzemeden üretilmiş ve fırın boya ile boyanmıştır.

1,3 - 5,6 LT WALL FIXING APPARATUS

PRODUCT FEATURES : 1,3 - 5,6 Lt Sharpboxes are made of metal material for fixing to the wall and painted with oven paint.



SAD1012 10-12 LT DUVAR SABİTLEME APARATI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 10 Lt ve 12 Lt tıbbi atık kutularının, duvara sabitlenmesi için metal malzemeden üretilmiş ve fırın boya ile boyanmıştır.

10-12 LT WALL FIXING APPARATUS

PRODUCT FEATURES : 10 Lt and 12 Lt Sharpboxes are made of metal material for fixing to the wall and painted with oven paint.



SAD2530 25-30 LT DUVAR SABİTLEME APARATI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 25 Lt ve 30 Lt tıbbi atık kutularının, duvara sabitlenmesi için metal malzemeden üretilmiş ve fırın boya ile boyanmıştır.

25-30 LT WALL FIXING APPARATUS

PRODUCT FEATURES : 25 Lt and 30 Lt Sharpboxes are made of metal material for fixing to the wall and painted with oven paint.



SAD3060 30 LT-40 LT-60 LT DUVAR SABİTLEME APARATI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 30 Lt-40 Lt ve 60 Lt tıbbi atık kutularının, duvara sabitlenmesi için metal malzemeden üretilmiş ve fırın boya ile boyanmıştır.

30 LT-40 LT-60 LT WALL FIXING APPARATUS

PRODUCT FEATURES : 30 Lt-40 Lt and 60 Lt Sharpboxes are made of metal material for fixing to the wall and painted with oven paint.



SAE0100 ELDİVEN TUTUCU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Eldiven kutularının, duvara sabitlenmesi için metal malzemeden üretilmiş ve fırın boya ile boyanmıştır. Tekli, ikili ve üçlü modelleri mevcuttur.

GLOVE HOLDER

PRODUCT FEATURES : Glove boxes are made of metal material for fixing to the wall and painted with oven paint. Single, double and Triple models are available.

TIBBİ ATIK KUTUSU SABİTLEME APARATLARI MASA TİPİ SABİTLEME APARATI



SAM0050-SAM0070

0,5 LT MASA SABİTLEME APARATI 0,7 LT MASA SABİTLEME APARATI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 0,5 Lt ve 0,7 Lt tıbbi atık kutularının, masaya sabitlenmesi için metal malzemeden üretilmiş ve fırın boyı ile boyanmıştır.

0,5 LT TABLE FIXING APPARATUS 0,7 LT TABLE FIXING APPARATUS

PRODUCT FEATURES : 0,5 Lt and 0,7 Lt Sharpboxes are made of metal material for fixing to the table and painted with oven paint.



SAM0120

1,2 LT MASA SABİTLEME APARATI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 1,2 Lt tıbbi atık kutusunun, masaya sabitlenmesi için metal malzemeden üretilmiş ve fırın boyı ile boyanmıştır.

1,2 LT TABLE FIXING APPARATUS

PRODUCT FEATURES : 1,2 Lt Sharpbox is made of metal material for fixing to the table and painted with oven.



SAM0130

1,3 LT MASA SABİTLEME APARATI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 1,3 Lt tıbbi atık kutusunun, masaya sabitlenmesi için metal malzemeden üretilmiş ve fırın boyı ile boyanmıştır.

1,3 LT TABLE FIXING APPARATUS

PRODUCT FEATURES : 1,3 Lt Sharpbox is made of metal material for fixing to the table and painted with oven.



SAM0150

1,5 LT MASA SABİTLEME APARATI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 1,5 Lt tıbbi atık kutusunun, masaya sabitlenmesi için metal malzemeden üretilmiş ve fırın boyı ile boyanmıştır.

1,5 LT TABLE FIXING APPARATUS

PRODUCT FEATURES : 1,5 Lt Sharpbox is made of metal material for fixing to the table and painted with oven.



SAM0200

2,0 LT MASA SABİTLEME APARATI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 2,0 Lt tıbbi atık kutusunun, masaya sabitlenmesi için metal malzemeden üretilmiş ve fırın boyı ile boyanmıştır.

2,0 LT TABLE FIXING APPARATUS

PRODUCT FEATURES : 2,0 Lt Sharpbox is made of metal material for fixing to the table and painted with oven.



SAM0300

3,0 LT MASA SABİTLEME APARATI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3,0 Lt tıbbi atık kutusunun, masaya sabitlenmesi için metal malzemeden üretilmiş ve fırın boyı ile boyanmıştır.

3,0 LT TABLE FIXING APPARATUS

PRODUCT FEATURES : 3,0 Lt Sharpbox is made of metal material for fixing to the table and painted with oven.



SAM0500

5,0 LT MASA SABİTLEME APARATI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 5,0 Lt tıbbi atık kutusunun, masaya sabitlenmesi için metal malzemeden üretilmiş ve fırın boyı ile boyanmıştır.

5,0 LT TABLE FIXING APPARATUS

PRODUCT FEATURES : 5,0 Lt Sharpbox is made of metal material for fixing to the table and painted with oven.



SAM0560

5,6 LT MASA SABİTLEME APARATI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 5,6 Lt tıbbi atık kutusunun, masaya sabitlenmesi için metal malzemeden üretilmiş ve fırın boyı ile boyanmıştır.

5,6 LT TABLE FIXING APPARATUS

PRODUCT FEATURES : 5,6 Lt Sharpbox is made of metal material for fixing to the table and painted with oven.

MEDICAL WASTE BINS FIXING APPARATUS TABLE TYPE FIXING APPARATUS

TRAYMED® TEDAVİ TEPSİLERİ TREATMENT TRAYS



MULTITRAY TEDAVİ TEPSİSİ

MULTITRAY TEPSİSİ; 1.2 LT - 1.3 LT ve 2 LT
Sharpsboxlar opsiyonel olarak değişik
şekillerde kullanılabilir.

MULTITRAY TREATMENT TRAY

MULTITRAY TRAY; 1.2 LT - 1.3 LT and 2 LT
Sharpsboxes can be used in various ways
available.

TEDAVİ TEPSİLERİ VE İÇ APARATLARI TREATMENT TRAYS AND INTERNAL APPARATUS



DOUBLETRAY TEPSİSİ; 1.2 LT ve 2 LT sharpsbox
kullanımına uygun olarak tasarlanmıştır. Çok
bölmeli taşıma kabı ve böbrek küvet tepsiye
adapte edilebilir.

DOUBLETRAY TRAY 1.2 LT and 2LT is designed
for use with sharpsbox. The multi-compartment
transport container and kidney container can be
adapted to the tray.

MONOTRAY TEPSİSİ; 1.3 LT sharpsbox kullanımına
uygun olarak tasarlanmıştır. Kirli atık kabı ve
pamuk kutusu adapte edilebilir.

MONOTRAY TRAY is designed for use with 1.3
LT sharps box. Dirty waste container and cotton
box can be adapted.



TRAYMED®



TRAYMED TEDAVİ TEPSİ VE AKSESUARLARI



TP0100S (SARI) TP0100G (GRİ)

MONOTRAY TEDAVİ TEPSİSİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 4 Bölmeli tedavi tepsidir. Bir bölümüne 1,3 LT Tıbbi atık kutusu yerleştirilerek kullanılır ve kesinlikle tepsi ters çevrildiğinde dahi düşmez. Diğer bölmelere pamuk kutusu ve tepsi içi kirli atık kutusu adapte edilebilir. Çok kullanımlıdır.

TP0100S (YELLOW) TP0100G (GRAY)

MONOTRAY TREATMENT TRAY

PRODUCT FEATURES: It is 4-compartment treatment tray. It is used by placing a 1.3 LT medical waste bin in a compartment and certainly does not fall even when the tray is inverted. Cotton Box and dirty waste box in tray can be adapted to other compartments. It is designed for multiple use.



TP0200S (SARI) TP0200G (GRİ)

DOUBLETRAY TEDAVİ TEPSİSİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 5 Bölmeli tedavi tepsidir. Bir bölümüne 1,2-1,5 ve 2,0 LT Tıbbi atık kutusu yerleştirilerek kullanılır ve tepsi ters çevrildiğinde dahi düşmez. Diğer bölmeleri, böbrek küveti, kan tipleri, pamuk kutusu, dezenfektan ve çok bölmeli iç tepsi adapte edilebilecek şekilde tasarlanmış, çok yönlü bir tedavi tepsidir. Çok kullanımlıdır.

TP0200S (YELLOW) TP0200G (GRAY)

DOUBLETRAY TREATMENT TRAY

PRODUCT FEATURES: It is 5-compartment treatment tray. It is used by placing a 1.2-1.5 and 2.0 LT medical waste bin in a compartment and does not fall even when the tray is inverted. It is a versatile treatment tray designed to adapt other compartments, kidney tub, blood tubes, Cotton Box, disinfectant and multi-compartment inner tray. It is designed for multiple use.



TP0300S (SARI) TP0300G (GRİ)

MULTITRAY TEDAVİ TEPSİSİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 6 Bölmeli tedavi tepsidir. Bir bölümüne ihtiyaca göre, 1,2-1,5 ve 2,0 LT Tıbbi atık kutusu için tasarlanmış, bir bölümü 1,2-1,3-2,0 LT kirli tıbbi atıklar için tasarlanmıştır. Tepsi ters çevrildiğinde dahi kutular düşmez. Diğer bölmeler ihtiyaca göre pamuk kutusu veya tıbbi malzeme kutuları konabilecek şekilde tasarlanmış çok kullanışlı ve ergonomik bir tedavi tepsidir. Çok kullanımlıdır.

TP0300S (YELLOW) TP0300G (GRAY)

MULTITRAY TREATMENT TRAY

PRODUCT FEATURES: It is 6-compartment treatment tray. A compartment designed for 1.2-1.5 and 2.0 LT medical waste bin, according to the need, a compartment 1.2-1.3-2.0 LT is designed for contaminated medical waste. Even when the tray is inverted, the boxes do not fall. Other compartments are a very convenient and ergonomic treatment tray designed to accommodate cotton boxes or medical equipment boxes according to your needs. It is designed for multiple use.



TPI0070

TEPİSİ İÇİ ÇOK BÖLMELİ KAP.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Doubletray Tedavi tepsinin adapte edilebildiği gibi, tek olarak da kullanılabilen bu çok bölmeli kap, enjektör, iğne uçları, bistüri ve tıbbi malzemeleri birbirine karışmadan taşımayı sağlar. Çok kullanımlıdır.

TPI0070

MULTI-COMPARTMENT CONTAINER IN THE TRAY.

PRODUCT FEATURES: Adapted to the Doubletray treatment tray, this single-compartment container allows you to transport injectors, needle tips, scalpels and medical supplies without mixing. It is designed for multiple use.



TPK0010

TEPİSİ İÇİ TIBBİ ATIK KABI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Monotray ve Multitray tepsiye adapte edilebilen tıbbi atık kabı sayesinde, pansuman sonrası oluşan sarğı, bezi, flaster, pamuk gibi atıklar, bu kapla atılarak, tepside bulunan diğer temiz tıbbi malzemelere bulaşması önlenir. Tepside düzen ve hijyen sağlar.

MEDICAL WASTE CONTAINER IN THE TRAY.

PRODUCT FEATURES: Thanks to the medical waste container, which can be adapted to Monotray and Multitray trays, waste such as bandages, flasters, cotton formed after dressing is thrown into this container and prevented from infecting other clean medical materials contained in the tray. Provides layout and hygiene in the tray.



TPA0120 / TPA0130/ TPA0200 1,2-1,3 ve 2,0 LT TIBBİ ATIK TOPLAMA KABI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Özellikle MULTITRAY tepsi için tasarlanmış, üç ayrı form ve hacimli tıbbi atık kaplarıdır. Pansuman sonrası ortaya çıkan enfekte olmuş sarğı malzemeleri, bu kapların içerisine konmuş poşetlere konur. İşlem bittikten sonra poşetin ağız toplanarak tıbbi atık torbalarına atılır. Bu kaplar sayesinde tepsi içinde bulunan, diğer temiz tıbbi malzemeler, enfekte olmaktan ve bulaştan uzak tutulmuş olur. Çok kullanımlıdır.

1,2-1,3 ve 2,0 LT MEDICAL WASTE COLLECTION CONTAINER

PRODUCT FEATURES: Specially designed for MULTITRAY tray, they are three separate forms and voluminous medical waste containers. Infected wrapping materials that occur after dressing are placed in bags placed in these containers. After the process is finished, the mouth of the bag is collected and thrown into medical waste bags. Thanks to these containers, other clean medical materials contained in the tray are kept away from infection and transmission. It is designed for multiple use.



TPP0100

PAMUK KUTUSU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: MULTITRAY ve MONOTRAY Tedavi tepsiğine adapte olabilecek şekilde tasarlanmış olan pamuk kutusu 2 parçadan oluşmaktadır. Tepsideki bölmelere sıkıştırılarak monte edildiğinden düşmez.

COTTON BOX

PRODUCT FEATURES: Designed to adapt to MULTITRAY and MONOTRAY treatment trays, the Cotton Box consists of 2 parts. It does not fall because it is installed trapped in the compartments in the tray. It is designed for multiple use.



TPB0100

BÖBREK KÜVETİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: DOUBLETRAY tedavi tepsinin böbrek küveti bölümü içinde kullanılmaktadır. Bu sayede oluşarak kanlı ve enfekte olmuş tıbbi atıklar, bu kaba toplanarak, tepsi içindeki diğer temiz tıbbi malzemeler kirlenmeden ve enfekte olmadan, tıbbi atık poşetine atılır. Tek kullanımlıdır.

KIDNEY TUB

PRODUCT FEATURES: DOUBLETRAY is used in the kidney tub compartment of the treatment tray. In this way, the bloody and infected medical waste that will be formed is collected in this container and other clean medical materials in the tray are thrown into the medical waste bag without contamination and infection. It is designed for single use.

TRAYMED TREATMENT TRAYS AND ACCESORIES

DAHA GÜVENLİ AMELİYATLARINIZ İÇİN;
FOR SAFER SURGERIES;

BİSTÜRİ & İĞNE SAYICI SCALPEL & NEEDLE COUNTER



**AMELİYATHANE
EKİPMANI** OPERATING ROOM
EQUIPMENT

- ÇEŞİTLİ YÜZEYLERE YAPIŞTIRILABİLİR
IT CAN BE STICK DIFFERENT SURFACES
- ŞİRINGA VE BİSTÜRİ KULLANIM KANALI
SYRINGE AND SCALPEL USAGE CHANNEL
- BİSTÜRİ ÇIKARMA APARATLI
SCALPEL EXTRACTION APPARATUS
- KULLANILMIŞ AMELİYAT İĞNELERİ İÇİN NUMARALI SAYIM BÖLMELERİ
NUMBERED COUNTING COMPARTMENTS FOR USED SURGERY NEEDLES
- STERİL VEYA NON-STERİL
STERILE OR NON-STERILE



GÜVENLİK KİLİDİ
SECURITY LOCK



KÖPÜK & MİKNATISLI
FOAM & MAGNETIC



ÇİFT TARAF MİKNATISLI
TWO - SIDE MAGNETIC

TIBBİ ATIK ÜRÜN GRUBU BİSTÜRİ VE İĞNE SAYICI

MEDICAL WASTE PRODUCT GROUP SCALPEL & NEEDLE COUNTER



İK0100S-NON STERİL İK100SS-STERİL

İĞNE SAYICI 10'LU (STROFOR-MAGNET)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Ameliyathanede, cerrahi operasyonlarda kullanılan iğne ve bistürülerin, sayılmasına yardımcı olmak ve atıkların güvenli bir şekilde kontrol altına alınmasını sağlamak için tasarlanmış bir üründür. Bir tarafı strofor diğer tarafı magnet olarak üretilmiştir. Steril ve nonsteril ambalajları mevcuttur. Tek kullanımlıktır.

KOLİ EBADİ: : 485 x 275 x 245 mm

KOLİ İÇİ MİKTARI: 100 adet

NEEDLE COUNTER 10 (STROFOR-MAGNET)

PRODUCT FEATURES : : It is a product designed to help count needles and scalpels used in surgical operations in the operating room and to ensure safe control of waste. One side is manufactured as strofor and the other side as magnet. Sterile and nonsteril packaging is available. It's disposable.

PACKING DIMENSIONS : : 485 x 275 x 245 mm

PACKING QUANTITY: 100 pcs.



İK0100M-NON STERİL İK100MS-STERİL

İĞNE SAYICI 10'LU (MAGNET-MAGNET)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Ameliyathanede, cerrahi operasyonlarda kullanılan iğne ve bistürülerin, sayılmasına yardımcı olmak ve atıkların güvenli bir şekilde kontrol altına alınmasını sağlamak için tasarlanmış bir üründür. Bir tarafı magnet diğer tarafı magnet olarak üretilmiştir. Steril ve nonsteril ambalajları mevcuttur. Tek kullanımlıktır.

KOLİ EBADİ: 485 x 275 x 245 mm

KOLİ İÇİ MİKTARI: 100 adet

NEEDLE COUNTER 10 (MAGNET-MAGNET)

PRODUCT FEATURES : : It is a product designed to help count needles and scalpels used in surgical operations in the operating room and to ensure safe control of waste. One side is manufactured as magnet and the other side as magnet. Sterile and nonsteril packaging is available. It's disposable.

PACKING DIMENSIONS : : 485 x 275 x 245 mm

PACKING QUANTITY: 100 pcs.



İK0300S-NON STERİL İK300SS-STERİL

İĞNE SAYICI 30'LU (STROFOR-MAGNET)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Ameliyathanede, cerrahi operasyonlarda kullanılan iğne ve bistürülerin, sayılmasına yardımcı olmak ve atıkların güvenli bir şekilde kontrol altına alınmasını sağlamak için tasarlanmış bir üründür. Bir tarafı strofor diğer tarafı magnet olarak üretilmiştir. Steril ve nonsteril ambalajları mevcuttur. Tek kullanımlıktır.

KOLİ EBADİ: 485 x 275 x 245 mm

KOLİ İÇİ MİKTARI: 100 adet

NEEDLE COUNTER 30 (STROFOR-MAGNET)

PRODUCT FEATURES : : It is a product designed to help count needles and scalpels used in surgical operations in the operating room and to ensure safe control of waste. One side is manufactured as strofor and the other side as magnet. Sterile and nonsteril packaging is available. It's disposable.

PACKING DIMENSIONS : : 485 x 275 x 245 mm

PACKING QUANTITY: 100 pcs.



İK0300M-NON STERİL İK300MS-STERİL

İĞNE SAYICI 30'LU (MAGNET-MAGNET)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Ameliyathanede, cerrahi operasyonlarda kullanılan iğne ve bistürülerin, sayılmasına yardımcı olmak ve atıkların güvenli bir şekilde kontrol altına alınmasını sağlamak için tasarlanmış bir üründür. Bir tarafı strofor diğer tarafı magnet olarak üretilmiştir. Steril ve nonsteril ambalajları mevcuttur. Tek kullanımlıktır.

KOLİ EBADİ: 485 x 275 x 245 mm

KOLİ İÇİ MİKTARI: 100 adet

NEEDLE COUNTER 30 (MAGNET-MAGNET)

PRODUCT FEATURES : : It is a product designed to help count needles and scalpels used in surgical operations in the operating room and to ensure safe control of waste. One side is manufactured as magnet and the other side as magnet. Sterile and nonsteril packaging is available. It's disposable.

PACKING DIMENSIONS : : 485 x 275 x 245 mm

PACKING QUANTITY: 100 pcs.



İK0400S-NON STERİL İK400SS-STERİL

İĞNE SAYICI 40'LU (STROFOR-MAGNET)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Ameliyathanede, cerrahi operasyonlarda kullanılan iğne ve bistürülerin, sayılmasına yardımcı olmak ve atıkların güvenli bir şekilde kontrol altına alınmasını sağlamak için tasarlanmış bir üründür. Bir tarafı strofor diğer tarafı magnet olarak üretilmiştir. Steril ve nonsteril ambalajları mevcuttur. Tek kullanımlıktır.

KOLİ EBADİ: 485 x 275 x 245 mm

KOLİ İÇİ MİKTARI: 100 adet

NEEDLE COUNTER 40 (STROFOR-MAGNET)

PRODUCT FEATURES : : It is a product designed to help count needles and scalpels used in surgical operations in the operating room and to ensure safe control of waste. One side is manufactured as strofor and the other side as magnet. Sterile and nonsteril packaging is available. It's disposable.

PACKING DIMENSIONS : : 485 x 275 x 245 mm

PACKING QUANTITY: 100 pcs.



İK0400M-NON STERİL İK400MS-STERİL

İĞNE SAYICI 40'LU (MAGNET-MAGNET)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Ameliyathanede, cerrahi operasyonlarda kullanılan iğne ve bistürülerin, sayılmasına yardımcı olmak ve atıkların güvenli bir şekilde kontrol altına alınmasını sağlamak için tasarlanmış bir üründür. Bir tarafı magnet diğer tarafı magnet olarak üretilmiştir. Steril ve nonsteril ambalajları mevcuttur. Tek kullanımlıktır.

KOLİ EBADİ: 485 x 275 x 245 mm

KOLİ İÇİ MİKTARI: 100 adet

NEEDLE COUNTER 40 (MAGNET-MAGNET)

PRODUCT FEATURES : : It is a product designed to help count needles and scalpels used in surgical operations in the operating room and to ensure safe control of waste. One side is manufactured as magnet and the other side as magnet. Sterile and nonsteril packaging is available. It's disposable.

PACKING DIMENSIONS : : 485 x 275 x 245 mm

PACKING QUANTITY: 100 pcs.

TRAYMED® ÇOK AMAÇLI TAŞIMA ÇANTALARI CARRYING BAGS



ÇOK AMAÇLI TAŞIMA ÇANTALARI CARRYING BAGS

"GÜVENLİ VE DÜZENLİ TAŞIMA"
"SAFE AND REGULAR TRANSPORT"

- İÇİNE KONULABİLEN FARKLI APARAT ÇEŞİTLERİYLE
GENİŞ KULLANIM SEÇENEKLERİ
WITH DIFFERENT TYPES OF APPARATUS THAT
CAN BE PLACED INWIDE USAGE OPTIONS
- FARKLI RENK VE BOY SEÇENEKLERİ
DIFFERENT COLOR AND SIZE OPTIONS
- ERGONOMİK TASARIMI İLE KULLANIM KONFORU
COMFORT TO USE WITH ERGONOMIC DESIGN



HASTANE GURUBU TAŞIMA SETLERİ / HOSPITAL GROUP TRANSPORT SETS KAN ÖRNEK TAŞIMA SETLERİ / BLOOD SAMPLES CARRYING SETS



CKK0100

KAN ÖRNEK TAŞIMA SETİ KÜÇÜK-KIRMIZI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Hastadan alınan kan örneklerinin, düzenli ve emniyetli olarak, transferini sağlayacak şekilde üretilmiş bir üründür. İçerisinde 68 adet örnek taşımaya uygun spor bulunmaktadır. Mühür ve kilit takılabilir şekilde tasarlanmıştır.

KOLİ EBADİ: 670 x 420 x 600 mm
KOLİ İÇİ MİKTARI: 16 adet

BLOOD SAMPLE CARRYING SET SMALL-RED

PRODUCT FEATURES: It is a product produced to ensure the regular and safe transfer of blood samples taken from the patient. In it there are 68 sports suitable for carrying samples. Seal and lock are designed to be fitted.

PACKING DIMENSIONS: 670 x 420 x 600 mm
PACKING QUANTITY: 16 pcs.

CKK010S

KAN ÖRNEK TAŞIMA SETİ KÜÇÜK-ŞEFFAF

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Hastadan alınan kan örneklerinin, düzenli ve emniyetli olarak, transferini sağlayacak şekilde üretilmiş bir üründür. İçerisinde 68 adet örnek taşımaya uygun spor bulunmaktadır. Mühür ve kilit takılabilir şekilde tasarlanmıştır.

KOLİ EBADİ: 670 x 420 x 600 mm
KOLİ İÇİ MİKTARI: 16 adet

BLOOD SAMPLE CARRYING SET SMALL-TRANSPARENT

PRODUCT FEATURES: It is a product produced to ensure the regular and safe transfer of blood samples taken from the patient. In it there are 68 sports suitable for carrying samples. Seal and lock are designed to be fitted.

PACKING DIMENSIONS: 670 x 420 x 600 mm
PACKING QUANTITY: 16 pcs.



CKB0200

KAN ÖRNEK TAŞIMA SETİ BÜYÜK-KIRMIZI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Hastadan alınan kan örneklerinin, düzenli ve emniyetli olarak, transferini sağlayacak şekilde üretilmiş bir üründür. İçerisinde 180 / 200 adet örnek taşımaya uygun spor bulunmaktadır. Mühür ve kilit takılabilir şekilde tasarlanmıştır.

KOLİ EBADİ: 650 x 510 x 570 mm
KOLİ İÇİ MİKTARI: 6 adet

BLOOD SAMPLE CARRYING SET LARGE-RED

PRODUCT FEATURES: It is a product designed to ensure the regular and safe transfer of blood samples taken from the patient. There are 180 / 200 sports suitable for carrying samples. Seal and lock are designed to be fitted.

PACKING DIMENSIONS: 650 x 510 x 570 mm
PACKING QUANTITY: 6 pcs.

CKB020G

KAN ÖRNEK TAŞIMA SETİ BÜYÜK-GRİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Hastadan alınan kan örneklerinin, düzenli ve emniyetli olarak, transferini sağlayacak şekilde üretilmiş bir üründür. İçerisinde 180 / 200 adet örnek taşımaya uygun spor bulunmaktadır. Mühür ve kilit takılabilir şekilde tasarlanmıştır.

KOLİ EBADİ: 650 x 510 x 570 mm
KOLİ İÇİ MİKTARI: 6 adet

BLOOD SAMPLE CARRYING SET LARGE-GRAY

PRODUCT FEATURES: It is a product designed to ensure the regular and safe transfer of blood samples taken from the patient. It contains 180 / 200 sports suitable for carrying gaita samples. Seal and lock are designed to be fitted.

PACKING DIMENSIONS: 650 x 510 x 570 mm
PACKING QUANTITY: 6 pcs.



CKI0100

İDRAR-GAİTA ÖRNEK TAŞIMA SETİ KÜÇÜK-SARI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Hastadan alınan idrar ve gaita örneklerinin, düzenli ve emniyetli olarak, transferini sağlayacak şekilde üretilmiş bir üründür. İçerisinde 7 adet idrar, 5 adet gaita örneği taşımaya uygun spor bulunmaktadır. Mühür ve kilit takılabilir şekilde tasarlanmıştır.

KOLİ EBADİ: 670 x 420 x 600 mm
KOLİ İÇİ MİKTARI: 16 adet

URINE-GAİTA SAMPLE CARRYING SET SMALL-YELLOW

PRODUCT FEATURES: It is a product designed to ensure the regular and safe transfer of urine and gaita samples taken from the patient. It contains 7 urine and 5 spores suitable for carrying gaita samples. Seal and lock are designed to be fitted.

PACKING DIMENSIONS: 670 x 420 x 600 mm
PACKING QUANTITY: 16 pcs.

CKI010S

İDRAR-GAİTA ÖRNEK TAŞIMA SETİ KÜÇÜK-ŞEFFAF

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Hastadan alınan idrar ve gaita örneklerinin, düzenli ve emniyetli olarak, transferini sağlayacak şekilde üretilmiş bir üründür. İçerisinde 7 adet idrar, 5 adet gaita örneği taşımaya uygun spor bulunmaktadır. Mühür ve kilit takılabilir şekilde tasarlanmıştır.

KOLİ EBADİ: 670 x 420 x 600 mm
KOLİ İÇİ MİKTARI: 16 adet

URINE-GAİTA SAMPLE CARRYING SET SMALL-TRANSPARENT

PRODUCT FEATURES: It is a product designed to ensure the regular and safe transfer of urine and gaita samples taken from the patient. It contains 7 urine and 5 spores suitable for carrying gaita samples. Seal and lock are designed to be fitted.

PACKING DIMENSIONS: 670 x 420 x 600 mm
PACKING QUANTITY: 16 pcs.



CBI0200

İDRAR-GAİTA ÖRNEK TAŞIMA SETİ BÜYÜK-SARI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Hastadan alınan idrar ve gaita örneklerinin, düzenli ve emniyetli olarak, transferini sağlayacak şekilde üretilmiş bir üründür. İçerisinde 18 adet idrar, 12 adet gaita örneği taşımaya uygun spor bulunmaktadır. Mühür ve kilit takılabilir şekilde tasarlanmıştır.

KOLİ EBADİ: 650 x 510 x 570 mm
KOLİ İÇİ MİKTARI: 6 adet

URINE-GAİTA SAMPLE CARRYING SET LARGE-YELLOW

PRODUCT FEATURES: It is product designed to ensure the regular and safe transfer of urine and gaita samples taken from the patient. It contains 18 urine and 12 spores suitable for carrying gaita samples. Seal and lock are designed to be fitted.

PACKING DIMENSIONS: 650 x 510 x 570 mm
PACKING QUANTITY: 6 pcs.

CBI020G

İDRAR-GAİTA ÖRNEK TAŞIMA SETİ BÜYÜK-GRİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Hastadan alınan idrar ve gaita örneklerinin, düzenli ve emniyetli olarak, transferini sağlayacak şekilde üretilmiş bir üründür. İçerisinde 18 adet idrar, 12 adet gaita örneği taşımaya uygun spor bulunmaktadır. Mühür ve kilit takılabilir şekilde tasarlanmıştır.

KOLİ EBADİ: 650 x 510 x 570 mm
KOLİ İÇİ MİKTARI: 6 adet

URINE-GAİTA SAMPLE CARRYING SET LARGE-GRAY

PRODUCT FEATURES: It is product designed to ensure the regular and safe transfer of urine and gaita samples taken from the patient. It contains 18 urine and 12 spores suitable for carrying gaita samples. Seal and lock are designed to be fitted.

PACKING DIMENSIONS: 650 x 510 x 570 mm
PACKING QUANTITY: 6 pcs.

HASTANE GURUBU TAŞIMA SETLERİ / HOSPITAL GROUP TRANSPORT SETS
PATOLOJİK ÖRNEK TAŞIMA SETLERİ / PATHOLOGICAL SAMPLE CARRYING SETS

HASTANE GURUBU TAŞIMA SETLERİ / HOSPITAL GROUP TRANSPORT SETS
ACİL İLK YARDIM-TEMİZ-KİRLİ TAŞIMA SETLERİ / EMERGENCY FIRST AID - CLEAN -DIRTY CARRYING SETS



CKP0100

PATOLOJİK ÖRNEK TAŞIMA SETİ KÜÇÜK-MAVİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Hastadan alınan patolojik örneklerin, düzenli ve emniyetli olarak, transferini sağlayacak şekilde üretilmiş bir üründür. Mühür ve kilit takılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

KOLİ EBADİ: 670 x 420 x 600 mm

KOLİ İÇİ MİKTARI: 16 adet

PATHOLOGICAL SAMPLE CARRYING SET SMALL-BLUE

PRODUCT FEATURES: It is product designed to ensure the regular and safe transfer of pathological samples taken from the patient. Seal and lock are designed to be fitted.

PACKING DIMENSIONS: 670 x 420 x 600 mm

PACKING QUANTITY: 16 pcs



CKP010S

PATOLOJİK ÖRNEK TAŞIMA SETİ KÜÇÜK-ŞEFFAF

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Hastadan alınan patolojik örneklerin, düzenli ve emniyetli olarak, transferini sağlayacak şekilde üretilmiş bir üründür. Mühür ve kilit takılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

KOLİ EBADİ: 670 x 420 x 600 mm

KOLİ İÇİ MİKTARI: 16 adet

PATHOLOGICAL SAMPLE CARRYING SET SMALL-TRANSPARENT

PRODUCT FEATURES: It is product designed to ensure the regular and safe transfer of pathological samples taken from the patient. Seal and lock are designed to be fitted.

PACKING DIMENSIONS: 670 x 420 x 600 mm

PACKING QUANTITY: 16 pcs



CKP0200

PATOLOJİK ÖRNEK TAŞIMA SETİ BÜYÜK-MAVİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Hastadan alınan patolojik örneklerin, düzenli ve emniyetli olarak, transferini sağlayacak şekilde üretilmiş bir üründür. Mühür ve kilit takılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

KOLİ EBADİ: 650 x 510 x 570 mm

KOLİ İÇİ MİKTARI: 6 adet

PATHOLOGICAL SAMPLE CARRYING SET LARGE-BLUE

PRODUCT FEATURES: It is product designed to ensure the regular and safe transfer of pathological samples taken from the patient. Seal and lock are designed to be fitted.

PACKING DIMENSIONS: 650 x 510 x 570 mm

PACKING QUANTITY: 6 pcs



CKP020G

PATOLOJİK ÖRNEK TAŞIMA SETİ BÜYÜK-GRİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Hastadan alınan patolojik örneklerin, düzenli ve emniyetli olarak, transferini sağlayacak şekilde üretilmiş bir üründür. Mühür ve kilit takılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

KOLİ EBADİ: 650 x 510 x 570 mm

KOLİ İÇİ MİKTARI: 6 adet

PATHOLOGICAL SAMPLE CARRYING SET LARGE -GRAY

PRODUCT FEATURES: It is product designed to ensure the regular and safe transfer of pathological samples taken from the patient. Seal and lock are designed to be fitted.

PACKING DIMENSIONS: 650 x 510 x 570 mm

PACKING QUANTITY: 6 pcs



CKA0100

ACİL İLK YARDIM SETİ KÜÇÜK-KIRMIZI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Ev, İş, Ofis ve Araçlarda kullanılabilecek, 7 bölümlü iç aparatı bulunan ve ilave bölmelerle desteklenmiş bir üründür.

KOLİ EBADİ: 670 x 420 x 600 mm

KOLİ İÇİ MİKTARI: 16 adet

EMERGENCY FIRST AID SET SMALL-RED

PRODUCT FEATURES: It is a product that can be used in home, business, office and vehicles, has an internal apparatus with 7 compartment and is supported by additional compartments.

PACKING DIMENSIONS: 670 x 420 x 600 mm

PACKING QUANTITY: 16 pcs



CKA010S

ACİL İLK YARDIM SETİ KÜÇÜK-ŞEFFAF

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Ev, İş, Ofis ve Araçlarda kullanılabilecek, 7 bölümlü iç aparatı bulunan ve ilave bölmelerle desteklenmiş bir üründür.

KOLİ EBADİ: 670 x 420 x 600 mm

KOLİ İÇİ MİKTARI: 16 adet

EMERGENCY FIRST AID SET SMALL-TRANSPARENT

PRODUCT FEATURES: It is a product that can be used in home, business, office and vehicles, has an internal apparatus with 7 compartment and is supported by additional compartments.

PACKING DIMENSIONS: 670 x 420 x 600 mm

PACKING QUANTITY: 16 pcs



CKM010T

TEMİZ CERRAHİ ALET TAŞIMA SETİ KÜÇÜK-ŞEFFAF

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Steril edilmiş, cerrahi aletlerin, düzenli ve emniyetli şekilde taşınması için tasarlanmıştır.

KOLİ EBADİ: 670 x 420 x 600 mm

KOLİ İÇİ MİKTARI: 16 adet

CLEAN SURGICAL INSTRUMENT TRANSPORT SET SMALL-TRANSPARENT

PRODUCT FEATURES: It is designed for the regular and safe transportation of sterilized surgical instruments.

PACKING DIMENSIONS: 670 x 420 x 600 mm

PACKING QUANTITY: 16 pcs



CKM010K

KİRLİ CERRAHİ ALET TAŞIMA SETİ KÜÇÜK-ŞEFFAF

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Enjekte olmuş cerrahi aletlerin, düzenli ve emniyetli şekilde taşınması için tasarlanmıştır.

KOLİ EBADİ: 670 x 420 x 600 mm

KOLİ İÇİ MİKTARI: 16 adet

DIRTY SURGICAL INSTRUMENT TRANSPORT SET SMALL-TRANSPARENT

PRODUCT FEATURES: It is designed for the regular and safe transportation of infected surgical instruments.

PACKING DIMENSIONS: 670 x 420 x 600 mm

PACKING QUANTITY: 16 pcs

HASTANE GURUBU TAŞIMA SETLERİ HOSPITAL GROUP TRANSPORT SETS

ÇANTA İÇİ SPORLAR TRAY FOR CARRYING BAG




SPK010K KAN SPORU KÜÇÜK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 68 adet, 3 farklı çapta kan tüplerine uyumlu olarak, ABS malzemeden üretilmiş bir üründür.
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ: 300 x 150 mm

BLOOD SAMPLE TRANSPORTING TRAY - SMALL

PRODUCT FEATURES : It is a product made of ABS material, which can carry 68 blood tubes in 3 different sizes
PRODUCT DIMENSIONS: 300 x 150 mm



SPK020B KAN SPORU BÜYÜK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 90 / 100 adet kan tüplerine uyumlu olarak, ABS malzemeden üretilmiş bir üründür.
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ: 260 x 235 mm

BLOOD SAMPLE TRANSPORTING TRAY - LARGE

PRODUCT FEATURES : It is a product made of ABS material which is compatible 90/100 pieces blood tube .
PRODUCT DIMENSIONS: 260 x 235 mm



SPI010K İDRAR-GAİTA SPORU KÜÇÜK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 7 adet idrar, 5 adet gaita kabına uyumlu olarak, ABS malzemeden üretilmiş bir üründür.
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ: 300 x 150 mm

URINE - GAİTA SAMPLE TRANSPORTING TRAY - SMALL

PRODUCT FEATURES : : It is product made of ABS material which is compatible 5 gaita and 7 urine sample box
PRODUCT DIMENSIONS: 300 x 150 mm



SPI020B İDRAR-GAİTA SPORU BÜYÜK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 9 adet idrar, 6 adet gaita kabına uyumlu olarak, ABS malzemeden üretilmiş bir üründür.
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ: 260 x 235 mm

URINE - GAİTA SAMPLE TRANSPORTING TRAY - LARGE

PRODUCT FEATURES : It is product made of ABS material which is compatible 6 gaita and 9 urine sample box .
PRODUCT DIMENSIONS: 260 x 235 mm

KARTON TIBBİ ATIK KUTULARI CARDBOARD SAFETY BOXES

SINGLE USE ONLY.
MADE FROM RECYCLED PAPER.
CUSTOMIZED IN TWO DIFFERENT SERIES FOR EASE OF USE.
THE BOTTOM SURFACE IS PRODUCED WITH A CROSS-LOCKING SYSTEM TO INCREASE SECURITY



TEK KULLANIMLIKTIR.
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ KAĞITAN ÜRETİLMEKTEDİR.
KULLANIM KOLAYLIĞI GÖZETİLEREK İKİ FARKLI SERİ OLARAK ÖZELLEŞTİRİLMİŞTİR.
ALT YÜZEYİ GÜVENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN ÇAPRAZ KİLİTLEME SİSTEMİ İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

KARTON TIBBİ ATIK KUTULARI CARDBOARD SAFETY BOXES



CSB0500
5 LT KARTON TIBBİ ATIK KUTUSU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Kullanılmış tıbbi aletleri (iğneler, şırıngalar, neşterler, bıçaklar, ampuller vb.) toplamak için kullanılır. Karton hammaddeden üretilmiştir. Sarı/beyaz renktedirler. İçlerine sarı atık torbaları konularak kullanılırlar. Tek kullanımlıdır.
PAKETLEME DETAYI: 15'li bağlar halinde paketlenmektedir.
DELİK ÇAPİ: Ø 35 mm

5 LT CARDBOARD SAFETY BOX
PRODUCT FEATURES: They are used to collect used medical instruments (needles, syringes, scalpels, knives, ampoules, etc.). Produced from cardboard material. They are yellow/white in color. They are used with yellow waste bags inside. Single use only.
PACKING DETAILS: It is packed in bundles of 15.
HOLE DIAMETER: Ø 35 mm

Container Loading Quantities:
20 DC: 19.305 PCS
40 HC: 42.120 PCS



CSB0600
6 LT KARTON TIBBİ ATIK KUTUSU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Kullanılmış tıbbi aletleri (iğneler, şırıngalar, neşterler, bıçaklar, ampuller vb.) toplamak için kullanılır. Karton hammaddeden üretilmiştir. Sarı/beyaz renktedirler. İçlerine sarı atık torbaları konularak kullanılırlar. Tek kullanımlıdır.
PAKETLEME DETAYI: 15'li bağlar halinde paketlenmektedir.
DELİK ÇAPİ: Ø 40 mm

6 LT CARDBOARD SAFETY BOX
PRODUCT FEATURES: They are used to collect used medical instruments (needles, syringes, scalpels, knives, ampoules, etc.). Produced from cardboard material. They are yellow/white in color. They are used with yellow waste bags inside. Single use only.
PACKING DETAILS: It is packed in bundles of 15.
HOLE DIAMETER: Ø 40 mm

Container Loading Quantities:
20 DC: 16.500 PCS
40 HC: 36.000 PCS



CSB0700
7 LT KARTON TIBBİ ATIK KUTUSU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Kullanılmış tıbbi aletleri (iğneler, şırıngalar, neşterler, bıçaklar, ampuller vb.) toplamak için kullanılır. Karton hammaddeden üretilmiştir. 7 LT'lik karton tıbbi atık kutusu, uzun ve ince tıbbi aletleri güvenli bir şekilde muhafaza etmek için özel olarak tasarlanmıştır. Sarı/beyaz renktedirler. İçlerine sarı atık torbaları konularak kullanılırlar. Tek kullanımlıdır.
PAKETLEME DETAYI: 15'li bağlar halinde paketlenmektedir.
DELİK ÇAPİ: Ø 40 mm

7 LT CARDBOARD SAFETY BOX
PRODUCT FEATURES: They are used to collect used medical instruments (needles, syringes, scalpels, knives, ampoules, etc.). Produced from cardboard material. The 7 LT safety box has been specifically designed to safely contain tall and thin medical instruments. They are yellow/white in color. They are used with yellow waste bags inside. Single use only.
PACKING DETAILS: It is packed in bundles of 15.
HOLE DIAMETER: Ø 40 mm

Container Loading Quantities:
20 DC: 16.500 PCS
40 HC: 36.000 PCS



CSB1000
10 LT KARTON TIBBİ ATIK KUTUSU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Kullanılmış tıbbi aletleri (iğneler, şırıngalar, neşterler, bıçaklar, ampuller vb.) toplamak için kullanılır. Karton hammaddeden üretilmiştir. Sarı/beyaz renktedirler. İçlerine sarı atık torbaları konularak kullanılırlar. Tek kullanımlıdır.
PAKETLEME DETAYI: 15'li bağlar halinde paketlenmektedir.
DELİK ÇAPİ: Ø 60 mm

10 LT CARDBOARD SAFETY BOX
PRODUCT FEATURES: They are used to collect used medical instruments (needles, syringes, scalpels, knives, ampoules, etc.). Produced from cardboard material. They are yellow/white in color. They are used with yellow waste bags inside. Single use only.
PACKING DETAILS: It is packed in bundles of 15.
HOLE DIAMETER: Ø 60 mm

Container Loading Quantities:
20 DC: 15.000 PCS
40 HC: 31.500 PCS

KARTON TIBBİ ATIK KUTULARI CARDBOARD SAFETY BOXES



CSB1200
12 LT KARTON TIBBİ ATIK KUTUSU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Kullanılmış tıbbi aletleri (iğneler, şırıngalar, neşterler, bıçaklar, ampuller vb.) toplamak için kullanılır. Karton hammaddeden üretilmiştir. Sarı/beyaz renktedirler. İçlerine sarı atık torbaları konularak kullanılırlar. Tek kullanımlıdır.
PAKETLEME DETAYI: 15'li bağlar halinde paketlenmektedir.
DELİK ÇAPİ: Ø 60 mm

12 LT CARDBOARD SAFETY BOX
PRODUCT FEATURES: They are used to collect used medical instruments (needles, syringes, scalpels, knives, ampoules, etc.). Produced from cardboard material. They are yellow/white in color. They are used with yellow waste bags inside. Single use only.
PACKING DETAILS: It is packed in bundles of 15.
HOLE DIAMETER: Ø 60 mm

Container Loading Quantities:
20 DC: 11.055 PCS
40 HC: 24.120 PCS



CSB2000
20 LT KARTON TIBBİ ATIK KUTUSU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Keskin olmayan bulaıcı atıkların toplanması için kullanılır. Karton hammaddeden üretilmiştir. Sarı/beyaz renktedirler. İçlerine sarı atık torbaları konularak kullanılırlar. Tek kullanımlıdır.
PAKETLEME DETAYI: 10'lu bağlar halinde paketlenmektedir.

20 LT CARDBOARD SAFETY BOX
PRODUCT FEATURES: They are used for the collection of non-sharp infectious waste. Made of cardboard raw material. They are yellow/white in color. They are used by placing yellow waste bags inside. Single use only.
PACKING DETAILS: It is packed in bundles of 10.

Container Loading Quantities:
20 DC: 10.000 PCS
40 HC: 21.000 PCS

KARTON TIBBİ ATIK KUTULARI CARDBOARD SAFETY BOXES



CSB3000
30 LT KARTON TIBBİ ATIK KUTUSU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Keskin olmayan bulaıcı atıkların toplanması için kullanılır. Karton hammaddeden üretilmiştir. Sarı/beyaz renktedirler. İçlerine sarı atık torbaları konularak kullanılırlar. Tek kullanımlıktır.
PAKETLEME DETAYI: 10'lu bağlar halinde paketlenmektedir.

30 LT CARDBOARD SAFETY BOX

PRODUCT FEATURES: They are used for the collection of non-sharp infectious waste. Made of cardboard raw material. They are yellow/white in color. They are used by placing yellow waste bags inside. Single use only.
PACKING DETAILS: It is packed in bundles of 10.

Container Loading Quantities:
20 DC: 5.500 PCS
40 HC: 12.000 PCS



CSB5000
50 LT KARTON TIBBİ ATIK KUTUSU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Keskin olmayan bulaıcı atıkların toplanması için kullanılır. Karton hammaddeden üretilmiştir. Sarı/beyaz renktedirler. İçlerine sarı atık torbaları konularak kullanılırlar. Tek kullanımlıktır.
PAKETLEME DETAYI: 10'lu bağlar halinde paketlenmektedir.

50 LT CARDBOARD SAFETY BOX

PRODUCT FEATURES: They are used for the collection of non-sharp infectious waste. Made of cardboard raw material. They are yellow/white in color. They are used by placing yellow waste bags inside. Single use only.
PACKING DETAILS: It is packed in bundles of 10.

Container Loading Quantities:
20 DC: 2.750 PCS
40 HC: 6.000 PCS



CSB6000
60 LT KARTON TIBBİ ATIK KUTUSU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Keskin olmayan bulaıcı atıkların toplanması için kullanılır. Karton hammaddeden üretilmiştir. Sarı/beyaz renktedirler. İçlerine sarı atık torbaları konularak kullanılırlar. Tek kullanımlıktır.
PAKETLEME DETAYI: 10'lu bağlar halinde paketlenmektedir.

60 LT CARDBOARD SAFETY BOX

PRODUCT FEATURES: They are used for the collection of non-sharp infectious waste. Made of cardboard raw material. They are yellow/white in color. They are used by placing yellow waste bags inside. Single use only.
PACKING DETAILS: It is packed in bundles of 10.

Container Loading Quantities:
20 DC: 2.750 PCS
40 HC: 6.000 PCS



TEK KULLANIMLIK KAĞIT MEDİKAL ÜRÜNLER DISPOSABLE PAPER PULP PRODUCTS

- TEK KULLANIMLIKTIR.
- ÖĞÜTÜCÜLERDE ÖĞÜTMeye UYGUNDUR.
- DÖRT (4) SAAT BOYUNCA İNSANSAL SIVI SIZDIRMAMA ÖZELLİĞİNE SAHIPTIR.
- SICAKLIĞA 35 ° C'YE KADAR DİRENÇLİDİR.



Macerator



- MOLDED FIBER PRODUCT MADE OF %100 RECYCLED PAPER.
- DISPOSABLE
- SUITABLE FOR GRINDING IN MACERATORS
- IT HAS THE FEATURE OF NOT LEAKING HUMAN FLUID FOR FOUR (4) HOURS.
- TEMPERATURE RESISTANCE UP TO 35 °C

White
poppy

TEK KULLANIMLIK KAĞIT MEDİKAL ÜRÜNLER DISPOSABLE PAPER PULP PRODUCTS



KGTBK1

KAĞIT BÖBREK KÜVETİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3: Kağıt hamurundan üretilmiş, tek kullanımlık, makinede öğütülebilir bir medikal üründür. Ürünün kapasitesi 700 ml'dir. Sıvıyı 4 saate kadar tutar ve 35 dereceye kadar dayanıklıdır. %100 biyoçözünür.

KOLİ EBADI: 305x265x450 mm

KOLİ İÇİ MİKTARI: 300 adet

PAPER PULP KIDNEY DISH

PRODUCT FEATURES : It is a disposable, machine-grindable medical product made of pulp. The capacity of the product is 700 ml. It holds liquid for up to 4 hours and is resistant up to 35 degrees. 100% biodegradable.

PACKING DIMENSIONS : 305 x 265 x 450 mm

PACKING QUANTITY: 300 pcs.

Container Loading Quantities:

20 DC: 924 BOX / 277.200 pcs

40 DC: 1920 BOX / 576.000 pcs

40 HC: 2772 BOX / 831.600 pcs

KGTS2

STANDART KAĞIT SÜRGÜ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Ürünün kapasitesi 2 lt'dir. Tek kullanımlıktır. Sıvıyı 4 saate kadar tutar ve 35 dereceye kadar dayanıklıdır. %100 biyoçözünür.

KOLİ EBADI: 600 x 300 x 310 mm

KOLİ İÇİ MİKTARI: 100 adet

STANDARD PAPER PULP BED PAN

PRODUCT FEATURES : The capacity of the product is 2 Lt. It is for single use only. Holds liquid for up to 4 hours and is resistant up to 35 degrees. 100% biodegradable.

PACKING DIMENSIONS : 600 x 300 x 310 mm

PACKING QUANTITY: 150 pcs.

Container Loading Quantities:

20 DC: 352 BOX / 35.200 pcs

40 DC: 780 BOX / 78.000 pcs

40 HC: 1056 BOX / 105.600 pcs

KGTS2L

KAĞIT MEGA SÜRGÜ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Ürünün kapasitesi 2 lt'dir. Tek kullanımlıktır. Sıvıyı 4 saate kadar tutar ve 35 dereceye kadar dayanıklıdır. %100 biyoçözünür.

KOLİ EBADI: 610 x 380 x 295 mm

KOLİ İÇİ MİKTARI: 100 adet

PAPER PULP SLIPPER PAN

PRODUCT FEATURES : The capacity of the product is 2 Lt. It is for single use only. Holds liquid for up to 4 hours and is resistant up to 35 degrees. 100% biodegradable.

PACKING DIMENSIONS : 610 x 380 x 295 mm

PACKING QUANTITY: 100 pcs.

Container Loading Quantities:

20 DC: 528 BOX / 52.800 pcs

40 DC: 1200 BOX / 120.000 pcs

40 HC: 1580 BOX / 158.400 pcs

KGTS03

KAĞIT ÖRDEK - YUVARLAK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Ürünün kapasitesi 900 ml'dir. Tek kullanımlıktır. Sıvıyı 4 saate kadar tutar ve 35 dereceye kadar dayanıklıdır. %100 biyoçözünür.

KOLİ EBADI: 785x250x890 mm

KOLİ İÇİ MİKTARI: 100 adet

PAPER PULP ROUND SHAPE MENS URINAL BOTTLE

PRODUCT FEATURES : The capacity of the product is 2 Lt. It is for single use only. Holds liquid for up to 4 hours and is resistant up to 35 degrees. 100% biodegradable.

PACKING DIMENSIONS : 785x250x890 mm

PACKING QUANTITY: 100 pcs.

Container Loading Quantities:

20 DC: 143 BOX / 14.300 pcs

40 DC: 312 BOX / 31.200 pcs

40 HC: 429 BOX / 42.900 pcs

METAL APARATLI MOBİL ATIK SETİ MOBILE WASTE SET WITH METAL APPARATUS

MOBİL ATIK AYRIŞTIRMA SETLERİ

ATIKLARIN TOPLANMASI ESNASINDA KARIŞIKLIĞI ÖNLEMELİK İÇİN TASARLANMIŞ, EVSEL - AMBALAJ VE TIBBİ ATIKLARIN DÜZENLİ TOPLANMASINI SAĞLAYAN, DAĞINIKLIĞI ÖNLEMELİK AMACIYLA BİR ARADA BULUNAN, SAĞLAM, FIRIN BOYA İLE BOYANMIŞ, METAL KARKASTAN ÜRETİLMİŞ, TEKERLEKLİ ÜRÜNLERDİR. AYRICA ALTI KAPALI OLMADIĞINDAN TOZ VE BAKTERİ BARINDIRMAYACAK YAPIDA, İSTEĞE GÖRE 2'Lİ - 3'LÜ - 4'LÜ SEÇENEKLERDE ÜRETİLMEKTEDİR.



MOBİL ATIK AYRIŞTIRMA SETLERİ

THEY ARE PRODUCTS DESIGNED TO PREVENT CONFUSION DURING THE COLLECTION OF WASTES, WHICH ALLOW REGULAR COLLECTION OF HOUSEHOLD - PACKAGING AND MEDICAL WASTES, WHICH ARE FOUND TOGETHER IN ORDER TO PREVENT THE MESS, WHICH ARE SOLID, PAINTED WITH OVEN PAINT, MADE OF METAL CARCASS, WHEELED PRODUCTS. BESIDES, IT IS PRODUCED IN 2-3-4 OPTIONS IN A STRUCTURE THAT WILL NOT CONTAIN DUST AND BACTERIA AS IT IS NOT COVERED BY SIX BUCKETS CAN BE PRODUCED IN THE DESIRED COLOR AND LABEL CAN BE MADE. 40 LT. AND 65 LT OPTIONS ARE AVAILABLE.

EV VE OFİS TİPİ PEDALLI ATIK KOVALARI / HOME AND OFFICE TYPE PEDAL WASTE BINS
SLİM KÖŞELİ PEDALLI ATIK KOVALARI / SLIM CORNERED PEDAL WASTE BINS



SLO15MT : 15 LT / METALİK / MASKE-ELDİVEN ATIK
SLO15OT : 15 LT / TURUNCU / TIBBİ ATIK
SLO15OG : 15 LT / GRİ / EVSEL ATIK
SLO15OM : 15 LT / MAVİ / AMBALAJ ATIK
SLO15OS : 15 LT / SARI / TEHLİKELİ ATIK

**15 LT SLİM KÖŞELİ
PEDALLI ATIK KOVASI**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 Ana parçadan oluşmaktadır. Kova, Kapak ve Pedal. Endüstriyel alanlarda atıkları ayırmak üzere kullanılmaktadır.
KOLİ ÖLÇÜSÜ: 460 X 335 X 810 mm / 15 Adet

**15 LT SLIM CORNERED PEDAL
WASTE BIN**

PRODUCT FEATURES : It consists of 3 main parts Bin, Cover and Pedal. It is used to separate waste in industrial areas.

BIN PACKING DIMENSION:
460 X 335 X 810 mm / 15 pieces



SLO25MT : 25 LT / METALİK / MASKE-ELDİVEN ATIK
SLO25OT : 25 LT / TURUNCU / TIBBİ ATIK
SLO25OG : 25 LT / GRİ / EVSEL ATIK
SLO25OM : 25 LT / MAVİ / AMBALAJ ATIK
SLO25OS : 25 LT / SARI / TEHLİKELİ ATIK

**25 LT SLİM KÖŞELİ
PEDALLI ATIK KOVASI**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 Ana parçadan oluşmaktadır. Kova, Kapak ve Pedal. Endüstriyel alanlarda atıkları ayırmak üzere kullanılmaktadır.
KOLİ ÖLÇÜSÜ: 540 X 385 X 665 mm / 6 Adet

**25LT SLIM CORNERED PEDAL
WASTE BIN**

PRODUCT FEATURES : It consists of 3 main parts Bin, Cover and Pedal. It is used to separate waste in industrial areas.

BIN PACKING DIMENSION:
540 X 385 X 665 mm / 6 pieces



SLO40MT : 40 LT / METALİK / MASKE-ELDİVEN ATIK
SLO40OT : 40 LT / TURUNCU / TIBBİ ATIK
SLO40OG : 40 LT / GRİ / EVSEL ATIK
SLO40OM : 40 LT / MAVİ / AMBALAJ ATIK
SLO40OS : 40 LT / SARI / TEHLİKELİ ATIK

**40 LT SLİM KÖŞELİ
PEDALLI ATIK KOVASI**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 Ana parçadan oluşmaktadır. Kova, Kapak ve Pedal. Endüstriyel alanlarda atıkları ayırmak üzere kullanılmaktadır.
KOLİ ÖLÇÜSÜ: 450 X 325 X 1050 mm / 5 Adet

**40 LT SLIM CORNERED PEDAL
WASTE BIN**

PRODUCT FEATURES : It consists of 3 main parts Bin, Cover and Pedal. It is used to separate waste in industrial areas.

BIN PACKING DIMENSION:
450 X 325 X 1050 mm / 5 pieces



SLO60MT : 60 LT / METALİK / MASKE-ELDİVEN ATIK
SLO60OT : 60 LT / TURUNCU / TIBBİ ATIK
SLO60OG : 60 LT / GRİ / EVSEL ATIK
SLO60OM : 60 LT / MAVİ / AMBALAJ ATIK
SLO60OS : 60 LT / SARI / TEHLİKELİ ATIK

**60 LT SLİM KÖŞELİ
PEDALLI ATIK KOVASI**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 Ana parçadan oluşmaktadır. Kova, Kapak ve Pedal. Endüstriyel alanlarda atıkları ayırmak üzere kullanılmaktadır.
KOLİ ÖLÇÜSÜ: 515 X 365 X 1160 mm / 5 Adet

**60 LT SLIM CORNERED
PEDAL WASTE BIN**

PRODUCT FEATURES : It consists of 3 main parts Bin, Cover and Pedal. It is used to separate waste in industrial areas.

BIN PACKING DIMENSION:
515 X 365 X 1160 mm / 5 pieces

EV VE OFİS TİPİ PEDALLI ATIK KOVALARI / HOME AND OFFICE TYPE PEDAL WASTE BINS
KÖŞELİ PEDALLI ATIK KOVALARI / CORNERED PEDAL WASTE BINS



KPO25OG : 25 LT / GRİ / EVSEL ATIK
KPO25OT : 25 LT / TURUNCU / TIBBİ ATIK
KPO25OM : 25 LT / MAVİ / AMBALAJ ATIK
KPO25OS : 25 LT / SARI / TEHLİKELİ ATIK

**25 LT KÖŞELİ PEDALLI
ATIK KOVASI**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 Ana parçadan oluşmaktadır. Kova, Kapak ve Pedal. Endüstriyel alanlarda atıkları ayırmak üzere kullanılmaktadır.
KOLİ ÖLÇÜSÜ: 715 X 665 X 450 mm / 4 Adet

**25 LT CORNERED PEDAL
WASTE BIN**

PRODUCT FEATURES : It consists of 3 main parts Bin, Cover and Pedal. It is used to separate waste in industrial areas.

BIN PACKING DIMENSION:
715 X 665 X 450 mm / 4 pieces



KPO40OG : 40 LT / GRİ / EVSEL ATIK
KPO40OT : 40 LT / TURUNCU / TIBBİ ATIK
KPO40OM : 40 LT / MAVİ / AMBALAJ ATIK
KPO40OS : 40 LT / SARI / TEHLİKELİ ATIK

**40 LT KÖŞELİ PEDALLI
ATIK KOVASI**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 Ana parçadan oluşmaktadır. Kova, Kapak ve Pedal. Endüstriyel alanlarda atıkları ayırmak üzere kullanılmaktadır.
KOLİ ÖLÇÜSÜ: 415 X 390 X 930 mm / 5 Adet

**40 LT CORNERED PEDAL
WASTE BIN**

PRODUCT FEATURES : It consists of 3 main parts Bin, Cover and Pedal. It is used to separate waste in industrial areas.

BIN PACKING DIMENSION:
415 X 390 X 930 mm / 5 pieces



KPO65OG : 65 LT / GRİ / EVSEL ATIK
KPO65OT : 65 LT / TURUNCU / TIBBİ ATIK
KPO65OM : 65 LT / MAVİ / AMBALAJ ATIK
KPO65OS : 65 LT / SARI / TEHLİKELİ ATIK

**65 LT KÖŞELİ PEDALLI
ATIK KOVASI**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 Ana parçadan oluşmaktadır. Kova, Kapak ve Pedal. Endüstriyel alanlarda atıkları ayırmak üzere kullanılmaktadır.
KOLİ ÖLÇÜSÜ: 465 X 425 X 1120 mm / 5 Adet

**65 LT CORNERED PEDAL
WASTE BIN**

PRODUCT FEATURES : It consists of 3 main parts Bin, Cover and Pedal. It is used to separate waste in industrial areas.

BIN PACKING DIMENSION:
465 X 425 X 1120 mm / 5 pieces



KPO85OG : 85 LT / GRİ / EVSEL ATIK
KPO85OT : 85 LT / TURUNCU / TIBBİ ATIK
KPO85OM : 85 LT / MAVİ / AMBALAJ ATIK
KPO85OS : 85 LT / SARI / TEHLİKELİ ATIK

85 LT TIBBİ ATIK KUTUSU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 Ana parçadan oluşmaktadır. Kova, Kapak ve Pedal. Endüstriyel alanlarda atıkları ayırmak üzere kullanılmaktadır.
KOLİ ÖLÇÜSÜ: 495 X 480 X 1160 mm / 5 Adet

**85 LT CORNERED PEDAL
WASTE BIN**

PRODUCT FEATURES : It consists of 3 main parts Bin, Cover and Pedal. It is used to separate waste in industrial areas.

BIN PACKING DIMENSION:
495 X 480 X 1160 mm / 5 pieces

EV VE OFİS TİPİ PEDALLI ATIK KOVALARI YUVARLAK PEDALLI ATIK KOVALARI HOME AND OFFICE TYPE PEDAL WASTE BIN ROUNDED PEDAL WASTE BIN



YP0100T : 10 LT / TURUNCU / TIBBİ ATIK
YP0100G : 10 LT / GRİ / EVSEL ATIK
YP0100M : 10 LT / MAVİ / AMBALAJ ATIK
YP0100S : 10 LT / SARI / TEHLİKELİ ATIK

10 LT YUVARLAK PEDALLI ATIK KOVASI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 Ana parçadan oluşmaktadır. Kova, Kapak ve Pedal. Endüstriyel alanlarda atıkları ayırmak üzere kullanılmaktadır.
KOLİ ÖLÇÜSÜ: 700 X 480 X 310 mm / 6 Adet

10 LT ROUNDED PEDAL WASTE BIN

PRODUCT FEATURES : It consists of 3 main parts Bin, Cover and Pedal. It is used to separate waste in industrial areas.

PACKING DIMENSION:
700 X 480 X 310 mm / 6 pieces



YP0150T : 15 LT / TURUNCU / TIBBİ ATIK
YP0150G : 15 LT / GRİ / EVSEL ATIK
YP0150M : 15 LT / MAVİ / AMBALAJ ATIK
YP0150S : 15 LT / SARI / TEHLİKELİ ATIK

15 LT YUVARLAK PEDALLI ATIK KOVASI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 Ana parçadan oluşmaktadır. Kova, Kapak ve Pedal. Endüstriyel alanlarda atıkları ayırmak üzere kullanılmaktadır.
KOLİ ÖLÇÜSÜ: 850 X 580 X 360 mm / 6 Adet

15 LT ROUNDED PEDAL WASTE BIN

PRODUCT FEATURES : It consists of 3 main parts Bin, Cover and Pedal. It is used to separate waste in industrial areas.

PACKING DIMENSION:
850 X 580 X 360 mm / 6 pieces



YP0250T : 25 LT / TURUNCU / TIBBİ ATIK
YP0250G : 25 LT / GRİ / EVSEL ATIK
YP0250M : 25 LT / MAVİ / AMBALAJ ATIK
YP0250S : 25 LT / SARI / TEHLİKELİ ATIK

25 LT YUVARLAK PEDALLI ATIK KOVASI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 Ana parçadan oluşmaktadır. Kova, Kapak ve Pedal. Endüstriyel alanlarda atıkları ayırmak üzere kullanılmaktadır.
KOLİ ÖLÇÜSÜ: 640 X 640 X 430 mm / 4 Adet

25 LT ROUNDED PEDAL WASTE BIN

PRODUCT FEATURES : It consists of 3 main parts Bin, Cover and Pedal. It is used to separate waste in industrial areas.

PACKING DIMENSION:
640 X 640 X 430 mm / 4 pieces



YP0400T : 40 LT / TURUNCU / TIBBİ ATIK
YP0400G : 40 LT / GRİ / EVSEL ATIK
YP0400M : 40 LT / MAVİ / AMBALAJ ATIK
YP0400S : 40 LT / SARI / TEHLİKELİ ATIK

40 LT YUVARLAK PEDALLI ATIK KOVASI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 3 Ana parçadan oluşmaktadır. Kova, Kapak ve Pedal. Endüstriyel alanlarda atıkları ayırmak üzere kullanılmaktadır.
KOLİ ÖLÇÜSÜ: 400 X 380 X 550 mm / 1 Adet

40 LT ROUNDED PEDAL WASTE BIN

PRODUCT FEATURES : It consists of 3 main parts Bin, Cover and Pedal. It is used to separate waste in industrial areas.

BIN PACKING DIMENSION:
400 X 380 X 550 mm / 1 piece

ATIK KONTEYNERLERİ WASTE CONTAINERS

■ KULLANILAN HAMMADDE GÜNEŞ IŞIĞINA, SICAĞA VE SOĞUĞA DAYANIKLIDIR
THE RAW MATERIAL USED IS RESISTANT TO SUNLIGHT, HEAT AND COLD.

■ İSTEĞE BAĞLI OLARAK MANYETİK KİLİT SİSTEMİ İLAVE EDİLMELİDİR.
AN OPTIONAL MAGNETIC LOCK SYSTEM CAN BE ADDED.

■ İKİ VE DÖRT TEKERLEKLİDİR
IT HAS TWO AND FOUR WHEELS.

■ ÜRÜNLER İÇ İÇE GEÇEBİLME ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR.
PRODUCTS HAVE THE FEATURE OF BEING NESTED.

■ İSTEĞE BAĞLI OLARAK PEDAL İLAVE EDİLEBİLİR.
OPTIONALLY, A PEDAL CAN BE ADDED.



PLASTİK ATIK KONTEYNERLERİ



KON0800T : 80 LT / TURUNCU / TIBBİ ATIK
KON0800M : 80 LT / MAVİ / KAĞIT ATIK
KON0800Y : 80 LT / YEŞİL / CAM ATIK
KON0800S : 80 LT / SARİ / PLASTİK ATIK
KON0800G : 80 LT / GRİ / METAL ATIK
KON0800SH : 80 LT / SİYAH / EVSEL ATIK

80 LT ATIK KONTEYNERİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 2 Ana parçadan oluşmaktadır. Kova ve Kapak. Endüstriyel alanlarda atıkları ayırmak üzere kullanılmaktadır. Tekerleklidir.

KOLİ ÖLÇÜSÜ: 480 X 540 X 770 mm

80 LT WASTE CONTAINER

PRODUCT FEATURES : It consists of 2 main parts. Bin and cover. It is used to separate waste in industrial areas. It has wheels.

PRODUCT DIMENSION: 480 X 540 X 770 mm

KON1200T : 120 LT / TURUNCU / TIBBİ ATIK
KON1200M : 120 LT / MAVİ / KAĞIT ATIK
KON1200Y : 120 LT / YEŞİL / CAM ATIK
KON1200S : 120 LT / SARİ / PLASTİK ATIK
KON1200G : 120 LT / GRİ / METAL ATIK
KON1200SH : 120 LT / SİYAH / EVSEL ATIK

120 LT ATIK KONTEYNERİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 2 Ana parçadan oluşmaktadır. Kova ve Kapak. Endüstriyel alanlarda atıkları ayırmak üzere kullanılmaktadır. Tekerleklidir.

KOLİ ÖLÇÜSÜ: 480 X 540 X 940 mm

120 LT WASTE CONTAINER

PRODUCT FEATURES : It consists of 2 main parts. Bin and cover. It is used to separate waste in industrial areas. It has wheels.

PRODUCT DIMENSION: 480 X 540 X 940 mm

KON2400T : 240 LT / TURUNCU / TIBBİ ATIK
KON2400M : 240 LT / MAVİ / KAĞIT ATIK
KON2400Y : 240 LT / YEŞİL / CAM ATIK
KON2400S : 240 LT / SARİ / PLASTİK ATIK
KON2400G : 240 LT / GRİ / METAL ATIK
KON2400SH : 240 LT / SİYAH / EVSEL ATIK

240 LT ATIK KONTEYNERİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 2 Ana parçadan oluşmaktadır. Kova ve Kapak. Endüstriyel alanlarda atıkları ayırmak üzere kullanılmaktadır. Tekerleklidir.

KOLİ ÖLÇÜSÜ: 550 X 740 X 1110 mm

240 LT WASTE CONTAINER

PRODUCT FEATURES : It consists of 2 main parts. Bin and cover. It is used to separate waste in industrial areas. It has wheels.

PRODUCT DIMENSION: 550 X 740 X 1110 mm

SLO0800T : 360 LT / TURUNCU / TIBBİ ATIK
SLO0800G : 360 LT / GRİ / EVSEL ATIK
SLO0800M : 360 LT / MAVİ / AMBALAJ ATIK
SLO0800S : 360 LT / SARİ / TEHLİKELİ ATIK

360 LT ATIK KONTEYNERİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 2 Ana parçadan oluşmaktadır. Kova ve Kapak. Endüstriyel alanlarda atıkları ayırmak üzere kullanılmaktadır. Tekerleklidir.

KOLİ ÖLÇÜSÜ: 585 X 880 X 1112 mm

360 LT WASTE CONTAINER

PRODUCT FEATURES : It consists of 2 main parts. Bin and cover. It is used to separate waste in industrial areas. It has wheels.

PRODUCT DIMENSION: 585 X 880 X 1112 mm

KON4000T : 400 LT / TURUNCU / TIBBİ ATIK
KON4000M : 400 LT / MAVİ / KAĞIT ATIK
KON4000Y : 400 LT / YEŞİL / CAM ATIK
KON4000S : 400 LT / SARİ / PLASTİK ATIK

400 LT ATIK KONTEYNERİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 2 Ana parçadan oluşmaktadır. Kova ve Kapak. Endüstriyel alanlarda atıkları ayırmak üzere kullanılmaktadır. Tekerleklidir.

KOLİ ÖLÇÜSÜ: 480 X 540 X 770 mm

400 LT WASTE CONTAINER

PRODUCT FEATURES : It consists of 2 main parts. Bin and cover. It is used to separate waste in industrial areas. It has wheels.

PRODUCT DIMENSION: 480 X 540 X 770 mm

PLASTIC WASTE CONTAINERS

KON6600T : 660 LT / TURUNCU / TIBBİ ATIK
KON6600M : 660 LT / MAVİ / KAĞIT ATIK
KON6600Y : 660 LT / YEŞİL / CAM ATIK
KON6600S : 660 LT / SARİ / PLASTİK ATIK

660 LT ATIK KONTEYNERİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 2 Ana parçadan oluşmaktadır. Kova ve Kapak. Endüstriyel alanlarda atıkları ayırmak üzere kullanılmaktadır. Tekerleklidir.

KOLİ ÖLÇÜSÜ: 480 X 540 X 940 mm

660 LT WASTE CONTAINER

PRODUCT FEATURES : It consists of 2 main parts. Bin and cover. It is used to separate waste in industrial areas. It has wheels.

PRODUCT DIMENSION: 480 X 540 X 940 mm

KON7700T : 770 LT / TURUNCU / TIBBİ ATIK
KON7700M : 770 LT / MAVİ / KAĞIT ATIK
KON7700Y : 770 LT / YEŞİL / CAM ATIK
KON7700S : 770 LT / SARİ / PLASTİK ATIK

770 LT ATIK KONTEYNERİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 2 Ana parçadan oluşmaktadır. Kova ve Kapak. Endüstriyel alanlarda atıkları ayırmak üzere kullanılmaktadır. Tekerleklidir.

KOLİ ÖLÇÜSÜ: 550 X 740 X 1110 mm

770 LT WASTE CONTAINER

PRODUCT FEATURES : It consists of 2 main parts. Bin and cover. It is used to separate waste in industrial areas. It has wheels.

PRODUCT DIMENSION: 550 X 740 X 1110 mm

ATIK TORBALARI WASTE BAGS

**ATIKLARI
AMBALAJLIYORUZ...**
**WE ARE PACKING
THE WASTES...**

ATIK TORBALARI WASTE BAGS



PT05560: 55 x 60 cm / 100 µ
PT06580: 65 x 80 cm / 100 µ
PT07295: 72 x 95 cm / 100 µ
PT80110: 80 x 110 cm / 100 µ

TIBBİ ATIK TORBASİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: PE malzemen, sağlam, elastikiyeti kuvvetli, çift dikişli olarak kırmızı renkte üretilmektedir.

KOLİ İÇİ MİKTAR : 200 ADET (10 RULO /20 RULO)

MEDICAL WASTE BAG

PRODUCT FEATURES : It is produced in PE material durable, strong elasticity, double stitched in red color.

PACKING QUANTITY: 200 pieces(10 roll/20 roll)



PE06580: 65 x 80 cm / 70 µ
PE07295: 72 x 95 cm / 70 µ
PE80110: 80 x 110 cm / 70 µ

EVSEL ATIK TORBASİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: PE malzemen, sağlam, elastikiyeti kuvvetli, çift dikişli olarak siyah renkte üretilmektedir.

KOLİ İÇİ MİKTAR : 200 ADET (10 RULO /20 RULO)

DOMESTIC WASTE BAG

PRODUCT FEATURES : It is produced in PE material durable, strong elasticity, double stitched in black color.

PACKING QUANTITY: 200 pieces(10 roll/20 roll)



PA06580: 65 x 80 cm / 70 µ
PA07295: 72 x 95 cm / 70 µ
PA80110: 80 x 110 cm / 70 µ

AMBALAJ ATIK TORBASİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: PE malzemen, sağlam, elastikiyeti kuvvetli, çift dikişli olarak mavi renkte üretilmektedir.

KOLİ İÇİ MİKTAR : 200 ADET (10 RULO /20 RULO)

PACKING WASTE BAG

PRODUCT FEATURES : It is produced in PE material durable, strong elasticity, double stitched in blue color.

PACKING QUANTITY: 200 pieces(10 roll/20 roll)



PC07295 : 72 x 95 cm / 100 µ
PC08010 : 80 x 110 cm / 100 µ

ENFEKTE ÇAMAŞIR TORBASİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: PE malzemen, sağlam, elastikiyeti kuvvetli, çift dikişli olarak sarı renkte üretilmektedir.

KOLİ İÇİ MİKTAR : 200 ADET (10 RULO /20 RULO)

INFECTED LAUNDRY BAG

PRODUCT FEATURES : It is produced in PE material durable, strong elasticity, double stitched in yellow color.

PACKING QUANTITY: 200 pieces(10 roll/20 roll)

ATIK TORBALARI WASTE BAGS



PH07295 : 72 x 95 cm / 100 µ
PH80110 : 80 x 110 cm / 100 µ

TEHLİKELİ ATIK TORBASİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: PE malzemeden, sağlam, elastikiyeti kuvvetli, çift dikişli olarak, sarı renkte üretilmektedir.

KOLİ İÇİ MİKTAR : 200 ADET (10 RULO / 20 RULO)

DANGEROUS WASTE BAG

PRODUCT FEATURES : It is produced in PE material durable, strong elasticity, double stitched in yellow color.

PACKING QUANTITY: 200 pieces (10 roll/20 roll)



PO06580 : 60 x 85 cm / 100 µ
PO07295 : 72 x 95 cm / 100 µ
PO80110 : 80 x 110 cm / 100 µ

OTOKLAVLANABİLİR TIBBİ ATIK TORBASİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: PE Malzemeden, 141°C (285°F) maksimum otoklav sıcaklığında sterilizasyona uygun, delinme, yırtılma ve sıvılara karşı dayanıklı olacak şekilde üretilmektedir.

KOLİ İÇİ MİKTAR : 100 ADET

AUTOCLAVABLE MEDICAL WASTE BAG

PRODUCT FEATURES : Manufactured from PE material, suitable for sterilization at maximum autoclave temperature of 141°C (285°F), thwarted from puncture, tear and leakage.

PACKING QUANTITY: 100 pieces



PS06580 : 60 x 85 cm / 50 µ
PS80110 : 80 x 110 cm / 50 µ

SUDA ERİYEN ENFEKTE ÇAMAŞIR TORBASİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Polivinil Alkol (PVA) malzemeden, Bağıklı, 40°C' ilet 80°C' arası sıcaklıkta eriyebilen özelliikte, şeffaf renkte üretilmektedir.

KOLİ İÇİ MİKTAR : 100 ADET (10 RULO)

WATER-SOLUBLE INFECTED LAUNDRY BAG

PRODUCT FEATURES : Polyvinyl Alcohol (PVA) material, laced, 40°C to 80°C temperature melting property, transparent color is produced.

PACKING QUANTITY: 100 pieces (10 roll)

TIBBİ ATIK TOPLAMA EKİPMANLARI MEDICAL WASTE COLLECTING EQUIPMENTS



EKP0100

TIBBİ ATIK TOPLAMA KİYAFETİ

PANTOLON VE GÖMLEK
ADET

MEDICAL WASTE COLLECTING CLOTHING
TROUSERS AND SHIRTS
ADET



EKP0200

TIBBİ ATIK TOPLAMA TULUMU

FERMUARLI VE UZUN KOLLU
ADET

MEDICAL WASTE COLLECTING BAG
ZIPPER AND LONG SLEEVED
ADET



EKP0300

KORUYUCU ÇİZME

UZUN KONÇLU, PAMUK ASTARLI KAUKUK
ADET

PROTECTIVE BOOT
LONG SLEEVED, COTTON-LINED
ADET



EKP0400

TIBBİ ATIK TOPLAMA KİYAFETİ

PENYE ASTARLI, 32 CM KAUKUK, 1.35 MM KANUN, KESİCİ VE DELİCİLERE DAYANIKLI
ADET

MEDICAL WASTE COLLECTING GLOVES
COMBINED-LINED, 32 CM RUBBER, WITH A THICKNESS OF 1.35 MM RESISTANT TO CUTTING AND DRILLS
ADET



EKP0500

FFP2 KORUYUCU MASKE

KONFORLU KULLANIM, DÜŞÜK SOLUNUM DİRENÇ, YÜKSEK FİLTASYON VERİMLİLİĞİ
ADET

FFP2 PROTECTIVE MASK
MORE COMFORTABLE TO WEAR, LOW RESPIRATORY RESISTANCE, HIGH FILTRATION EFFICIENCY
ADET



EKP0600

KORUYUCU GÖZLÜK

BUĞULANMAZ, SİLİKON
ADET

PROTECTIVE EYEWEAR
ANTI-FOGGING, SILICONE
ADET

SERTİFİKALAR CERTIFICATES



Notlar / Notes

www.telkar.com.tr

www.telkar.com.tr

Merkez
Head Office

Fatih Mah. Libadiye Cad.
Sarıkamış Sk. No: 52
Ataşehir - İSTANBUL
Tel : 0216 470 86 70 pbx
Fax : 0216 470 99 07

Üretim
Factory

Battal Gazi Mah. Geceseferi Sk.
Aytıp Gıda Tопtancılar Sitesi
I Blok No: 33 - 34
Sultanbeyli - İSTANBUL
Tel : 0216 470 86 70 pbx
Fax : 0216 470 99 07

www.telkar.com.tr
www.sharp-box.com
telkar@telkar.com.tr



www.telkar.com.tr